

Быстрое и безопасное удаление волос



С МИНИМАЛЬНЫМ РИСКОМ
для пациента



Хирургический Клиппер 3M™

- быстро и безопасно удаляет волосы
- стригущая насадка является одноразовой
- легко дезинфицируется
- поверхность стригущей насадки неподвижна и не травмирует кожу

! Стригущая насадка для клиппера является
■ одноразовой и не подлежит дезинфекции!

Согласно СанПиН 2.1.3.2630-10, глава 3, п.3.28: «Не следует удалять волосы перед операцией, если только волосы возле или вокруг операционного поля не будут мешать ее проведению. Если их необходимо удалять, то следует делать это непосредственно перед операцией, используя депиляторы или другие методы, не травмирующие кожные покровы.»

Как использовать хирургический клиппер 3М™

Присоединение/смена стригущей насадки



Переключите выключатель клиппера в положение выключено. Держите корпус клиппера под углом 45° над открытой упаковкой со сменной насадкой. Вставьте корпус в крепление до щелчка. Перед удалением сменной насадки выключите клиппер и надавите на нее для отсоединения.

Удаление волос



Убедитесь, что кожа пациента чистая. Включите устройство. Удалите волосы короткими плавными движениями, держа стригущий элемент под углом от 15 до 30 градусов к коже пациента, аккуратно двигайте клиппер по направлению от себя, против роста волос.

Уход и очистка



Корпус клиппера сделан из прочного пластика, и его можно протирать влажной тканью с небольшим количеством спирта, дезинфицирующих средств или растворов моющих средств. Корпус можно промыть под струей воды или дезинфицирующего средства без погружения.

Зарядка клиппера

1. Выключите клиппер
2. Убедитесь, что на клиппере нет волос или каких-либо других загрязняющих веществ.
3. Подключите шнур питания к клипперу, затем к электрической сети.
4. При правильном подключении индикатор зарядки горит.
5. Для полной зарядки заряжайте клиппер (имеющий встроенную батарею) 24 часа перед первым использованием. Затем достаточно 12–14 часов для полного заряда батареи.
6. Рекомендуется оставлять клиппер на зарядке между использованием.

Информация для заказа*

	Номер по каталогу	Описание	Количество штук в коробке
	Хирургический клиппер с плавающей головкой		
	9661	Клиппер с плавающей головкой	1
	9660	Стригущая насадка одноразовая для клиппера с плавающей головкой (модель 9661)	50
	9690	Стригущая насадка одноразовая для нейрохирургических процедур для клиппера с плавающей головкой (модель 9661)	20
	9668	Зарядное устройство для клиппера с плавающей головкой к модели 9661	1
	Хирургический клиппер с фиксированной головкой		
	9671	Клиппер с фиксированной головкой	1
	9670	Стригущая насадка одноразовая для клиппера с фиксированной головкой к модели 9671	50
	9678	Зарядное устройство для клиппера с фиксированной головкой к модели 9671	1
	9677E	Клиппер с фиксированной головкой и зарядным устройством	1
	9676	Настольная подставка (без зарядного устройства 9678) для клиппера с фиксированной головкой к модели 9671	1
	9669	Установка для настенной фиксации к модели 9671	1

* Гарантийный срок для клиппера составляет 12 месяцев со дня передачи дистрибьютору/покупателю 3М, но не более 18 месяцев с даты производства, указанной на корпусе клиппера.



Медицинская продукция 3М Россия

121614, Москва, ул. Крылатская, д.17 стр.3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru/Medical

Клиентский центр
192029, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны 70,
корп. 3/А, 5-й этаж
БЦ «Фидель»
Тел.: +7 (812) 336 62 22
Факс: +7 (812) 336 64 44

Клиентский центр
620142, Екатеринбург
ул. Большакова, 70
БЦ «Корин-центр»
Тел.: +7 (343) 310 14 29/30
Тел.: +7 903 96 87 646

3М, логотип 3М является зарегистрированными знаками компании «3М Компани». Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3М Компани». © 3М 2012. Все права защищены.