

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изолирующий костюм

МОДЕЛЬ DC2

The background image shows several medical professionals in a clinical setting, wearing full personal protective equipment (PPE) including gowns, masks, and face shields. The image is overlaid with a semi-transparent blue filter. The text is positioned on the left side of the image.

**КОСТЮМ ИЗОЛИРУЮЩИЙ
ТРЕХСЛОЙНЫЙ
ОДНОРАЗОВЫЙ НА
МОЛНИИ
В КОМПЛЕКТЕ С БАХИЛАМИ**

МОДЕЛЬ DC2

Предназначен
для защиты кожи, одежды, обуви
медицинского персонала и
пациентов.



МАТЕРИАЛ:
SMS (СПАНБОНД / МЕЛЬТБЛАУН / СПАНБОНД) ТРЕХСЛОЙНЫЙ
SMS 50 г/м²


По отношению к модели DC-1 обладает более высокой **плотностью** и износостойкостью)

(ПЛОТНОСТЬ, ПРЕВЫШАЮЩАЯ РЕКОМЕНДАЦИИ РОСПОТРЕБНАДЗОРОМ РФ
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ И СИЗ ПРИ РАБОТЕ В КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМИ COVID- 19, ПИСЬМО ОТ
9 АПРЕЛЯ 2020 N02/6475-2020-32)

SMS МАТЕРИАЛ

МНОГОСЛОЙНЫЙ НЕТКАНЫЙ МАТЕРИАЛ,
СОСТОЯЩИЙ ИЗ 100% ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ
ВОЛОКОН, ВКЛЮЧАЕТ ВНЕШНИЕ СЛОИ ИЗ
СПАНБОНДА И ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ МЕЛЬТБЛАУН,
КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ФИЛЬТРУЮЩИМ СЛОЕМ

ЗА СЧЕТ ПРОСЛОЙКИ ИЗ МЕЛЬТБЛАУНА
SMS В 10 РАЗ ПРЕВОСХОДИТ СПАНБОНД ПО
БАКТЕРИЦИДНЫМ СВОЙСТВАМ



Характеристики материала

СПАНБОНД

- Высокая прочность на разрыв, сохранение формы
- Стойкость к химическим и температурным воздействиям
- Воздухопроницаемость
- Пористость
- Мягкость и легкость, приятный при контакте с кожей
- Устойчивость к распространению бактерий и микроорганизмов


МЕЛЬТБЛАУН

- Высокие фильтрационные и барьерные свойства проникновения биологически активных жидкостей
- Повышенная водонепроницаемость и одновременно воздухопроницаемость
- Повышенная прочность в сравнении с традиционными неткаными материалами
- Высокая сорбционная емкость и быстрота сорбции



Комбинезон обеспечивает прекрасное прилегание и легко одевается сверху на рабочую одежду. Удобная посадка, свобода передвижения. Превосходная защита, высокая степень устойчивости к разрыву и истиранию делают его долговечным.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: комбинезон + бахилы



Капюшон

Защитная молния

Эластичные
манжеты

Фиксирующая
резинка

Эластичная
кромка

