

Мониторы



1. Готовые конфигурации

CARESCAPE V100 с опцией Masimo  
 Серия Corometrics 250 с опцией Masimo  
 Dash 2500 с опцией Masimo  
 Dash 3000/4000/5000 с опцией Masimo

2. Модульные мониторы с модулями

Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3 с модулем E-MASIMO  
 CardioLab/Mac-Lab с модулем Tram 451M  
 Монитор CARESCAPE B850  
 с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo  
 с модулем E-MASIMO  
 с модулем Masimo SpO<sub>2</sub> для Tram-Rac  
 с модулем Tram 451M/851M  
 Монитор CARESCAPE B650  
 с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo  
 с модулем E-MASIMO  
 Solar 8000M v5/8000i v5  
 с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo  
 с модулем Tram 451M/851M  
 Solar 8000/8000M/8000i  
 с модулем Masimo SpO<sub>2</sub> для Tram-Rac  
 с модулем Tram 451M/851M  
 Solar 9500 с модулем Tram 451M/851M

3. Мониторы PROCARE

Монитор PROCARE B20 с опцией Masimo  
 Монитор PROCARE B40 с опцией Masimo


Соединительные кабели

GE



Соединительный кабель  
 Masimo LNC-10  
 для серий Dash, Tram, Corometrics  
 2027263-002, 3 м

Тип датчика



Датчики для многократного использования

- 2027258-001 Датчик Masimo LNCS DCI для многократного применения, для взрослых
- 2027259-001 Датчик Masimo LNCS DCIP для многократного применения, для детей
- 2027261-001 Ушной датчик Masimo LNCS TCI-I DCI TipClip для многократного применения

Адгезивные датчики

- 2027253-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Aadx, для взрослых (20/уп.)
- 2027254-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Pdtx, для детей (20/уп.)
- 2051068-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Inf, для новорожденных (20/уп.)
- 2051069-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Neo, для новорожденных (20/уп.)
- 2051070-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Neo-Pt, для новорожденных (20/уп.)

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO<sub>2</sub>. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Принадлежности

Каталожный номер	Описание
2051071-001	Сменная лента для датчиков серии LNCS Inf (100/уп.)
051073-001	Сменная лента для датчиков серии Neo (100/уп.)
2051074-001	Сменная лента для датчиков серии NeoPt (10/уп.)

Мониторы



Готовые конфигурации


- GE DINAMAP ProCare с опцией Masimo
- GE DINAMAP PRO v2 с опцией Masimo
- GE DINAMAP PRO 1000 v3c опцией Masimo

Соединительные кабели



Соединительный кабель Masimo LNC-10 для серии GE DINAMAP 2027263-001, 3 м

Тип датчика



Датчики для многократного использования

- 2027258-001 Датчик Masimo LNCS DCI для многократного применения, для взрослых
- 2027259-001 Датчик Masimo LNCS DCIP для многократного применения, для детей
- 2027261-001 Ушной датчик Masimo LNCS TCI-I DCI TipClip для многократного применения

Адгезивные датчики

- 2027253-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Aدتx, для взрослых (20/уп.)
- 2027254-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Pدتx, для детей (20/уп.)
- 2051068-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Inf, для новорожденных (20/уп.)
- 2051069-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Neo, для новорожденных (20/уп.)
- 2051070-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Neo-Pt, для новорожденных (20/уп.)

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO<sub>2</sub>. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Принадлежности

Каталожный номер	Описание
2051071-001	Сменная лента для датчиков серии LNCS Inf (100/уп.)
051073-001	Сменная лента для датчиков серии Neo (100/уп.)
2051074-001	Сменная лента для датчиков серии NeoPt (10/уп.)