

Мониторы



ОxiMax

- Монитор CARESCAPE B850 с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Nellcor ОxiMax™ с модулем Tram 451N5/851N5
- Монитор CARESCAPE B650 с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Nellcor ОxiMax
- CARESCAPE V100 с опцией Nellcor ОxiMax
- Cardiolab/Mac-Lab с модулем Tram 451N5
- Dash 2500 с опцией Nellcor ОxiMax
- Dash 3000/4000/5000 с опцией Nellcor ОxiMax
- Solar 8000/8000M/8000i и 9500 с модулем Tram 451N5/851N5
- Solar 8000M v5/8000i v5 с модулем данных пациента CARESCAPE с опцией Nellcor ОxiMax
- Монитор PROCARE B20 с опцией Nellcor ОxiMax
- Монитор PROCARE B40 с опцией Nellcor ОxiMax
- Модуль E-NSATX для модульных мониторов S/5, AS/3, CS/3 и модульных мониторов CARESCAPE

Соединительные кабели

GE



Соединительный кабель с коннектором GE и коннектором Nellcor ОxiMax
2021406-001, 3 м
2021406-002, 1,2 м

Тип датчика

Датчики для многократного использования

407705-006 Пальцевой датчик Nellcor DuraSensor для многократного применения DS-100A (1/уп.)†

414248-001 Датчик Nellcor SpO₂ OXI-P/I для многократного применения, для детей старшего и младшего возраста (1/уп.)†



ОxiMax

- GE DINAMAP ProCare с опцией Nellcor ОxiMax
- GE DINAMAP PRO Series v2 с опцией Nellcor ОxiMax
- GE DINAMAP PRO 1000 v3 с опцией Nellcor ОxiMax
- Модуль E-NSAT для модульных мониторов S/5, AS/3, CS/3 и модульных мониторов CARESCAPE

GE



Интерфейсный кабель Nellcor ОxiMaxDOC-10
2008773-001, 2,9 м



Серия Corometrics 250 Series с опцией Nellcor ОxiMax

GE



Соединительный кабель с коннектором GE и коннектором Nellcor ОxiMax (только для серии Corometrics)
2025350-001, 3 м

† Все данные о Nellcor в данном руководстве характеризуются ограниченной доступностью. Обратитесь в местное торговое представительство компании GE.

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.