



Надежная защита — Ваша уверенность

- Разрезаемые пленки Ioban™ и Steri-Drape™
- Одноразовые хирургические простыни и комплекты
- Одноразовые хирургические халаты
- Одноразовые хирургические маски

Технологии 3M для профилактики инфекций

Инновации
в действии

3M

3М Медицинская продукция

Каждый день компания 3М работает во благо здоровья и хорошего самочувствия людей, создавая специальные изделия для операционных, диагностических лабораторий, стоматологических и ортодонтических кабинетов, а также многие другие полезные вещи для работы и дома. Наши медицинские изделия помогают предупредить распространение инфекций, защитить кожу, используются при введении лекарственных препаратов и применяются в стоматологии.

Профилактика оправдывает себя

Мы производим четыре группы изделий для профилактики инфекций:

- Продукция для операционной: хирургические простыни, халаты, маски и респираторы, а также хирургические клипперы 3М™ для предоперационной подготовки пациента.
- Продукция для стерилизационных отделений: стерилизационное оборудование, индикаторы контроля качества стерилизации, в том числе проверочное оборудование для процесса стерилизации, стерилизационная упаковка.
- Изделия для микробиологических исследований, включая хорошо зарекомендовавшую себя серию тест-пластин 3М™ Petrifilm™, широко используемых в пищевой промышленности для определения особых микроорганизмов.
- Диагностические изделия: мы обеспечиваем больницы системами быстрого выявления инфекций.


Уменьшение риска распространения инфекции в операционных

Строгое соблюдение принципов асептики является основой профилактики инфицирования операционного поля. Важно свести к минимуму вероятность бактериальной контаминации пациента микроорганизмами из окружающей среды.

Изделия для операционной производства компании 3М способны решить проблему профилактики внутрибольничной инфекции.

Объединимся
для борьбы
с инфекциями






Определение критической зоны

Критическая зона хирургической простыни определяется как область, на которую возможно непосредственное попадание крови, биологических жидкостей и других инфекционно опасных веществ. Несмотря на то, что критической зоной принято считать территорию, непосредственно прилегающую к месту разреза, они не всегда совпадают. При опросе хирургов, 72% респондентов сообщили, что во время операций жидкости также попадают за пределы критической зоны в ее привычном понимании.


При выполнении большинства современных операций применяется промывание растворами, при этом жидкость с влажных тампонов, помещенных на хирургическую простыню, может просачиваться и нарушать стерильность. Традиционное понимание критической зоны как ограниченной области хирургической простыни не соответствует действительности. В целях оптимальной профилактики распространения инфекций критической зоной должна считаться вся область операционного белья.

Хирургические простыни компании 3М разработаны для всесторонней защиты критической зоны

- В своих разработках компания 3М исходит из того, что опасность распространения инфекции возрастает при просачивании жидкости на любом участке стерильного поля, а не только в критической зоне в ее привычном понимании.
- Во многих моделях наших хирургических простыней непроницаемый впитывающий материал применяется для изготовления всего полотна простыни, что гарантирует защиту всей площади критической зоны.



Простыня, допускающая просачивание жидкости и, следовательно, перенос бактерий, создает угрозу для операционного поля и повышает опасность инфицирования операционной раны.



Создание настоящего барьера для жидкости с помощью непроницаемой хирургической простыни – это необходимость, переходящая в стандартную практику.

Ассортимент хирургических простыней

3M™ Steri-Drape™

Внутрибольничные инфекции (ВБИ) являются одной из острых проблем современного здравоохранения. Число ВБИ в России, по официальным данным, ежегодно составляет 50–60 тыс. случаев, однако реально ВБИ переносят до 3 млн пациентов¹. Компания 3M разработала ряд передовых технологий для производства целого ассортимента высокоэффективных одноразовых хирургических простыней и комплектов с превосходными характеристиками и разумной стоимостью.

Непроницаемость для жидкостей

Перенос жидкости и, соответственно, бактерий нарушает целостность операционного поля, повышая вероятность инфицирования раны. Хирургические простыни компании 3M непроницаемы для жидкости, за счет чего они препятствуют переносу бактерий и последующей контаминации операционного поля.

Абсорбирующая ткань и другие средства отвода

Снижение жидкостной контаминации во время операции не только снижает вероятность контакта с инфицированными жидкостями, но и помогает сохранить тело пациента сухим, что сокращает время подготовки операционной к следующей процедуре.

Многие простыни марки 3M имеют карманы для сбора жидкости, а серия 3M™ Steri-Drape™ 9000 изготавливается из абсорбирующего материала, способствующего уменьшению жидкостной контаминации.

Превосходные прочность и комфорт

При выполнении наиболее трудоемких операций надежность хирургической простыни и ее способность выдержать все возможные нагрузки может иметь первостепенное значение для профилактики инфицирования операционной раны.

В соответствии с российским стандартом ГОСТ Р ИСО 13795, одноразовые простыни должны выдерживать воздействие физических нагрузок, быть устойчивыми к разрывам и способными прилегать к телу пациента и оборудованию.

Благодаря своей прочности материал для хирургических простыней Steri-Drape™ 9000 соответствует указанным требованиям, на него можно без опасений помещать даже самые тяжелые хирургические инструменты. Кроме того, материал хорошо прилегает к телу пациента, а также к контурам оборудования.

Надежная адгезия

Способность хирургической простыни фиксироваться к коже пациента помогает изолировать операционную рану от переноса бактерий с необработанных участков кожи. Надежная адгезия предотвращает смещение хирургической простыни во время операции, а также ее контакт с нестерильными поверхностями.

Компания 3M является лидером в разработке технологий адгезии и применяет свой опыт для придания хирургическим простыням свойств надежной адгезии к коже.

Универсальность и экономичность

В ассортимент хирургических простыней компании 3M входят как специализированные комплекты, так и отдельные простыни, что позволяет рационально комплектовать практически любые хирургические процедуры.

Каждый набор простыней комплектуется в соответствии с требованиями конкретного вида хирургического вмешательства.

Хирургические простыни 3M™ Steri-Drape™ 9000

Материал простыней Steri-Drape™ 9000 – это двухслойный материал, состоящий из полипропиленовых волокон (впитывающий слой) и полиэтиленовой пленки (барьерный слой). Данный материал не содержит целлюлозы, то есть при его производстве не используется древесина. Эти изделия не наносят вреда окружающей среде при их сжигании после использования.



Оглавление

Операционные разрезаемые пленки	6 – 9
Антимикробные разрезаемые пленки 3M™ Ioban™ 2	7
Разрезаемые пленки 3M™ Steri-Drape™ 2	8
Разрезаемые пленки 3M™ Steri-Drape™	9
<hr/>	
Общая хирургия	12 – 14
<hr/>	
Ортопедия	16 – 20
<hr/>	
Кардиология	22 – 23
<hr/>	
Акушерство	26 – 28
<hr/>	
Гинекология и урология	30 – 32
<hr/>	
Офтальмология	34 – 36
<hr/>	
Голова и шея	38 – 39
<hr/>	
Нейрохирургия	42 – 43
<hr/>	
Другие виды простыней и дополнительная продукция	46 – 49
<hr/>	
Одноразовые хирургические халаты	52 – 54
<hr/>	
Одноразовые хирургические маски	56 – 57
<hr/>	
Список артикулов	60 – 61

Операционные разрезаемые пленки

Общая хирургия

Ортопедия

Кардиология

Акушерство

Гинекология и урология

Офтальмология

Голова и шея

Нейрохирургия

Другие виды простыней и дополнительная продукция

Одноразовые хирургические халаты

Одноразовые хирургические маски

Список артикулов



Операционные разрезаемые пленки

Научными исследованиями установлено, что для некоторых людей естественным образом характерна повышенная численность бактерий на коже². Поэтому даже после предоперационной обработки кожи трудно быть уверенным в степени ее чистоты.

Вероятность инфицирования операционной раны можно снизить с помощью средств для предоперационной обработки кожи и разрезаемых пленок.

Компания 3М производит ряд разрезаемых пленок, способных снижать вероятность повторной колонизации кожи микроорганизмами после обработки и, следовательно, риск инфицирования операционной раны.

Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2


- Силиконовая и дышащая основа способствует легкому размещению антимикробных разрезаемых пленок Ioban™ 2 на коже.
- Наличие йодофора в составе пленки позволяет обеспечить асептику операционного поля в течение всего хирургического вмешательства.
- Адгезив пленок Ioban™ 2 обеспечивает их превосходную фиксацию на коже.
- Пленка плотно прилегает к контурам тела и хорошо растягивается, сохраняя свободу движений.

Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2


- Изготовлена из воздухопроницаемого материала с превосходными адгезивными свойствами.
- Имеет низкий «эффект памяти» - не стягивается после растяжения, что снижает вероятность появления повреждений на коже, в т.ч. в виде пузырей.
- Может применяться на любых рельефных поверхностях тела.
- Пленка плотно прилегает к контурам тела и хорошо растягивается, сохраняя свободу движений.

Разрезаемые пленки 3М™ Steri-Drape™

- Оригинальные разрезаемые пленки, абсолютно непроницаемые и обеспечивающие стерильность операционного поля.
- Избавляют от необходимости применения бельевых цапок для фиксации операционного белья или снижают потребность в них благодаря фиксации хирургических простыней.
- Рекомендуются для применения на ровных поверхностях тела.




Операционные разрезаемые пленки




6635 Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2

Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
10 см x 20 см	10	4




6640 Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2

Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
34 см x 35 см	10	4




6648 Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2

Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
56 см x 60 см	10	4



6650 Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2

Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
56 см x 45 см	10	4



6651 Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2

Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
56 см x 85 см	10	4


- Абсорбирующий непроницаемый материал
- Водоотталкивающий материал
- Прозрачная полиэтиленовая пленка
- Голубая полиэтиленовая пленка
- Абсорбирующая поверхность
- Антимикробная разрезаемая пленка 3M™ Ioban™ 2
- Разрезаемая пленка 3M™ Steri-Drape™
- Прозрачная эластомерная пленка
- Адгезивная поверхность

Операционные разрезаемые пленки




2035 Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2

Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
10 см x 20 см	10	4




2037 Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2

Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
28 см x 25 см	10	4




2040 Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2

Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
28 см x 41 см	10	4




2045 Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2

Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
50 см x 45 см	10	4



2050 Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2

Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
60 см x 60 см	10	4



2051 Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2

Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
60 см x 85 см	10	4


-  Абсорбирующий непроницаемый материал
-  Водоотталкивающий материал
-  Прозрачная полиэтиленовая пленка
-  Голубая полиэтиленовая пленка
-  Абсорбирующая поверхность
-  Антимикробная разрезаемая пленка 3M™ Ioban™ 2
-  Разрезаемая пленка 3M™ Steri-Drape™
-  Прозрачная эластомерная пленка
-  Адгезивная поверхность

Операционные разрезаемые пленки




1035 Разрезаемая пленка Steri-Drape™

Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
10 см x 20 см	10	4




1037 Разрезаемая пленка Steri-Drape™

Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
19 см x 25 см	10	4




1040 Разрезаемая пленка Steri-Drape™

Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
35 см x 35 см	10	4



1050 Разрезаемая пленка Steri-Drape™

Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
60 см x 45 см	10	4



1051 Разрезаемая пленка Steri-Drape™

Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
60 см x 85 см	10	4

- 
 Абсорбирующий непроницаемый материал
- 
 Водоотталкивающий материал
- 
 Прозрачная полиэтиленовая пленка
- 
 Голубая полиэтиленовая пленка
- 
 Абсорбирующая поверхность
- 
 Антимикробная разрезаемая пленка 3М™ Ioban™ 2
- 
 Разрезаемая пленка 3М™ Steri-Drape™
- 
 Прозрачная эластомерная пленка
- 
 Адгезивная поверхность



Операционные разрезаемые пленки

Общая хирургия

Ортопедия

Кардиология

Акушерство

Гинекология и урология

Офтальмология

Голова и шея


Нейрохирургия

Другие виды простыней и дополнительная продукция

Одноразовые хирургические халаты


Одноразовые хирургические маски

Список артикулов




Простыни и комплекты для общей хирургии

Общехирургические операции очень разнообразны, поэтому простыни должны соответствовать операционным потребностям. Они должны иметь способность впитывать большие объемы крови и промывных вод, выдерживать сильную ретракцию во время операций на брюшной полости, а также обеспечивать долговременную защиту при многочасовых операциях.




Универсальные простыни и комплекты




9000 Основной хирургический комплект

Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Операционная лента	1	10 см x 55 см		
Полотенца для рук	4	–		
Мешок на стол Мейо	1	80 см x 145 см		
Простыня с адгезивным слоем	2	100 см x 75 см	7	2
Простыня с адгезивным слоем (М)	1	183 см x 183 см		
Простыня с адгезивным слоем (L)	1	250 см x 150 см		
Простыня для инструментального стола	1	200 см x 150 см		




9001 Педиатрический комплект

Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Операционная лента	1	10 см x 55 см		
Полотенца для рук	4	–		
Мешок на стол Мейо	1	77 см x 145 см		
Простыня с адгезивным слоем	2	75 см x 75 см	7	2
Простыня с адгезивным слоем (М)	1	183 см x 183 см		
Простыня с адгезивным слоем (L)	1	250 см x 150 см		
Простыня для инструментального стола	1	200 см x 150 см		
Узкие адгезивные полоски				



9010 Основной хирургический комплект без мешка Мейо

Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Операционная лента	1	10 см x 55 см		
Полотенца для рук	4	–		
Простыня с адгезивным слоем	2	100 см x 85 см	7	2
Простыня с адгезивным слоем (М)	1	183 см x 183 см		
Простыня с адгезивным слоем (L)	1	250 см x 150 см		
Простыня для инструментального стола	1	200 см x 150 см		




9018 Общий хирургический комплект

Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Операционная лента	2	10 см x 55 см		
Полотенца для рук	4	–		
Мешок на стол Мейо	1	80 см x 145 см		
Простыня с адгезивным слоем	1	100 см x 75 см	6	2
Простыня с адгезивным слоем с надрезом	1	228 см x 260 см		
Простыня с адгезивным слоем (L)	1	250 см x 150 см		
Простыня для инструментального стола	1	200 см x 150 см		




Универсальные простыни и комплекты



1031 Простыня для лапароскопии


Общий размер	Размер адгезивного апертурного отверстия	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
285 см x 182 см	27 см x 30 см	10	2

- 4 держателя для трубок



9062 Простыня для лапаротомии (поперечная)

Общий размер	Размер адгезивного апертурного отверстия	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
254 см x 285 см	30 см x 10 см	12	2



9063 Простыня для лапаротомии

Общий размер	Размер адгезивного апертурного отверстия	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
254 см x 285 см	10 см x 30 см	10	2

- Абсорбирующий непроницаемый материал
- Водоотталкивающий материал
- Прозрачная полиэтиленовая пленка
- Голубая полиэтиленовая пленка
- Абсорбирующая поверхность
- Антимикробная разрезаемая пленка 3M™ Ioban™ 2
- Разрезаемая пленка 3M™ Steri-Drape™
- Прозрачная эластомерная пленка
- Адгезивная поверхность

Операционные разрезаемые пленки

Общая хирургия

Ортопедия

Кардиология

Акушерство

Гинекология и урология

Офтальмология

Голова и шея

Нейрохирургия

Другие виды простыней и дополнительная продукция

Одноразовые хирургические халаты

Одноразовые хирургические маски

Список артикулов




Простыни и комплекты для ортопедических операций

В ортопедической хирургии необходимы простыни, способные обеспечивать стерильность операционного поля на всем протяжении операции и надежно прилегающие к коже, что уменьшает вероятность их смещения. Ведь для подобных операций характерно активное движение конечностей и ретракция, поэтому простыни должны быть прочными и в то же время хорошо прилегающими.




Простыни и комплекты для ортопедических операций




9002 Ортопедический хирургический комплект без Мейо

Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Операционная лента	3	10 см x 55 см		
Полотенца для рук	4	—		
Чуллок	1	35 см x 100 см		
Простыня с адгезивным слоем (М)	1	183 см x 183 см	5	2
Простыня с адгезивным слоем с надрезом	1	228 см x 260 см		
Простыня с адгезивным слоем (L)	1	250 см x 150 см		
Простыня для инструментального стола	1	200 см x 150 см		



9012 Ортопедический хирургический комплект

Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Операционная лента	3	10 см x 55 см		
Полотенца для рук	4	—		
Мешок на стол Мейо	1	80 см x 145 см		
Чуллок	1	35 см x 100 см		
Простыня с адгезивным слоем (М)	1	183 см x 183 см	5	2
Простыня с адгезивным слоем с надрезом	1	228 см x 260 см		
Простыня с адгезивным слоем (L)	1	150 см x 250 см		
Простыня для инструментального стола	1	200 см x 150 см		




9014 Хирургический комплект для изоляции конечности

Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Операционная лента	2	10 см x 55 см		
Полотенца для рук	4	—		
Мешок на стол Мейо	1	80 см x 145 см		
Простыня	1	114 см x 150 см	5	2
Чуллок	1	35 см x 60 см		
Простыня для конечности	1	228 см x 300 см		
Простыня для инструментального стола	1	200 см x 150 см		




Простыни и комплекты для ортопедических операций




9015 Комплект для операций на кисти

Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Операционная лента	1	10 см x 55 см		
Простыня для кисти	1	360 см x 200 см		
Полотенца для рук	4	—		
Мешок на стол Мейо	1	80 см x 145 см	7	2
Простыня для инструментального стола	1	200 см x 150 см		
Простыня с адгезивным слоем (М)	1	183 см x 183 см		
Простыня с адгезивным слоем (L)	1	250 см x 150 см		



9053 Простыня для операций на конечности с апертурным отверстием

Общий размер	Размер апертурного отверстия	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
228 см x 300 см	6 см x 8 см	10	2




9055 Простыня для операций на бедре с карманами

Общий размер	Размер апертурного отверстия	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
300 см x 353 см	19 см x 19 см	8	2

- Абсорбирующий непроницаемый материал
- Водоотталкивающий материал
- Прозрачная полиэтиленовая пленка
- Голубая полиэтиленовая пленка
- Абсорбирующая поверхность
- Антимикробная разрезаемая пленка 3M™ Ioban™ 2
- Разрезаемая пленка 3M™ Steri-Drape™
- Прозрачная эластомерная пленка
- Адгезивная поверхность


Простыни и комплекты для ортопедических операций



9196 Простыня с надрезом и карманом для операций на плече

Общий размер	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
228 см x 260 см	10	2


- Карман для сбора жидкости
- 2 сливных порта



1194 Простыня для коленной артроскопии с карманом для сбора жидкости

Общий размер	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
226 см x 320 см	5	1

- Карман для сбора жидкости
- 2 сливных порта
- Держатель для трубок




1007 Карман для сбора жидкостей при артроскопии

Общий размер	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
115 см x 58 см	10	4

- Адгезивные полоски
- 1 сливной порт

-  Абсорбирующий непроницаемый материал
-  Водоотталкивающий материал
-  Прозрачная полиэтиленовая пленка
-  Голубая полиэтиленовая пленка
-  Абсорбирующая поверхность
-  Антимикробная разрезаемая пленка 3M™ Ioban™ 2
-  Разрезаемая пленка 3M™ Steri-Drape™
-  Прозрачная эластомерная пленка
-  Адгезивная поверхность

Простыни и комплекты для ортопедических операций



Простыни с адгезивным слоем с надрезом

	Общий размер	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
9044 Размер надреза 7 см x 70 см	150 см x 250 см	25	2
9045 Размер надреза 20 см x 100 см	228 см x 260 см	15	2

-  Абсорбирующий непроницаемый материал
-  Водоотталкивающий материал
-  Прозрачная полиэтиленовая пленка
-  Голубая полиэтиленовая пленка
-  Абсорбирующая поверхность
-  Антимикробная разрезаемая пленка 3M™ Ioban™ 2
-  Разрезаемая пленка 3M™ Steri-Drape™
-  Прозрачная эластомерная пленка
-  Адгезивная поверхность

Операционные разрезаемые пленки

Общая хирургия

Ортопедия

Кардиология

Акушерство

Гинекология и урология

Офтальмология

Голова и шея

Нейрохирургия

Другие виды простыней и дополнительная продукция

Одноразовые хирургические халаты


Одноразовые хирургические маски

Список артикулов




Кардиоваскулярные простыни

В большинстве случаев при кардиоторакальных операциях требуются хирургические простыни, способные выдержать сильные механические нагрузки и снизить вероятность инфицирования. При выполнении этих операций часто выводятся большие объемы жидкости, поэтому используемые простыни должны быть способны ее впитывать либо собирать. Простыни с антимикробными свойствами способны уменьшить опасность инфицирования операционного поля, что особенно важно в кардиохирургии.




Кардиоваскулярные простыни



6681 Кардиоваскулярная простыня со вставкой из пленки 3M™ Ioban™

Общий размер	Разрезаемая зона Ioban™ 2	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
230 см x 230 см	см. схему	8	1


- Абсорбирующий, непроницаемый материал
- Полиэтиленовый изоляционный экран
- Может применяться с 9046



6677 Кардиоваскулярная простыня с разрезаемой пленкой 3M™ Ioban™ 2

Общий размер	Разрезаемая зона Ioban™ 2	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
254 см x 381 см	41 см x 92 см	6	1

- Двусторонний карман
- Может применяться с 9087



1191 Простыня для бедренной ангиографии

Общий размер	Размер овального апертурного отверстия	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
228 см x 330 см	6 см x 9 см	20	1

- Зона повышенной абсорбции: 91,4 см x 122 см
- 2 адгезивные вставки: 11,5 см x 14 см
- Прозрачные края

- Абсорбирующий непроницаемый материал
- Водоотталкивающий материал
- Прозрачная полиэтиленовая пленка
- Голубая полиэтиленовая пленка
- Абсорбирующая поверхность
- Антимикробная разрезаемая пленка 3M™ Ioban™ 2
- Разрезаемая пленка 3M™ Steri-Drape™
- Прозрачная эластомерная пленка
- Адгезивная поверхность

Операционные разрезаемые пленки

Общая хирургия

Ортопедия

Кардиология

Акушерство

Гинекология и урология

Офтальмология

Голова и шея


Нейрохирургия

Другие виды простыней и дополнительная продукция

Одноразовые хирургические халаты

Одноразовые хирургические маски


Список артикулов




Простыни для кесарева сечения

При некоторых акушерских операциях, таких как кесарево сечение, на хирургические простыни ложится особая нагрузка.

При выделении больших объемов крови и околоплодной жидкости возникает необходимость в простынях с повышенной способностью отводить жидкость. Это необходимо для поддержания тела пациентки в сухом состоянии на протяжении всей операции и снижения вероятности вытекания жидкости, которая может создать угрозу для здоровья и безопасности медицинского персонала. Простота наложения простыней также важна, поскольку операции в данной области зачастую являются срочными.




Простыни и комплекты для кесарева сечения



6697 Простыня для кесарева сечения с карманом из antimicrobial разрезаемой пленки 3M™ Ioban™ 2

Общий размер	Разрезаемая зона Ioban™ 2	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
254 см x 291 см	30 см x 30 см	5	1

- Круговой карман для сбора жидкости
- Держатель для трубок




7965P Комплект для кесарева сечения с карманом из разрезаемой пленки 3M™ Steri-Drape™ 2

Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Простыня для кесарева сечения	1	254 см x 307 см	5	2
Простыня для инструментального стола	1	200 см x 150 см		
Полотенца для рук	4	—		
Мешок на стол Мейо	1	78 см x 144 см		
Операционная лента	1	10 см x 55 см		
Простыня	1	100 см x 100 см		

- Абсорбирующий непроницаемый материал
- Водоотталкивающий материал
- Прозрачная полиэтиленовая пленка
- Голубая полиэтиленовая пленка
- Абсорбирующая поверхность
- Антимикробная разрезаемая пленка 3M™ Ioban™ 2
- Разрезаемая пленка 3M™ Steri-Drape™
- Прозрачная эластомерная пленка
- Адгезивная поверхность


Карманы для кесарева сечения



6657 Карман с антимикробной разрезаемой пленкой 3M™ Ioban™ 2

Общий размер	Разрезаемая зона Ioban™ 2	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
87 см x 74 см	30 см x 30 см	10	4


- Круговой карман для сбора жидкости
- Держатель для трубок



6659 Карман с антимикробной разрезаемой пленкой 3M™ Ioban™ 2 (большой)

Общий размер	Разрезаемая зона 3M™ Ioban™ 2	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
74 см x 87 см	42 см x 52 см	5	4

- 2 сливных порта



2057 Карман для сбора жидкости с разрезаемой пленкой

Общий размер	Разрезаемая зона 3M™ Steri-Drape™	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
87 см x 74 см	30 см x 30 см	10	4

- Круговой карман для сбора жидкости
- Держатель для трубок



Операционные разрезаемые пленки

Общая хирургия

Ортопедия

Кардиология

Акушерство

Гинекология и урология

Офтальмология

Голова и шея


Нейрохирургия

Другие виды простыней и дополнительная продукция

Одноразовые хирургические халаты

Одноразовые хирургические маски

Список артикулов



Простыни и комплекты для урологических и гинекологических операций

При выполнении урологических операций требуются простыни, способные эффективно отводить большие объемы жидкости и обеспечивать безопасные условия работы для медицинского персонала. Предпочтительны хирургические простыни, позволяющие сократить время предоперационной подготовки, поскольку операции в данной области зачастую разделены небольшими промежутками времени.






Простыни и комплекты для урологических и гинекологических операций

1081 ТУР/ Урологическая простыня


Общий размер	Размер отверстия	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
152 см x 164 см	6 см	14	2

- Эластичное апертурное отверстие
- Неопреновый напаличник
- Большой встроенный карман для сбора жидкости с фильтром и сливным портом




1081P Комплект для ТУР

Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Простыня ТУР	1	152 см x 164 см		
Простыня для инструментального стола	1	200 см x 150 см	7	2
Полотенца для рук	4	–		



9003 Комплект для цистоскопии

Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Простыня	1	75 см x 90 см		
Полотенца для рук	4	–		
Леггинсы (пара)	1	75 см x 114 см	10	2
Перинеальная простыня с апертурой	1	76 см x 170 см		
Простыня для инструментального стола	1	114 см x 150 см		




9005 Комплект урологический для ТУР (подходит для цистоскопии)

Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Полотенца для рук	4	–		
Операционная лента	1	10 см x 55 см		
Простыня ТУР /для цистоскопии	1	152 см x 228 см	6	2
Чулок	2	75 см x 114 см		
Простыня	1	75 см x 90 см		
Простыня для инструментального стола	1	200 см x 150 см		

-  Абсорбирующий непроницаемый материал
-  Водоотталкивающий материал
-  Прозрачная полиэтиленовая пленка
-  Голубая полиэтиленовая пленка
-  Абсорбирующая поверхность
-  Антимикробная разрезаемая пленка 3М™ Ioban™ 2
-  Разрезаемая пленка 3М™ Steri-Drape™
-  Прозрачная эластомерная пленка
-  Адгезивная поверхность


Простыни и комплекты для урологических и гинекологических операций



1080P Комплект гинекологический


Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Гинекологическая простыня	1	195 см x 179 см		
Простыня для инструментального стола	1	200 см x 150 см	7	2
Простыня	1	75 см x 90 см		

- С карманом



2065P Комплект абдоминально-перинеальный (литотомическая позиция)

Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Абдоминально-перинеальная простыня	1	195 см x 271 см		
Простыня для инструментального стола	1	200 см x 150 см	5	2
Мешок на стол Мейо	1	80 см x 145 см		
Простыня	1	75 см x 90 см		
Полотенца для рук	4	—		



6665 Простыня абдоминально-перинеальная с разрезаемой пленкой 3M™ Ioban™ 2 (литотомическая позиция)

Общий размер	Разрезаемая зона Ioban™ 2	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
200 см x 270 см	35 см x 46 см	10	1

- Держатель для трубок
- Перинеальная апертура с адгезивным слоем



Операционные разрезаемые пленки

Общая хирургия

Ортопедия

Кардиология

Акушерство

Гинекология и урология

Офтальмология

Голова и шея


Нейрохирургия

Другие виды простыней и дополнительная продукция

Одноразовые хирургические халаты

Одноразовые хирургические маски

Список артикулов






Простыни и комплекты для офтальмологических операций


Офтальмологические операции часто проводятся под местной анестезией, поэтому хирургические простыни должны быть легкими и комфортными для пациента. Компания 3М изготавливает простыни для офтальмологических операций из легкого, воздухопроницаемого материала, который позволяет жидкости из операционного поля стекать в специально предусмотренные карманы, при этом сохраняется сухость простыни и комфорт пациента. Также стоит отметить отсутствие ворсообразования, что особенно критично для такого рода процедур.

Надежная фиксация

Фиксация хирургической простыни на коже пациента помогает изолировать операционное поле от заноса бактерий с необработанных участков кожи. При снятии простыни после офтальмологической операции важно не повредить нежную кожу вокруг глаз.




Простыни и комплекты для офтальмологических операций



1062 Офтальмологическая простыня с разрезаемой пленкой 3M™ Steri-Drape™ и карманом


Общий размер	Разрезаемая зона Steri-Drape™	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
137 см x 137 см	8 см x 10 см	30	2

- Карман для сбора жидкости
- Водоотталкивающая ткань



1062P001 Офтальмологический комплект

Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Простыня офтальмологическая	1	137 см x 137 см		
Простыня для инструментального стола	1	100 см x 150 см	18	1
Защита для лица пациента	1	30 см		




1064 Офтальмологическая простыня с апертурным отверстием и карманом

Общий размер	Размер адгезивной зоны	Размер овального апертурного отверстия	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
155 см x 178 см	12 см x 9 см	6 см x 3 см	20	2

- 2 Кармана для сбора жидкости
- Водоотталкивающая ткань



Простыни и комплекты для офтальмологических операций



1061 Средняя офтальмологическая простыня с разрезаемой пленкой 3M™ Steri-Drape™ и карманом

Общий размер	Разрезаемая зона Steri-Drape™	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
130 см x 130 см	10 см x 12,5 см	10	4

- Карман для сбора жидкости
- Прозрачный пластик

- Абсорбирующий непроницаемый материал
- Водоталкивающий материал
- Прозрачная полиэтиленовая пленка
- Голубая полиэтиленовая пленка
- Абсорбирующая поверхность
- Антимикробная разрезаемая пленка 3M™ Ioban™ 2
- Разрезаемая пленка 3M™ Steri-Drape™
- Прозрачная эластомерная пленка
- Адгезивная поверхность

Операционные разрезаемые пленки

Общая хирургия

Ортопедия

Кардиология

Акушерство

Гинекология и урология

Офтальмология

Голова и шея


Нейрохирургия

Другие виды простыней и дополнительная продукция

Одноразовые хирургические халаты

Одноразовые хирургические маски

Список артикулов




Комплекты и простыни для операций на голове и шее

При операциях на голове и шее к хирургическим простыням предъявляется ряд особых требований. При операциях на ушах, носу и гортани затруднено наложение простыней на предстоящее операционное поле, поэтому для таких целей необходима специальная серия универсальных и удобных в обращении хирургических простыней. В связи с особенностями некоторых операций для них требуются простыни особой конструкции, с надежной фиксацией и способностью отводить жидкость.




Комплекты и простыни для операций на голове и шее




9007 Комплект для отоларингологии

Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Операционная лента	2	10 см x 55 см		
Полотенца для рук	4	–		
Мешок на стол Мейо	1	80 см x 145 см		
Простыня	1	75 см x 90 см	8	2
Простыня с адгезивным слоем с надрезом	1	150 см x 250 см		
Простыня с адгезивным слоем	1	100 см x 75 см		
Простыня для инструментального стола	1	150 см x 150 см		



9008 Комплект для операций на голове и шее

Продукция	Кол-во	Общий размер	Количество комплектов в упаковке	Количество упаковок в коробке
Операционная лента	1	10 см x 55 см		
Полотенца для рук	4	–		
Мешок на стол Мейо	1	80 см x 145 см		
Простыня для покрытия головы	1	114 см x 90 см	7	2
Простыня с адгезивным слоем с надрезом	1	150 см x 250 см		
Простыня для инструментального стола	1	200 см x 150 см		



9051 Простыня для операций на щитовидной железе

Общий размер	Размер адгезивного апертурного отверстия	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
183 см x 315 см	12 см x 12 см	15	2

- Абсорбирующий непроницаемый материал
- Водоотталкивающий материал
- Прозрачная полиэтиленовая пленка
- Голубая полиэтиленовая пленка
- Абсорбирующая поверхность
- Антимикробная разрезаемая пленка 3M™ Ioban™ 2
- Разрезаемая пленка 3M™ Steri-Drape™
- Прозрачная эластомерная пленка
- Адгезивная поверхность



Операционные разрезаемые пленки

Общая хирургия

Ортопедия

Кардиология

Акушерство

Гинекология и урология

Офтальмология

Голова и шея

Нейрохирургия

Другие виды простыней и дополнительная продукция

Одноразовые хирургические халаты


Одноразовые хирургические маски

Список артикулов




Простыни для нейрохирургических операций

Нейрохирургические операции зачастую продолжительны и сопровождаются отведением больших объемов крови и промывных вод. При них предпочтительно применять простыни, способные соответствующим образом собирать выделяющуюся жидкость и поддерживать безопасность рабочей обстановки для медицинского персонала, что также будет снижать вероятность инфицирования. Простота наложения простыней также важна, поскольку операции в данной области зачастую являются срочными.




Простыни для нейрохирургических операций



6687 Простыня нейрологическая с антимикробной разрезаемой пленкой 3М™ Ioban™ 2 (применяется при краниотомии)

Общий размер	Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
231 см x 406 см	24 см x 37 см	10	1



1017 Изолирующая простыня с разрезаемой пленкой и карманом для операций на позвоночнике

Общий размер	Разрезаемая зона	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
320 см x 213 см	48 см x 25 см	5	4

- Карман для сбора жидкости
- 1 сливной порт
- 2 кармана для инструментов
- 2 держателя для трубок
- Адгезивная полоска по верхнему краю
- Прозрачный полиэтилен

-  Абсорбирующий непроницаемый материал
-  Водоотталкивающий материал
-  Прозрачная полиэтиленовая пленка
-  Голубая полиэтиленовая пленка
-  Абсорбирующая поверхность
-  Антимикробная разрезаемая пленка 3М™ Ioban™ 2
-  Разрезаемая пленка 3М™ Steri-Drape™
-  Прозрачная эластомерная пленка
-  Адгезивная поверхность



Операционные разрезаемые пленки

Общая хирургия

Ортопедия

Кардиология

Акушерство

Гинекология и урология

Офтальмология

Голова и шея


Нейрохирургия

Другие виды простыней и дополнительная продукция

Одноразовые хирургические халаты

Одноразовые хирургические маски

Список артикулов




Другие виды простыней и дополнительная продукция


Компания 3М готова предложить хирургические простыни для любых условий применения, а также дополнительный ассортимент принадлежностей для комплектации специальных видов простыней и готовых наборов.

Наш ассортимент хирургических простыней из абсорбирующего, влагонепроницаемого материала с клеящимися свойствами и без них, в индивидуальной упаковке, позволяет подобрать оптимальные по стоимости комплекты.

Дополнительный ассортимент пленочных простыней и накидок для инструментов позволяет обеспечить всем необходимым практически любые хирургические операции.




Другие виды простыней и дополнительная продукция




Простыни неадгезивные

	Общий размер	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
9079	200 см x 228 см	20	2




Простыни с адгезивным слоем

	Общий размер	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
9084	75 см x 75 см	40	4
9086	100 см x 75 см	40	4
9087	183 см x 183 см	25	2



9095 Простыня абсорбирующая

Общий размер	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
70 см x 50 см	50	4




9046 Простыня с адгезивным слоем и билатеральным надрезом

Общий размер	Апертурный надрез	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
183 см x 200 см	15 см x 35 см	15	2


-  Абсорбирующий непроницаемый материал
-  Водоотталкивающий материал
-  Прозрачная полиэтиленовая пленка
-  Голубая полиэтиленовая пленка
-  Абсорбирующая поверхность
-  Антимикробная разрезаемая пленка 3M™ Ioban™ 2
-  Разрезаемая пленка 3M™ Steri-Drape™
-  Прозрачная эластомерная пленка
-  Адгезивная поверхность

Другие виды простыней и дополнительная продукция



1092 Простыня для малых процедур

Общий размер	Размер адгезивного апертурного отверстия	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
56 см x 64 см	6,3 см	25	4




Простыни для защиты краев раны

Общий размер	Диаметр отверстия	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
90 см x 90 см	12,5 см	10	4

1073


- 4 адгезивные вставки
- 1 гибкое кольцо



1003 Изолирующий чехол

Общий размер	Количество штук в коробке	Количество упаковок в коробке
49 см x 49 см	10	4

- Затягивающийся шнурок
- Прозрачный полиэтилен




9039E Мешок на стол Мейо (усиленный)

Общий размер	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
80 см x 145 см	20	2

- Абсорбирующий непроницаемый материал
- Водоталкивающий материал
- Прозрачная полиэтиленовая пленка
- Голубая полиэтиленовая пленка
- Абсорбирующая поверхность
- Антимикробная разрезаемая пленка 3М™ Ioban™ 2
- Разрезаемая пленка 3М™ Steri-Drape™
- Прозрачная эластомерная пленка
- Адгезивная поверхность


Другие виды простыней и дополнительная продукция



1016 Карман для ирригации

Общий размер	Количество штук в коробке	Количество упаковок в коробке
50 см x 55 см	10	4


- Адгезивная полоска
- 1 сливной порт



1084 Простыня под ягоды с карманом


Общий размер	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
86 см x 108 см	30	4

- Карман для сбора жидкости



1100E Чехол для камеры/лазера

Общий размер	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
250 см x 13 см	50	2



1013 Пленка для рентгеновского ЗОП

Общий размер	Количество штук в упаковке	Количество упаковок в коробке
165 см x 106 см	10	4

- 4 адгезивные вставки

-  Абсорбирующий непроницаемый материал
-  Водоотталкивающий материал
-  Прозрачная полиэтиленовая пленка
-  Голубая полиэтиленовая пленка
-  Абсорбирующая поверхность
-  Антимикробная разрезаемая пленка 3M™ Ioban™ 2
-  Разрезаемая пленка 3M™ Steri-Drape™
-  Прозрачная эластомерная пленка
-  Адгезивная поверхность



Операционные разрезаемые пленки

Общая хирургия

Ортопедия

Кардиология

Акушерство

Гинекология и урология

Офтальмология

Голова и шея


Нейрохирургия

Другие виды простыней и дополнительная продукция

Одноразовые хирургические халаты

Одноразовые хирургические маски

Список артикулов



Одноразовые хирургические халаты 3М™

В ассортимент одноразовых хирургических халатов компании 3М входят стандартные модели и модели с усиленной защитой, разработанные для оптимальной защиты.

Одноразовые хирургические халаты HP (High Performance) «Премиум» – стандартные и усиленные

- Нетканый материал типа «SMMS» обеспечивает оптимальную защиту пользователя
- Легкость и воздухопроницаемость материала обеспечивают максимальный комфорт
- Высокие показатели прочности и защиты
- Высокая скорость влаго- и паробмена делает материал комфортным и воздухопроницаемым
- Низкое ворсообразование
- Свободный и удлиненный покрой




Нетканый материал типа «SMMS»

Внешний слой «Спанбонд» – водоотталкивающий материал

2 промежуточных слоя «Мелтблун» – бактериальный барьер и отвод жидкости

Внутренний слой «Спанбонд» – для прочности




Одноразовые хирургические халаты «Классический» – стандартные и усиленные

- Очень легкий и мягкий материал «Спанлейс»
- Предотвращает перегрев тела
- Защищает от промокания
- Свободный и удлиненный покрой
- Имеются стандартные модели и модели с усиленной защитой




«Спанлейс» – нетканый материал

2 слоя Материал «Спанлейс»: водоотталкивающий, мягкий, легкий, прочный.




3M™ Одноразовые хирургические халаты



Халат хирургический НР одноразовый, стандартный «Премиум»

	Общий размер	Количество штук в коробке
7691C	Medium	28
7692C	Large	26
7693C	XLarge	24
7694C	XXLarge	22




Халат хирургический НР одноразовый, усиленный «Премиум»

	Общий размер	Количество штук в коробке
7695	Medium	28
7696	Large	28
7697	XLarge	28
7698	XXLarge	26

● Абсорбирующий непроницаемый материал

● Водоотталкивающий материал



Хирургический халат «Классический» – стандартный

	Общий размер	Количество штук в коробке
7591C	Medium	22
7592C	Large	20
7593C	XLarge	18
7594C	XXLarge	18



Хирургический халат «Классический» – усиленный

	Общий размер	Количество штук в коробке
7595C	Medium	18
7596C	Large	18
7597C	XLarge	16

● Абсорбирующий непроницаемый материал

● Водоотталкивающий материал

Операционные разрезаемые пленки

Общая хирургия

Ортопедия

Кардиология

Акушерство

Гинекология и урология

Офтальмология

Голова и шея


Нейрохирургия

Другие виды простыней и дополнительная продукция

Одноразовые хирургические халаты

Одноразовые хирургические маски

Список артикулов



Одноразовые хирургические маски

Одноразовые хирургические маски компании ЗМ – это продукция высокого качества, обеспечивающая высокий уровень комфорта для медицинского персонала. Мы предлагаем широкий ассортимент масок: стандартные, устойчивые к проникновению жидкостей и с защитным щитком.

Хирургические маски трехслойные, не устойчивые к проникновению жидкостей



Хирургическая маска трехслойная на завязках.
Класс защиты II

1810F

Количество штук
в коробке

100 шт/кор.
6 кор/палет

Маски с защитным щитком



Хирургическая маска трехслойная на завязках,
с защитным щитком, устойчивая к проникновению
жидкостей. Класс защиты IIR

1835FS

Количество штук
в коробке

50 шт/уп.
6 уп/кор.

ЗМ™ Одноразовые хирургические маски

Хирургические маски трехслойные, устойчивые к проникновению жидкостей



Хирургическая маска трехслойная на резинках.
Класс защиты IIR

1840	Количество штук в коробке
	50 шт/уп. 6 уп/кор.



Хирургическая маска типа «Утконос» трехслойная
на завязках. Класс защиты IIR.

1838R	Количество штук в коробке
	50 шт/уп. 12 уп/кор.



Хирургическая маска трехслойная на завязках.
Класс защиты IIR

1835	Количество штук в коробке
	50 шт/уп. 6 уп/кор.



Операционные разрезаемые пленки

Общая хирургия

Ортопедия

Кардиология

Акушерство

Гинекология и урология

Офтальмология

Голова и шея

Нейрохирургия

Другие виды простыней и дополнительная продукция

Одноразовые хирургические халаты

Одноразовые хирургические маски

Список артикулов

Список артикулов

Артикул	Наименование	Страница
1003	Изолирующий чехол	48
1007	Карман для сбора жидкостей при артроскопии	19
1013	Пленка для рентгеновского ЭОП	49
1016	Карман для ирригации	49
1017	Изолирующая простыня с разрезаемой пленкой и карманом для операций на позвоночнике	43
1031	Простыня для лапароскопии	14
1035	Разрезаемая пленка Steri-Drape™	9
1037	Разрезаемая пленка Steri-Drape™	9
1040	Разрезаемая пленка Steri-Drape™	9
1050	Разрезаемая пленка Steri-Drape™	9
1051	Разрезаемая пленка Steri-Drape™	9
1061	Средняя офтальмологическая простыня с разрезаемой пленкой 3M™ Steri-Drape™ и карманом	36
1062	Офтальмологическая простыня с разрезаемой пленкой 3M™ Steri-Drape™ и карманом	35
1062P001	Офтальмологический комплект	35
1064	Офтальмологическая простыня с апертурным отверстием и карманом	35
1073	Простыни для защиты краев раны	48
1080P	Комплект гинекологический	32
1081	ТУР/ Урологическая простыня	31
1081P	Комплект для ТУР	31
1084	Простыня под ягодицы с карманом	49
1092	Простыня для малых процедур	48
1100E	Чехол для камеры/лазера	49
1191	Простыня для бедренной ангиографии	23
1194	Простыня для коленной артроскопии с карманом для сбора жидкости	19
1810F	Хирургическая маска трехслойная на завязках. Класс защиты II	56
1835	Хирургическая маска трехслойная на завязках. Класс защиты IIR	57
1835FS	Хирургическая маска трехслойная на завязках, с защитным щитком, устойчивая к проникновению жидкостей. Класс защиты IIR	56
1838R	Хирургическая маска типа «Утконос» трехслойная на завязках. Класс защиты IIR	57
1840	Хирургическая маска трехслойная на резинках. Класс защиты IIR	57
2035	Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2	8
2037	Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2	8
2040	Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2	8
2045	Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2	8
2050	Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2	8
2051	Разрезаемая пленка Steri-Drape™ 2	8
2057	Карман для сбора жидкости с разрезаемой пленкой	28
2065P	Комплект абдоминально-перинеальный (литотомическая позиция)	32
6635	Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2	7
6640	Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2	7
6648	Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2	7
6650	Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2	7
6651	Антимикробная разрезаемая пленка Ioban™ 2	7
6657	Карман с антимикробной разрезаемой пленкой 3M™ Ioban™ 2	28
6659	Карман с антимикробной разрезаемой пленкой 3M™ Ioban™ 2 (большой)	28
6665	Простыня абдоминально-перинеальная с разрезаемой пленкой 3M™ Ioban™ 2 (литотомическая позиция)	32
6677	Кардиоваскулярная простыня с разрезаемой пленкой 3M™ Ioban™ 2	23

Список артикулов

Артикул	Наименование	Страница
6681	Кардиоваскулярная простыня со вставкой из пленки 3M™ Ioban™	23
6687	Простыня нейрологическая с антимикробной разрезаемой пленкой 3M™ Ioban™ 2 (применяется при краниотомии)	43
6697	Простыня для кесарева сечения с карманом из антимикробной разрезаемой пленки 3M™ Ioban™ 2	27
7591C	Хирургический халат «Классический» – стандартный (Medium)	54
7592C	Хирургический халат «Классический» – стандартный (Large)	54
7593C	Хирургический халат «Классический» – стандартный (XLarge)	54
7594C	Хирургический халат «Классический» – стандартный (XXLarge)	54
7595C	Хирургический халат «Классический» – усиленный (Medium)	54
7596C	Хирургический халат «Классический» – усиленный (Large)	54
7597C	Хирургический халат «Классический» – усиленный (XLarge)	54
7691C	Халат хирургический HP одноразовый, стандартный «Премиум» (Medium)	53
7692C	Халат хирургический HP одноразовый, стандартный «Премиум» (Large)	53
7693C	Халат хирургический HP одноразовый, стандартный «Премиум» (XLarge)	53
7694C	Халат хирургический HP одноразовый, стандартный «Премиум» (XXLarge)	53
7695	Халат хирургический HP одноразовый, усиленный «Премиум» (Medium)	53
7696	Халат хирургический HP одноразовый, усиленный «Премиум» (Large)	53
7697	Халат хирургический HP одноразовый, усиленный «Премиум» (XLarge)	53
7698	Халат хирургический HP одноразовый, усиленный «Премиум» (XXLarge)	53
7965P	Комплект для кесарева сечения с карманом из разрезаемой пленки 3M™ Steri-Drape™ 2	27
9000	Основной хирургический комплект	13
9001	Педиатрический комплект	13
9002	Ортопедический хирургический комплект без Мейо	17
9003	Комплект для цистоскопии	31
9005	Комплект урологический для ТУР (подходит для цистоскопии)	31
9007	Комплект для отоларингологии	39
9008	Комплект для операций на голове и шее	39
9010	Основной хирургический комплект без мешка Мейо	13
9012	Ортопедический хирургический комплект	17
9014	Хирургический комплект для изоляции конечности	17
9015	Комплект для операций на кисти	18
9018	Общий хирургический комплект	13
9039E	Мешок на стол Мейо (усиленный)	48
9044	Простыня с адгезивным слоем с надрезом	20
9045	Простыня с адгезивным слоем с надрезом	20
9046	Простыня с адгезивным слоем и билатеральным надрезом	47
9051	Простыня для операций на щитовидной железе	39
9053	Простыня для операций на конечности с апертурным отверстием	18
9055	Простыня для операций на бедре с карманами	18
9062	Простыня для лапаротомии (поперечная)	14
9063	Простыня для лапаротомии	14
9079	Простыни неадгезивные	47
9084	Простыня с адгезивным слоем	47
9086	Простыня с адгезивным слоем	47
9087	Простыня с адгезивным слоем	47
9095	Простыня абсорбирующая	47
9196	Простыня с надрезом и карманом для операций на плече	19

Компания 3М заботится об окружающей среде

Экологическая политика компании 3М основана на предотвращении возможного загрязнения окружающей среды.

Этот подход подразумевает применение технологий для производства продукции с высокой потребительской ценностью при уменьшенном расходе ресурсов и пониженном вредном воздействии на окружающую среду.

Политика компании 3М в отношении охраны окружающей среды предусматривает:

- Профилактику загрязнения
- Разработку изделий, наносящих минимальный вред окружающей среде
- Сохранение природных ресурсов за счет использования вторичного сырья и других подходящих методов
- Соблюдение и поддержание законодательно установленных стандартов
- Участие в государственных экологических инициативах

Поддержка клиентов

Команда профессиональных консультантов с высшим медицинским образованием готова оказать вам поддержку на всех этапах применения продукции 3М. Они помогут в обучении ваших специалистов на рабочих местах, а также подготовят необходимые информационные материалы.

Более подробную информацию вы можете получить, связавшись с нами по телефону, или на нашем сайте:

Сайт: www.3MRussia.ru/Medical

Телефон: + 7 (495) 784 7474

3M Медицинская продукция

Для получения более подробной информации или образцов, а также для организации демонстрации продукции обращайтесь в Отдел медицинской продукции по телефону +7 495 784 74 74.

Компания 3M поставляет качественную продукцию и обеспечивает поддержку клиентов, помогая им сделать выбор в соответствии с потребностями и правильно использовать выбранную продукцию.

Компания 3M стремится внести свой вклад в достижение одной из важнейших целей всех учреждений здравоохранения: защитить пациентов и медицинских работников от инфекций на протяжении всего периода медицинского обслуживания.

Для получения дополнительной информации о продукции компании 3M посетите наш сайт: www.3MRussia.ru/Medical

Официальный дистрибьютор



Медицинская продукция 3M Россия

121614 Москва, ул. Крылатская, 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru/Medical

Клиентский центр
192029, Санкт-Петербург
пр. Обуховской обороны, 70
корп. 3/А, 5-й этаж
БЦ «Фидель»
Тел.: +7 (812) 336 62 22
Факс: +7 (812) 336 64 44

Клиентский центр
620142 Екатеринбург
ул. Большакова, 70
БЦ «Корин-центр», 6 этаж
Тел.: +7 (343) 310 14 30
Факс: +7 (343) 310 14 29

3M, логотип 3M, Steri-Drape и Ioban являются зарегистрированными товарными знаками компании «3M Компани».
Авторские права на фотографии, содержание и стиль любой печатной продукции принадлежат компании «3M Компани».
© 3M 2012. Все права защищены.