

GE Healthcare
Vital Signs

Расходные материалы и аксессуары



GE imagination at work

Содержание

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

Дыхательные контуры 3

Дыхательные фильтры и тепло-влажнители 18

 Фильтр с тепло-влажнителем HMEF. 18

 Фильтр без тепло-влажнителя Uni-Filter. 20

 Фильтр HEPA MaxiStop 22

 Тепло-влажнитель Edith. 24

Лицевые маски Vital Signs 26

Ларингоскопы GreenLight II и Vital View II 30

Подогреватель инфузионных растворов enFlow. 32

Инфузор InfusaScan 35

Расходные материалы
для мониторинга пациента

ЭКГ и кардиомониторинг 36

 Электроды ЭКГ. 37

 Кабели и отведения для ЭКГ 38

 Бумага для ЭКГ 51

 Кабели и отведения для кардиомониторинга 52

 Электроды для кардиомониторинга. 54

 Коннекторы и адаптеры для ЭКГ 55

 Электроды для дефибрилляции. 55

 Принадлежности для стресс-тестов 55

 Спирометрия 56

 Термобумага 56

 Батареи и зарядные устройства 57

 Сумки. 57

 Кардиологические наборы. 57

 Препараты для подготовки кожи 57

Неврология 58

 Отведения. 58

 Кабели 58

 Прочие принадлежности. 58

Инвазивное измерение кровяного давления 59

 Кабели 59

 Прочие принадлежности. 60

 Трансдюсеры. 60

Пульсоксиметрия 61

 Датчики и кабели 61

 Аксессуары 62

Манжеты для измерения артериального давления GE Critikon 63

 SOFT-CUF 65

 CLASSIC-CUF. 67

 DURA-CUF. 70

 CLINI-CUF 72

 Аксессуары, адаптеры и коннекторы к манжетам 74

Руководство по подключению SpO₂ 78

 TruSignal 80

 OxyTip+ 88

 Nellcor R-Cal. 100

 Masimo LNOP 102

 Nellcor OxiSmart 116

 Masimo LNCS 118

Спирометрия 124

Температурные датчики VitalTemp 126

Дыхательные контуры

Дыхательные контуры для взрослых

- Два традиционных шланга диаметром 22 мм с различными вариантами длины в пределах от 1 до 6 м.
- Все комплекты включают коннекторы-манжеты на 22 мм.

Преимущества

- Перед сборкой контура каждый шланг проходит испытание на возможность протечек.
- Конфигурация каждого контура может быть дополнена, чтобы лучше удовлетворить ваши специфические потребности. Среди возможных опций — лицевые маски, фильтры, фильтры с тепло-влажнителями, линии отбора газа и многое другое.
- Совместимы с наркозно-дыхательными аппаратами GE.



Базовый контур с портом для забора газов

Каталожный номер	Описание	Количество
A46XXXXX	Контур для взрослых, длина 1,5 м; базовый; Y-образный переходник; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа	20

Базовый контур без порта для забора газов

Каталожный номер	Описание	Количество
M1035987	Контур для взрослых, длина 1 м; базовый	20
M1019537	Контур для взрослых, длина 1,8 м; базовый	20
M1047680	Контур для взрослых, длина 3 м; базовый	10

Конфигурируемый контур

Каталожный номер	Описание	Количество
8570109	Контур для взрослых, длина 1,5 м; конфигурируемый	20
M1019504	Контур для взрослых, длина 1,8 м; конфигурируемый	20

Расходные материалы
для анестезиологии и реанимации

Базовый контур с лимбом

Каталожный номер	Описание	Количество
M1019535	Контур для взрослых, длина 1,5 м; базовый; лимб, длина 1 м	20
M1047770	Контур для взрослых, длина 1,8 м; базовый; два коннектора; Y-образный порт; лимб, длина 0,8 м	10
M1047771	Контур для взрослых, длина 2,4 м; базовый; два коннектора; Y-образный порт; лимб, длина 0,8 м	10

Базовый контур с мешком без лимба

Каталожный номер	Описание	Количество
M1019549	Контур для взрослых, длина 1,5 м; базовый; стандартный угловой адаптер; дыхательный мешок 3 л	20

Базовый контур с мешком и лимбом

Каталожный номер	Описание	Количество
M1035996	Контур для взрослых, длина 1,8 м; базовый; коннектор «папа» со стороны аппарата; лимб, длина 1,8 м; дыхательный мешок 2 л, присоединенный к лимбу	20
M1190545	Контур для взрослых, длина 3 м; базовый; двойной Y-образный шарнирный адаптер; коннектор «мама»; лимб, длина 1,8 м; дыхательный мешок 2 л	20
M1137843	Контур для взрослых, длина 6 м; базовый; Y-образный переходник; угловой адаптер отбора проб газа; лимб, длина 1 м с коннектором-манжетой «мама»; дыхательный мешок 2 л, присоединенный к лимбу	20

Базовый контур, 1 водяная ловушка

Каталожный номер	Описание	Количество
M1036016	Контур для взрослых, длина 1,5 м; базовый; Y-образный переходник с температурным портом; 1 водяная ловушка	20
M1036013	Контур для взрослых, длина 1,8 м; базовый; параллельный Y-образный переходник; 1 водяная ловушка	20

Базовый контур, 2 водяные ловушки

Каталожный номер	Описание	Количество
M1036015	Контур для взрослых, длина 1,5 м; базовый; Y-образный переходник с температурным портом; 2 водяные ловушки	20
M1035981	Контур для взрослых, длина 2,4 м; базовый; Y-образный переходник с температурным портом; лимб, длина 1 м; 2 водяные ловушки	20

Базовый контур с предустановленным фильтром или увлажнителем

Каталожный номер	Описание	Количество
M1019509	Контур для взрослых, длина 1,5 м; базовый; угловой адаптер отбора проб газа; линия отбора газа, длина 3 м; фильтр с тепло-влагообменником HMEF 1000/S на линии выдоха; дыхательный мешок 3 л	20
M1019539	Контур пациента для взрослых, длина 1,8 м; базовый; стандартный угловой адаптер; фильтр с тепло-влагообменником HMEF 1000/S	20

Конфигурируемый контур с предустановленным фильтром или увлажнителем

Каталожный номер	Описание	Количество
A4G12XXX	Контур для взрослых, длина 1,9 м; конфигурируемый; Y-образный переходник; адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; бактериальный/вирусный фильтр (303) на линии вдоха; дыхательный мешок 3 л	20
A4FX2004	Контур для взрослых, длина 1,9 м; конфигурируемый; Y-образный переходник; адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; линия CO ₂ с двумя коннекторами «папа», длина 3 м; фильтр и увлажнитель (5708); дыхательный мешок 3 л; маска с мягким куполом и верхним клапаном (6850; в полиэтиленовом пакете)	20
A5Z11XXX	Контур для взрослых, длина 2,3 м; конфигурируемый; Y-образный переходник; адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; бактериальный/вирусный фильтр (303) на линии вдоха; дыхательный мешок 3 л	20
A4U11XXX	Контур для взрослых, длина 2,75 м; конфигурируемый; Y-образный переходник; адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; бактериальный/вирусный фильтр (303) на линии вдоха; дыхательный мешок, 3 л	20

Шланги для удлинения контура

Каталожный номер	Описание	Количество
5108EX	Два шланга для удлинения контура с коннектором манжетой и адаптером, длина 2,75 м	20

Дыхательные мешки

Каталожный номер	Описание	Количество
M1005511	Ручной дыхательный мешок для взрослых 0,5 л	1
M1005512	Ручной дыхательный мешок для взрослых 1 л	1
M1005513	Ручной дыхательный мешок для взрослых 2 л	1
M1005514	Ручной дыхательный мешок для взрослых 3 л	1

Дыхательные контуры Limb-O*

- Limb-O — это анестезиологический дыхательный контур диаметром 22 мм, внутри которого по всей длине трубки проходит гибкая перегородка.
- Циркуляционная система, в которой разделение вдыхаемого и выдыхаемого потоков газа происходит на стороне аппарата.
- Множество дополнительных опций: лицевые маски, пробоотборные порты и линии, фильтры, фильтры с тепло-влагообменником, дыхательные мешки различных размеров и прочее.
- Контур Limb-O не содержит латекса. Он изготовлен из полипропилена, этиленвинилацетата и полиизопрена.



Преимущества:

- На 25 % легче, чем традиционные контуры с двумя трубками, благодаря чему уменьшается давление, оказываемое дыхательным контуром на эндотрахеальные элементы респираторного оборудования**.
- На протяжении первых 15 минут проведения ингаляционного наркоза при объемной скорости потока газовой смеси в пределах 4 л/мин чистое значение увеличения передаваемого тепла от контура выдоха к контуру вдоха составляет 6,2 °C.
- Благодаря наличию перегородки, дыхательный контур Limb-O обладает низкой деформируемостью.
- Все контуры Limb-O совместимы с наркозно-дыхательными аппаратами GE.
- Мертвое пространство между портом пациента и адаптером отбора проб газа составляет 11,5 см³.
- Контур может использоваться как у взрослых пациентов, так и у детей.

Каталожный номер	Описание	Количество
AFMXXXXX	Контур Limbo, длина 1 м; угловой адаптер для отбора проб газа	20
AFRXKXXX	Контур Limbo, длина 1,47 м; дыхательный мешок 2 л; гофрированный шланг с коннектором для дыхательного мешка, длина 1 м	15
AFRXXXXXXX4	Контур Limbo, длина 1,47 м; дыхательный мешок 1 л; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; изогнутый коннектор для дыхательного мешка, 90 см (ABS-система)	15
AFRNKXXC	Контур Limbo, длина 1,47 м; дыхательный мешок 2 л; мини-фильтр на линии вдоха и на линии выдоха; внутренняя линия CO ₂ с коннектором «папа»	15
AFNXXXXX	Контур Limbo, длина 1,83 м; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа	20

*Limb-O является товарным знаком компании General Electric.

**Имеются подтверждающие документы.

Каталожный номер	Описание	Количество
AFNXKXXX	Контур Limbo, длина 1,83 м; дыхательный мешок 2 л; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; гофрированный шланг для дыхательного мешка, длина 1 м; с коннектором для дыхательного мешка	20
AFNXXXXXP	Контур Limbo, длина 1,83 м; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; фильтр с тепло-влажнообменником HMEF (750)	20
AFND8XX4P	Контур Limbo, длина 1,83 м; дыхательный мешок 2 л; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; фильтр с тепло-влажнообменником HMEF (750); бактериальный/вирусный фильтр (Uni-Filter Junior) на линии выдоха; линия CO ₂ с двумя коннекторами «папа», длина 3 м	20
GW9XXXXX	Контур Limbo, длина 1,83 м; дыхательный мешок 2 л; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; фильтр с тепло-влажнообменником HMEF (750); бактериальный/вирусный фильтр (Uni-Filter Junior) на линии выдоха; гофрированный шланг с коннектором для дыхательного мешка, длина 1,52 м; внутренняя линия CO ₂ с двумя коннекторами «папа»	15
GU2XXXXX	Контур Limbo, длина 1,83 м; дыхательный мешок 2 л; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; фильтр с тепло-влажнообменником HMEF (750); гофрированный шланг с коннектором для дыхательного мешка, длина 1,83 м; набор для спирометрии	20
AXXXX156	Контур Limbo, длина 2,75 м	20
AFRXXXXX	Контур Limbo, длина 2,75 м; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа	20
AFRX8XXX	Контур Limbo, длина 2,75 м; дыхательный мешок 2 л; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа	20

Каталожный номер	Описание	Количество
AFRXXXXXXXX6	Контур Limbo, длина 2,75 м; дыхательный мешок 3 л; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; изогнутый коннектор для дыхательного мешка, 90 см (ABS-система)	20
AFPD8XX4P	Контур Limbo, длина 2,75 м; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; дыхательный мешок 2 л; фильтр с тепло-влажнообменником HMEF (750); бактериальный/вирусный фильтр (Uni-Filter Junior) на линии выдоха; линия CO ₂ с двумя коннекторами «папа», длина 3 м	20
GURXXXXX	Контур Limbo, длина 2,75 м; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; дыхательный мешок 2 л; фильтр с тепло-влажнообменником HMEF (750); гофрированный шланг с коннектором для дыхательного мешка, длина 1,83 м; набор для спирометрии	15

Система для транспортировки

Каталожный номер	Описание	Количество
5510	Система Limbo для транспортировки пациента: несминаемая кислородная трубка с клапаном для регуляции давления, длина 0,6 м	20

Дыхательные контуры для детей

- Два традиционных шланга диаметром 15 мм с различными вариантами длины в пределах от 1 до 4,3 м.
- Все комплекты включают в себя коннекторы-манжеты на 15 мм.

Преимущества:

- Перед сборкой контура каждый шланг проходит испытание на возможность протечек.
- Конфигурация каждого контура может быть дополнена, чтобы лучше удовлетворить ваши специфические потребности. Среди возможных опций — лицевые маски, фильтры, фильтры с тепло-влажнотеннообменником, линии отбора газа и многое другое.
- Совместимы с наркозно-дыхательными аппаратами GE.
- Детский Y-образный переходник и угловой адаптер минимизируют мертвое пространство (15,2 см³).



Базовый контур без порта для забора газов

Каталожный номер	Описание	Количество
M1019544	Контур для детей, длина 1,5 м; базовый	20
M1154613	Контур для детей, длина 1,5 м; базовый; угловой адаптер	20
M1180154	Контур пациента для детей, длина 1,8 м; базовый	20

Конфигурируемый контур

Каталожный номер	Описание	Количество
M1137808	Контур для детей, длина 1,5 м; конфигурируемый; Y-образный переходник с бифуркацией; угловой адаптер отбора проб газа	20
M1186077	Контур пациента для детей, длина 4,3 м; конфигурируемый; параллельный Y-образный переходник; угловой адаптер отбора проб газа	20

Базовый контур с мешком без лимба

Каталожный номер	Описание	Количество
M1019514	Контур для детей, длина 1 м; базовый; угловой адаптер отбора проб газа; линия отбора газа, длина 3 м; дыхательный мешок 1 л	20

Конфигурируемый контур с мешком без лимба

Каталожный номер	Описание	Количество
M1019511	Контур для детей, длина 1,8 м; конфигурируемый; угловой адаптер отбора проб газа; линия отбора газа, длина 3 м; дыхательный мешок 2 л	20

Базовый контур с мешком и лимбом

Каталожный номер	Описание	Количество
M1153327	Контур пациента для детей, длина 3,75; базовый; угловой адаптер; лимб, длина 1 м; дыхательный мешок, 0,5 л	20

Конфигурируемый контур с мешком и лимбом

Каталожный номер	Описание	Количество
M1019511	Контур для детей, длина 1,8 м; конфигурируемый; угловой адаптер отбора проб газа; дыхательный мешок 2 л; линия отбора проб газа, длина 3 м	20
B87X7XX1	Контур для детей, длина 2,75 м; конфигурируемый; Y-образный переходник с закрытым портом для отбора проб газа; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; соэкструдированная линия CO ₂ с коннекторами «папа» и «мама»; дыхательный мешок 2 л	20
M1209627	Контур пациента для детей, длина 3 м; конфигурируемый; Y-образный переходник; угловой адаптер; лимб, длина 3 м с подсоединенным дыхательным мешком 0,5 л	20
M1115027	Контур для детей, длина 4,3 м; конфигурируемый; угловой адаптер отбора проб газа; лимб, длина 1,8 м с разъемом «мама» 22 мм и детским коннектором-манжетой; дыхательный мешок 1 л с прямым коннектором, подсоединенный к лимбу	20


Базовый контур с предустановленным фильтром или увлажнителем

Каталожный номер	Описание	Количество
B1314XXX	Контур для детей, длина 1,5 м; базовый; Y-образный переходник; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; бактериальный/вирусный фильтр (303) на линии вдоха; дыхательный мешок 1 л	20
M1041114	Контур для детей, длина 1,5 м; базовый; Y-образный шарнирный переходник с портом отбора проб газа; фильтр Uni-Filter Junior на линии выдоха; лимб, длина 0,3 м; дыхательный мешок 0,5 л	20
B1317XXX	Контур для детей, длина 1,5 м; базовый; угловой адаптер отбора проб газа; бактериально-вирусный фильтр (303EU) на стороне вдоха; дыхательный мешок 2 л	20
B1714XXX	Контур для детей, длина 2,75 м; базовый; Y-образный переходник; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; бактериальный/вирусный фильтр (303) на линии вдоха; дыхательный мешок 1 л	20

Конфигурируемый контур с предустановленным фильтром или увлажнителем

Каталожный номер	Описание	Количество
M1063435	Контур пациента для детей, длина 1,8 м; конфигурируемый; Y-образный переходник; угловой адаптер; дыхательный мешок, 1 л; фильтр Uni-Filter, подсоединенный на стороне аппарата (со стороны выдоха)	20
M1035991	Контур для детей, длина 1,8 м; конфигурируемый; угловой адаптер отбора проб газа; линия отбора газа, длина 3 м; тепло-влажнообменник HMEF 500 дыхательный мешок 1 л	20
M1132638	Контур пациента для детей, длина 2,4 м; конфигурируемый; параллельный Y-образный переходник; угловой адаптер отбора проб газа; дыхательный мешок 1 л; фильтр Uni-Filter Junior со стороны аппарата на линии выдоха	20

Дыхательные контуры для новорожденных



Каталожный номер	Описание	Количество
1552016	Дыхательный контур неонатальный, длина 1,52 м; базовый; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; линия CO ₂ с двумя коннекторами «папа», длина 3 м; бактериальный/вирусный фильтр (303) на линии выдоха; увлажнитель (5704); дыхательный мешок, 1 л	20
1552018	Дыхательный контур неонатальный, длина 3,05 м; базовый; угловой адаптер с закрытым портом для отбора проб газа; линия CO ₂ с двумя коннекторами «папа», длина 3 м; бактериальный/вирусный фильтр (303) на линии выдоха; увлажнитель (5704)	20

Дыхательные контуры Jackson-Rees

- Нереверсивные дыхательные контуры разработаны специально для малого дыхательного объема.
- Клапан Flow-Trol на дыхательном мешке позволяет регулировать давление внутри системы.
- Шланг подачи свежего газа подсоединяется непосредственно к выпускному отверстию свежего газа на анестезиологическом аппарате.
- Шланг сброса отработанных газов в комплекте.
- Доступные опции: лицевые маски, линии отбора проб газа и многое другое.



Каталожный номер	Описание	Количество
5101EVW	Шланг, длина 0,25 м; трубка для подачи свежего газа, длина 1,52 м; дыхательный мешок 1 л; угловой адаптер с закрытым газовым портом; Т-образный переходник Washington; клапан потока	20
5147BLV1	Шланг, длина 0,25 м; трубка для подачи свежего газа, длина 1,52 м; дыхательный мешок 1 л; угловой адаптер с закрытым газовым портом; Т-образный переходник Washington; клапан потока; трубка для вывода отработанных газов; линия CO ₂	20

Комплексные решения для анестезиологии
и респираторной поддержки

Комплексные анестезиологические системы
для взрослых и детей

Все взрослые и детские контуры Limb-O Vital Signs могут быть дополнены приспособлениями, которые используются в повседневной практике анестезиолога. Среди доступных опций: ЭКГ-электроды, катетеры для аспирации, аспирационные трубки, клинки ларингоскопов, температурные датчики и кабели, набор для спирометрии и многое другое.



Limb-O — серия дыхательных контуров типа «Single Limb» (с одним общим шлангом)

Limb-O — это анестезиологический дыхательный контур, состоящий из одного двухпросветного шланга. В отличие от коаксиальных систем, Limb-O представляет собой трубку, разделенную на всем ее протяжении гибкой перегородкой. Эта конструкция имеет целый ряд преимуществ, сочетая снижение веса (в расчете на каждый метр длины), уменьшение сжимаемого объема, и сохраняя при этом гибкость и эластичность. Дополнительным преимуществом данной конструкции дыхательного контура может считаться и снижение давления на эндотрахеальную трубку. Результаты математического моделирования свидетельствуют о том, что пациенты могут терять до 15 % своего тепла вследствие подачи холодной и сухой смеси анестезирующих газов. Limb-O эффективно проводит тепловую энергию от линии выдоха к линии вдоха, что позволяет сократить энергетические потребности пациентов и способствует поддержанию нормотермии. Инновационная конструкция шлангов Limb-O существенно облегчает анестезиологам проведение ингаляционного наркоза.



Основные характеристики

Вес, г	106 г	136 г	170 г	230,8 г
Размер, см	102 см	147 см	183 см	274 см
Деформируемость, эластичность	0,64 мл/см H ₂ O	0,76 мл/см H ₂ O	0,93 мл/см H ₂ O	1,29 мл/см H ₂ O

Малый вес. Меньшее количество пластика означает снижение веса и уменьшение давления, оказываемого дыхательным контуром на эндотрахеальные элементы респираторного оборудования. Limb-O на 34 % легче по сравнению с коаксиальным циркуляционным контуром и на 25 % — по сравнению с традиционными дыхательными контурами*.

Снижение растяжимости. Благодаря наличию перегородки, дыхательный контур Limb-O обладает низкой деформируемостью, эластичностью, что значительно увеличивает объем газа, доставляемого в легкие пациента без ущерба для драпировки контура**.

Термoeффективная конструкция. На протяжении первых 15 минут проведения ингаляционного наркоза при объемной скорости потока газовой смеси в пределах 4 л/мин чистое значение увеличения передаваемого тепла от контура выдоха к контуру вдоха составляет 6,2 °C.

Состав материалов

- Гофрированный шланг и перегородка — полиэтилен и этиленвинилацетат.
- Переходники диаметром 22 мм — полипропилен.
- Кромка манжеты — полиизопрен.
- Раздвижной сегмент растягивающегося шланга — полипропилен.

Не содержит латекса

Сопротивление дыхательного контура на вдохе и выдохе

Длина	Расход											
	10 л/мин (см H ₂ O)		20 л/мин (см H ₂ O)		30 л/мин (см H ₂ O)		40 л/мин (см H ₂ O)		50 л/мин (см H ₂ O)		60 л/мин (см H ₂ O)	
	Вд.	Выд.	Вд.	Выд.	Вд.	Выд.	Вд.	Выд.	Вд.	Выд.	Вд.	Выд.
102 см	0,09	0,10	0,25	0,31	0,59	0,66	0,99	1,12	1,52	1,71	2,05	2,30
147 см	0,11	0,13	0,34	0,43	0,76	0,94	1,30	1,64	1,98	2,48	2,65	3,36
183 см	0,14	0,16	0,46	0,57	1,06	1,24	1,80	2,12	2,74	3,28	3,69	4,39
274 см	0,18	0,22	0,59	0,80	1,34	1,73	2,26	2,97	3,46	4,58	4,82	6,42

*Неопубликованные данные. Вес с переходниками.

**Неопубликованные данные. Растяжимость дыхательного контура при величине давления 100 см H₂O

Бланк заказа комплекта дыхательного контура LIMB-O™

Получатель: _____ Номер заказчика: _____ Номер заказа: _____

Адрес: _____

Представитель компании GE Healthcare _____

Количество: _____ Стоимость: _____ Новый продукт: A F N X X X X X X X X

Лечебное учреждение: _____ I II III IV V VI VII VIII IX X XI
(20 в 1 комплекте)

Какую конфигурацию заменит данный новый продукт? _____

Отметьте все компоненты.

Обведите по одному варианту в каждом разделе.

II. Переходники: угловой или прямой

- F Угловой с портом для забора проб
G Угловой простой
I Угловой простой Прямой переходник с портом для забора проб
J Угловой простой Заглушка для проведения рентгеноконтрастных процедур

III. Общая длина контура (переходник с двойным просветом и манжета на аппаратном конце контура)

- M Дыхательный контур длиной 101,6 см с двойным просветом, переходником и манжетой на аппаратном конце контура, а также гофрированный шланг (линия выдоха) длиной приблизительно 25 см
N Дыхательный контур длиной 182,8 см с двойным просветом, переходником и манжетой на аппаратном конце контура, а также гофрированный шланг (линия выдоха) длиной приблизительно 35 см
P Дыхательный контур длиной 274,3 см с двойным просветом, переходником и манжетой на аппаратном конце контура, а также гофрированный шланг (линия выдоха) длиной приблизительно 35 см
R Дыхательный контур длиной 147,3 см с двойным просветом, переходником и манжетой на аппаратном конце контура, а также гофрированный шланг (линия выдоха) длиной приблизительно 35 см
Y Дыхательный контур длиной 182,8 см с двойным просветом, переходником и манжетой на аппаратном конце контура, а также раздвижные удлинители длиной приблизительно 96 см

IV. Фильтры

- 1 303 на линии вдоха G Uni-Filter/S (M1003346) на линии выдоха
3 303 на линии выдоха H Uni-Filter/S (M1003346) на линиях вдоха и выдоха
5 303 на линиях вдоха и выдоха I Угловой Uni-Filter/S (M1010541) на линии вдоха
9 303 HEPA на линии вдоха J Angled Uni-Filter/S (M1010541) на линии выдоха
A 303 HEPA на линии выдоха K Angled Uni-Filter/S (M1010541) на линиях вдоха и выдоха
B 303 HEPA на линиях вдоха и выдоха L Mini-Filter/S (M1003345) на линии вдоха
C Uni-Filter Junior (557022500) на линии вдоха M Mini-Filter/S (M1003345) на линии выдоха
D Uni-Filter Junior (557022500) на линии выдоха N Mini-Filter/S (M1003345) на линиях вдоха и выдоха
E Uni-Filter Junior (557022500) на линиях вдоха и выдоха X Без фильтра
F Uni-Filter/S (M1003346) на линии вдоха

V. Дыхательные мешки; удлинители дыхательных мешков

- 2 3 литра, без латекса T 1 литр, без латекса, с удлинителем ADU длиной приблизительно 150 см и с дополнительным шлангом длиной приблизительно 100 см
8 2 литра, без латекса U 2 литра, без латекса, с удлинителем ADU длиной приблизительно 150 см и с дополнительным шлангом длиной приблизительно 100 см
K 2 литра, без латекса, удлинитель мешка 100 см X Без мешка и без удлинителей
Q 1 литр, без латекса

VI. Лицевые маски

- 2 Для взрослых пациентов (5250), упакованные в полиэтиленовый пакет
O Для взрослых пациентов, большого размера, гибкие (6850), упакованные в полиэтиленовый пакет
B Для детей или некрупных взрослых пациентов, гибкие (6840), упакованные в полиэтиленовый пакет
D Для взрослых пациентов, очень большого размера (6860), упакованные в полиэтиленовый пакет
X Без маски

VII. Гигроскопичные конденсаторные увлажнители (ГКУ)

- 1 ГКУ HCH I (5701), устанавливающийся между угловым патрубком и переходником для подсоединения к пациенту O ГКУ/фильтр (5708), устанавливающийся между угловым патрубком и переходником для подсоединения к пациенту
4 ГКУ, комбинированный с фильтром HEPA (5708HEPA), устанавливающийся между угловым патрубком и переходником для подсоединения к пациенту A Edith 1000 (557055200), устанавливающийся между угловым патрубком и переходником для подсоединения к пациенту
8 ГКУ/фильтр (5711) для использования в режимах с низким дыхательным объемом, устанавливающийся между угловым патрубком и переходником для подсоединения к пациенту S Edith 1500 (557057200), устанавливающийся между угловым патрубком и переходником для подсоединения к пациенту
T Edith 500 (557056200), устанавливающийся между угловым патрубком и переходником для подсоединения к пациенту
X Без увлажнителя

Обратите внимание: позиция 5711 — это комбинация фильтра с тепло- и влагообменником, при их использовании не следует применять какие-либо дополнительные фильтры.

VIII. Линия отбора газа

- 1 25,4 см Линия (0,048 внутр. диаметр), соединение типа «папа»/«мама» G Встроенная линия (0,056 внутр. диаметр), соединение типа «мама» с фильтром 0,8 микрон
2 25,4 см Линия (0,048 внутр. диаметр), соединение типа «папа»/«мама», с фильтром 0,8 микрон M Встроенная 25,4 см коэкструдированная линия (Datex; 0,048 внутр. диаметр), соединение типа «папа»
4 25,4 см Линия (0,048 внутр. диаметр), соединение типа «папа»/«папа» N Встроенная 25,4 см коэкструдированная линия (Datex; 0,048 внутр. диаметр), соединение типа «папа» с фильтром 0,8 микрон
5 25,4 см Линия (0,048 внутр. диаметр), соединение типа «папа»/«папа», с фильтром 0,8 микрон P 25,4 см Линия, (Datex, POET; 0,042 внутр. диаметр), соединение типа «папа»/«папа»
C Встроенная линия (0,056 внутр. диаметр), соединение типа «папа» Z 25,4 см Линия, (Datex; 0,048 внутр. диаметр), соединение типа «папа»/«папа», коэкструдированная
D Встроенная линия (0,056 внутр. диаметр), соединение типа «папа» с фильтром 0,8 микрон X Нет линии отбора газа
F Встроенная линия (0,056 внутр. диаметр), соединение типа «мама»

IX. Фильтр с тепло- и влагообменником

- A HMEF 750 (M1038639) на линии выдоха N HMEF 750 (M1038639) между тройником и коннектором к пациенту
B HMEF 750/S (M1004132) на линии выдоха P HMEF 750/S (M1004132) между патрубком и коннектором к пациенту
H HMEF 750 (M1038639) на линии вдоха S HMEF 1000 (M1038637) на линии вдоха
J HMEF 750 (M1038639) на линиях вдоха и выдоха T HMEF 1000 (M1038637) на линии выдоха
K HMEF 750/S (M1004132) на линии вдоха U HMEF 1000 (M1038637) на линиях вдоха и выдоха
M HMEF 750/S (M1004132) на линиях вдоха и выдоха X Нет фильтра HMEF (код будет содержать 8 цифр, если данная и последующие позиции не выбираются)

X. Набор для спирометрии

- 1 Набор для спирометрии, для взрослых (889560)
2 Набор для спирометрии, для детей (8002718)
X Нет набора для спирометрии (код будет содержать 9 цифр, если данная и последующие позиции не выбираются)

Дата: _____

Заказ сформировал: _____ Должность: _____
Заказчик

Дыхательные фильтры и тепло-влажеообменники

Фильтр с тепло-влажеообменником HMEF

Бактериально-вирусные фильтры с тепло- и влажеообменником позволяют снизить потребность в промывании трубок и оборудования, они более просты и удобны в применении по сравнению с активными увлажнителями. Эти высокоэффективные фильтры обеспечивают защиту пациента, медицинского персонала и оборудования от различных микроорганизмов, размножающихся в дыхательном контуре.

Фильтры HMEF, выпускаемые компанией GE, отвечают требованиям к качеству фильтрации, предъявляемым в рамках хирургических вмешательств во взрослой и педиатрической практике, одобрены к применению при проведении анестезии, различных процедур в отделении интенсивной терапии и реанимации.

Сжигание материалов, применяемых для изготовления фильтров HMEF, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Проверенные временем технологии нашей компании в области искусственной вентиляции легких обеспечивают эффективное увлажнение и фильтрацию воздуха, необходимые вам и вашим пациентам.

- Эффективное увлажнение снижает потребность в применении специальных систем активного увлажнения.
- Низкое сопротивление уменьшает усилия пациента при дыхании.
- Легкий вес фильтра и отсутствие латекса повышают уровень комфорта и безопасности пациента.
- Прозрачный корпус позволяет легко определить необходимость замены фильтров.
- Порт для отбора проб газа обеспечивает удобный забор пробы воздуха у пациента.

Частота замены. Для каждого пациента необходимо использовать новый фильтр HMEF. При длительной работе с одним пациентом следует производить замену фильтра не реже чем через каждые 24 часа в зависимости от необходимости.

Противопоказания

- Применение фильтров HMEF противопоказано пациентам, в дыхательных путях и легких которых происходит интенсивное накопление секрета, вызванное острым воспалительным процессом.
- Фильтры HMEF не рекомендуются к применению у пациентов с крайне малым дыхательным объемом, например, у новорожденных.
- Фильтры HMEF не рекомендуются к применению с активными увлажнителями или аэрозольными системами.



Угловые фильтры HMEF устанавливаются без применения дополнительного углового патрубка, что позволяет уменьшить массу и размеры системы, а также исключить создание дополнительного опасного стыка.



Использование крышки с ремешком, закрывающей отверстие для ввода проб фильтра HMEF, исключает потерю или неправильную установку крышки.

Инструкция по применению. Подробная информация по применению продукции изложена в прилагаемом руководстве по эксплуатации.

Соединители. Фильтры HMEF устанавливаются между концом эндотрахеальной трубки или маски и Y-образным элементом дыхательного контура.

Технические характеристики

	HMEF 1000 HMEF 1000/S Угловой HMEF 1000/S	HMEF 750 HMEF 750/S Угловой HMEF 750/S	HMEF 500	HMEF Mini
Дыхательный объем (мл)	300—1000	120—750	120—500	60—500
Эффективность фильтрации* Бактерии (%) Вирусы (%)	99,9999 99,99	99,9999 99,998	99,999 99,98	99,999 99,98
Увлажнение (мг H ₂ O/л)** Общий объем — 250 мл Общий объем — 500 мл Общий объем — 750 мл Общий объем — 1000 мл	Н/Д 33 32 30	32 30 27 Н/Д	31 30 Н/Д Н/Д	31 27 Н/Д Н/Д
Потеря влаги (мг H ₂ O/л)** Общий объем — 250 мл Общий объем — 500 мл Общий объем — 750 мл Общий объем — 1000 мл	Н/Д 4,5 5,5 7,5	5,5 7,5 10,5 Н/Д	6,5 7,5 Н/Д Н/Д	6,5 10,5 Н/Д Н/Д
Перепад давления кПа/(см H ₂ O)** 30 л/мин 60 л/мин	0,10 (1,0) 0,23 (2,3)	0,09 (0,9) 0,22 (2,2)	0,15 (1,5) 0,33 (3,3)	0,14 (1,4) 0,32 (3,2)
Мертвое пространство (мл)	77	34	30	21
Масса (г)	24	17	15	14
Соединения Со стороны пациента (мм) Со стороны аппарата (мм)	15F/22M 15M/22F	15F/22M 15M/22F	15F/22M 15M/22F	15F/22M 15M/22F
Порт для отбора газов	Тип — Люэр-лок	Тип — Люэр-лок	Тип — Люэр-лок	Тип — Люэр-лок

*Измерения выполнены компанией Nelson Laboratories Inc., США. Файл данных имеется.

**Измерения выполнены в соответствии с требованиями стандарта ISO 9360:2000.

Примечание. Данная продукция соответствует требованиям Директивы Совета ЕС 93/42/ЕЕС по медицинскому оборудованию, Приложение I — Основные требования.

Информация для размещения заказа

Каталожный номер	Описание и количество
M1038637	HMEF 1000, 50 шт./упаковка
557070100	HMEF 1000/S, 50 шт./упаковка
557071500	HMEF 1000/S с гибкой трубкой, 30 шт./упаковка
557071600	HMEF 1000/S без гибкой трубки, 30 шт./упаковка
557019500	HMEF 1000/S с гибкой трубкой и двойным поворотным адаптером, 30 шт./упаковка
557085500	HMEF 1000/S с системой Metofl ex, 40 шт./упаковка
8570203	HMEF 1000/S с гибкой трубкой и поворотным соединителем, 30 шт./упаковка
M1010534	Угловой HMEF 1000/S, 50 шт./упаковка
M1038639	HMEF 750, 50 шт./упаковка
M1004132	HMEF 750/S, 50 шт./упаковка
M1005260	HMEF 750/S с системой Metofl ex, 50 шт./упаковка
M1010538	Угловой фильтр HMEF 750/S, 50 шт./упаковка
557070500	HMEF 500, 75 шт./упаковка
557070700	HMEF 500 с системой Metofl ex, 60 шт./упаковка
8004231	HMEF Mini, 50 шт./упаковка



Фильтр без тепло-влажгообменника Uni-Filter

Одноразовые бактериально-вирусные фильтры обеспечивают высокоэффективную защиту от различных типов микроорганизмов, содержащихся в дыхательных контурах. Эти фильтры снижают количество бактерий и вирусов, переносимых между пациентами, персоналом и оборудованием.

В фильтре Uni-Filter для задержки опасных субмикронных частиц применяются электростатические механизмы, в то время как гидрофобные мембраны отталкивают воду от фильтрующего материала.

Этот инновационный продукт обеспечит Вам и Вашим пациентам качественную и эффективную фильтрацию.

- Обладает минимальным сопротивлением дыхательному потоку, что снижает дыхательные усилия пациента
- Создан из легкого, не содержащего латекс материала, что обеспечивает пациенту дополнительный комфорт и уменьшает риск аллергической реакции
- Благодаря прозрачному корпусу можно легко отслеживать конденсат и выделения внутри фильтра
- Округлая форма оптимизирует воздушный поток и снижает объем мертвого пространства
- Расположенный рядом с пациентом пробоотборный порт обеспечивает удобное взятие проб



Изогнутые фильтры Uni-Filters используются без дополнительного патрубков, что позволяет уменьшить вес и объем мертвого пространства устройства, а также устраняет опасность отсоединения компонентов.



Прикрепленная пластиковым ремешком к фильтру Uni-Filter крышка пробоотборного порта исключает возможность ее потери.

Температура хранения. От – 30 до + 40 °С.

Срок хранения. Макс. 2 года.

Дата истечения срока годности указана на упаковке.

Частота замены. Фильтр рекомендуется заменять максимум через 24 часа эксплуатации. Произведите замену раньше, если внутри фильтра наблюдаются влага или выделения.

Противопоказания. Фильтры Uni-Filters противопоказаны пациентам с обильными пенистыми выделениями из дыхательных путей и легких. При подсоединении фильтра Uni-Filter к линии выдоха вместе с увлажнителем на водяной бане влагоотделитель следует размещать между фильтром и пациентом.

Запрещается размещать фильтры в линии вдоха по направлению потока воздуха из увлажнителя на водяной бане.

Инструкции по эксплуатации. Более подробные сведения о продукте см. в инструкции по эксплуатации, прилагающейся к устройству.

Технические характеристики

	Фильтр Uni-Filter	Фильтр Uni-Filter/S	Изогнутый фильтр Uni-Filter/S	Фильтр для детей Uni-Filter Junior	Мини-фильтр Mini-Filter/S
Эффективность фильтрации*					
Бактерии (%)	99,98	99,9999	99,9999	99,99999	99,999
Вирусы (%)	99,9	99,999	99,999	99,999	99,98
Падение давления** (кПа/см H ₂ O)					
30 л/мин	0,04/0,4	0,07/0,7	0,07/0,7	0,08/0,8	0,14/1,4
60 л/мин	0,08/0,8	0,19/1,9	0,19/1,9	0,22/2,2	0,32/3,2
Мертвое пространство (мл)	60	35	35	35	22
Вес (г)	27	16	16	16	14
Коннекторы					
Со стороны пациента (мм)	15F/22M	15F/22M	15F/22M	15F/22M	15F/22M
Со стороны устройства (мм)	22F	15M/22F	15M	15M/22F	15M/22F
Пробоотборный порт	—	Коннектор «люер лок»	Коннектор «люер лок»	—	Коннектор «люер лок»

*Измерено по методу лаборатории Nelson Laboratories Inc., USA. Записи в наличии.

**Измерено согласно стандартам ISO 9360:2000.

Примечание. Данная продукция соответствует необходимым положениям директивы Совета ЕС 93/42/ЕЕС. по медицинским устройствам, Приложение I - Обязательные требования.



Фильтр HEPA MaxiStop

Наш HEPA фильтр MaxiStopTM/S соответствует всем требованиям к качеству фильтрации, предусмотренным для операционной комнаты, отделения интенсивной терапии и для других клинических подразделений, в которых оказывается респираторная поддержка.

Этот одноразовый HEPA фильтр обеспечивает высокоэффективную защиту от различных видов микроорганизмов, присутствующих в дыхательных контурах. Фильтр с радиальным гофрированием механически снижает вероятность передачи бактерий и вирусов между пациентами, персоналом и оборудованием на 99,9999 %*. Гидрофобный фильтр помогает предотвратить попадание нежелательной жидкости.

Конструктивная особенность «петля-колпачок» позволяет прикреплять колпачок порта для отбора проб к фильтру MaxiStopTM/S, снижая вероятность его потери при манипуляциях с портом.

Наши проверенные временем технологии разработки наркозно-дыхательной аппаратуры гарантируют вам и вашим пациентам эффективность фильтрации.

- Конструкция фильтра обеспечивает низкое сопротивление дыхания, что снижает энергетические затраты пациента на внешнее дыхание.
- Отсутствие латекса повышает безопасность пациентов.
- Прозрачный корпус позволяет легко определить необходимость замены фильтра.
- Круглая форма оптимизирует воздушный поток и снижает объем мертвого пространства.
- Порт для отбора проб позволяет с легкостью производить отбор проб газовой смеси в проксимальном отделе дыхательного контура.

Компания GE Healthcare предлагает комплексное решение

Приобретая дополнительные принадлежности и расходные материалы у одного поставщика, вы снижаете организационные расходы на оформление заявок, поиск других производителей и экспертизу контрактов. Кроме того, это позволяет сэкономить на особенностях заключаемых договоров на поставку, например, при помощи продления контрактов или путем заключения соглашений об отсроченной покупке. И в тех случаях, когда вашим основным поставщиком является компания GE Healthcare, вы получаете дополнительные преимущества в виде отдельного сервисного подразделения, занимающегося только поставками и консультационным обслуживанием, а также становитесь партнером глобальной организации с международной сетью сбыта.

Предостережения

1. Никогда не подключайте небулайзер на входе фильтра. У этого устройства значительный объем мертвого пространства, который следует учитывать при расчете дыхательного объема и требуемого режима вентиляции пациента. Фильтр следует заменять, по меньшей мере, каждые 24 часа или даже раньше, если возрастает сопротивление дыхания.
2. Внимание! Незамедлительно замените фильтр при возникновении подозрений в отношении загрязнения или окклюзии, а также при появлении других признаков неисправности устройства.

Инструкция по эксплуатации. Для получения подробной информации об использовании продукта всегда обращайтесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к данному устройству.

Технические характеристики

	HEPA фильтр MaxiStop/S
Эффективность фильтрации*	
Бактерии (%)	> 99,9999
Вирусы (%)	> 99,9999
Перепад давления (сухой фильтр), кПа/см H ₂ O	
30 л/мин	0,18/1,8
60 л/мин	0,38/3,8
Объем «мертвого» пространства (мл)	54
Вес (г)	40
Переходники	
На стороне пациента (мм)	15 F (муфта)/22 M (штуцер)
На стороне наркозно-дыхательного аппарата (мм)	15 M (штуцер)/22 F (муфта)
Порт для отбора проб газовой смеси	Гнездо типа Луер

*Измерено при помощи метода компании Nelson Laboratories Inc., США. Неопубликованные данные.

Информация для размещения заказа

Каталожный номер	Описание и количество
M1043237	HEPA фильтр MaxiStop/S; упаковка по 50 шт.



Тепло-влажеообменник Edith

Обеспечение увлажнения при проведении анестезии, различных процедур в отделении интенсивной терапии и реанимации, при самостоятельном дыхании

Тепловлаеообменники — это «пассивные» устройства, обеспечивающие сохранение тепла и влаги, содержащихся в выдыхаемом пациентом воздухе.

Эти устройства удерживают тепло и влагу из выдыхаемого пациентом воздуха, а затем используют их для увлажнения и нагрева дыхательной смеси для следующего вдоха. Таким образом, тепловлаеообменники способствуют созданию нормальных условий в воздушных путях и легких пациента, снижая риск осложнений, связанных с использованием дыхательного аппарата.

Тепловлаеообменники обладают целым рядом преимуществ по сравнению с «активными» инструментами увлажнения:

- Низкая стоимость эксплуатации
- Не требуют дополнительных денежных затрат
- Отсутствие водяного конденсата в контуре пациента
- Простота использования
- Не требуют чистки
- Упрощенный контур пациента

Тепловлаеообменники Edith серии Vital Signs отвечают всем необходимым требованиям для проведения процедур у взрослых и детей в операционной, отделении интенсивной терапии и реанимации и в других ситуациях, когда требуется искусственная вентиляция легких. Тепловлаеообменник Edith Trach разработан специально для пациентов с трахеостомической трубкой, предоставляя пациентам с самостоятельным дыханием поддержку посредством сохранения температуры и влажности дыхательной смеси.

Тепловлаеообменники Edith серии Vital Signs обладают следующими характеристиками и преимуществами:

- Минимальная и стабильная потеря влаги с течением времени обеспечивает пациенту постоянное сохранение необходимого уровня тепла и влажности дыхательной смеси
- Низкое сопротивление дыхательному потоку снижает дыхательные усилия пациента
- Малый вес обеспечивает пациенту комфорт и безопасность
- Небольшой объем мертвого пространства помогает обеспечить надлежащую вентиляцию пациента
- Благодаря материалам без использования латекса устройство безопасно для любого пациента
- Прозрачный корпус позволяет легко определить, когда тепловлаеообменник следует заменить
- Широкий выбор продукции для различных целей
- Конструкция отвечает стандартам ISO, что позволяет использовать стандартные коннекторы

Технические характеристики

	Edith 500	Edith 1000	Edith 1500	Edith Flex	Edith Trach
Максимальный дыхательный объем (мл)	500	1000	1500	1500	1000
Влага на выходе (мг H ₂ O/л) Измеренная при V _T (мл)	32*/30* 250/500	30*/29* 750/1000	31,5*/30,5* 750/1000	33,5*/32,5* 750/1000	24** 500
Потеря влаги (мг H ₂ O/л) Измеренная при V _T (мл)	5,5*/7,5* 250/500	7,5*/8,5* 750/1000	6,0*/7,0* 750/1000	4,0*/5,0* 750/1000	13,5** 500
Падение давления (кПа/см H ₂ O) При 30 л/мин При 60 л/мин	0,08/0,8* 0,2/2,0*	0,2/2,0* 0,33/3,3*	0,15/1,5* 0,36/3,6*	0,1/1,0* 0,25/2,5*	— 0,02/0,2
Объем мертвого пространства	17	28	38	90	16
Вес (г)	6	8	9	20	6
Коннекторы Со стороны пациента Со стороны устройства	22 M/15 F 15 M	22 M/15 F 15 M	22 M/15 F 15 M	15 F 22 F	15 F —

Частота замены. После каждого пациента или каждые 24 часа после использования у одного и того же пациента.

Противопоказания. Использование тепловлаеообменников Edith противопоказано пациентам с обильными пенистыми выделениями из дыхательных путей и легких. Тепловлаеообменники Edith нельзя использовать у пациентов с очень небольшим дыхательным объемом, например, новорожденных или маленьких детей. Тепловлаеообменники Edith не предназначены для использования совместно с «активными» увлажнителями или распылителями.

Коннекторы. Тепловлаеообменники Edith, предназначенные для пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких, следует размещать между ближайшим к пациенту концом воздуховода и тройником дыхательного контура. Тепловлаеообменник Edith Trach следует подсоединять к трахеостомической трубке.

Инструкция по эксплуатации. Более подробные сведения см. в инструкции по эксплуатации, прилагающейся к устройству.

Возможные способы применения



Со стороны пациента подсоединяется к трахеостомической трубке

*Измерено согласно стандарту ISO 9360:2000.

**Потеря влаги определяется с использованием сухого газа (не комнатного воздуха).

Примечание. Данная продукция соответствует необходимым положениям Директивы Совета ЕС 93/42/ЕЕС по медицинским устройствам, Приложение I — Обязательные требования.



Лицевые маски Vital Signs

Лицевые маски Vital Signs серий А, С и F. Превосходное качество, богатый выбор, комфортная посадка

30 лет назад компания Vital Signs выпустила одноразовые анестезиологические лицевые маски низкого давления. На протяжении всего этого времени ключевыми приоритетами компании остаются высокое качество и постоянные инновации. Все лицевые маски Vital Signs предназначены для однократного применения. Таким образом в медицинских учреждениях значительно снижается риск возникновения инфекций и достигается существенная экономия. В соответствии со своими предпочтениями клиницисты могут выбрать лицевую маску из трех линий. Маски каждой линии обладают характерным дизайном и уникальными характеристиками. Широкий диапазон размеров позволяет подобрать маску как взрослому человеку, так и ребенку.

Выбирая пациенту подходящую лицевую маску Vital Signs, вы можете быть уверены в том, что выбираете качество.

- Мягкие раздуваемые манжеты обеспечивают плотное прилегание
- Анатомическая форма маски позволяет правильно ее установить и избавить пациента от неприятных ощущений
- Могут быть как ароматизированными, так и неароматизированными
- Клапаны расположены в верхней или нижней части
- Не содержат латекса



Серия А



Серия С



Серия F

Серия А. В соответствии с вашими предпочтениями...

Характеристики нашей традиционной линии:

- Клапаны в нижней части (или бесклапанные маски маленьких размеров)
- Жесткий свод
- Закругленные края

Выберите лицевую маску из нескольких типов, предлагаемых в нашей традиционной линии, в зависимости от ваших личных предпочтений.



Маски серии А

Модель	Описание	Размер	Вес (г)	Количество в наборе
5210	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой манжетой без клапана в нижней части	1	от 12,2 до 14,8	20
5211	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой манжетой без клапана в нижней части	1	от 12,2 до 14,8	100
5220	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой манжетой без клапана в нижней части	2	от 17,2 до 20,1	20
5221EU	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой манжетой без клапана в нижней части	2	от 17,2 до 20,1	100
5230	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части	3	от 24,0 до 27,3	20
5221EU	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части	3	от 24,0 до 27,3	100
5230X	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой манжетой, без клапана в нижней части	3	от 21,8 до 25,3	20
5231X	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой манжетой, без клапана в нижней части	3	от 21,8 до 25,3	100
5240	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части	4	от 32,1 до 39,8	20
5241	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части	4	от 32,1 до 39,8	100
5240X	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой манжетой, без клапана в нижней части	4	от 30,1 до 37,8	20
5241X	Лицевая маска с прозрачным жестким сводом и раздуваемой манжетой, без клапана в нижней части	4	от 30,1 до 37,8	100
5245	Вытянутая лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части	5	от 49,2 до 57,1	20
5246	Вытянутая лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части	5	от 49,2 до 57,1	100
5250EU	Круглая лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части	5	от 46,5 до 55,1	20
5251	Круглая лицевая маска с прозрачным жестким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в нижней части	5	от 46,5 до 55,1	100

Материалы

Манжета	ПВХ пластизоль
Корпус	Поликарбонат или эквивалент

Физические характеристики

Цвет	Бледно-желтый
Клапан в нижней части	5230, 5231, 5240, 5241, 5245, 5246, 5250 и 5251
Без клапана	5210, 5211, 5220, 5221, 5230X, 5231X, 5240X и 5241X

Разъемы

Разъем на корпусе	ISO 15 мм "папа" (ISO STD 5356-2 2004 (E), размер 5210) ISO 22 мм "мама" (ISO STD 5356-2 2004 (E)) размер: 5220, 5230, 5230X, 5240, 5240X, 5245 и 5250
Фиксирующие кольца	Отсутствуют в размерах 5210, 5220 Разъем "мама" 22 мм для присоединения пациента По одному на каждом: 5230, 5230X, 5240, 5240X, 5245 и 5250
Клапан в нижней части	Разъем Луер (ISO STD 594)

Серия С. Почувствуйте разницу...

Характеристики нашей новейшей линии лицевых масок:

- Цветные фиксирующие кольца
- Абсолютная прозрачность
- Полужесткий корпус
- Легкая конструкция
- Клапаны в верхней части

Оцените особенности нашей новейшей линии лицевых масок: цветные фиксирующие кольца, абсолютная прозрачность и полужесткий корпус



Маски Серии С

Модель	Цвет фиксирующего кольца	Разъем	Размер	Вес (г)	Количество в наборе
4810VS	Красный	15 мм «папа»	1	8	20
4820VS	Зеленый	15 мм «папа»	2	11	20
4830VS	Фиолетовый	22 мм «мама»	3	16	20
4840VS	Желтый	22 мм «мама»	4	20	20
4851VS	Синий	22 мм «мама»	5	29	100

Материалы

Манжета	Поливинилхлорид
Корпус	Поликарбонат
Фиксирующее кольцо	Полипропилен
Клапан	Силикон
Клапан в верхней части	Разъем Луер (ISO STD 594)

Физические характеристики

Цвет маски	Прозрачная раздуваемая манжета и корпус
Клапан в верхней части	Маски всех размеров имеют клапан в верхней части с синим силиконовым стержнем

Серия F. Оцените качество...

Характеристики нашей линии гибких лицевых масок:

- Мягкий, пластичный корпус
- Каплевидная форма
- Превосходная фиксация без неприятных ощущений
- Наличие масок с ароматом жевательной резинки

Почувствуйте качество наших гибких лицевых масок с мягким корпусом. Маски имеют каплевидную форму, они превосходно фиксируются



Маски серии F

Модель	Описание	Размер	Вес (г)	Количество в наборе
6800EU	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом и раздуваемой манжетой, без клапана в верхней части	0	От 10,7 до 14,0	20
6810EU	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	1	От 11,4 до 18,4	20
6820	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	2	От 12,9 до 22,3	20
6821	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	2	От 12,9 до 22,3	100
6820BG	Лицевая маска с ароматом жевательной резинки, имеет прозрачный гибкий свод, раздуваемую манжету и клапан в верхней части	2	От 12,9 до 22,3	20
6821BG	Лицевая маска с ароматом жевательной резинки, имеет прозрачный гибкий свод, раздуваемую манжету и клапан в верхней части	2	От 12,9 до 22,3	100
6830	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	3	От 28,0 до 37,0	20
6831	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	3	От 28,0 до 37,0	100
6830BG	Лицевая маска с ароматом жевательной резинки, имеет прозрачный гибкий свод, раздуваемую манжету и клапан в верхней части	3	От 28,0 до 37,0	20
6831BG	Лицевая маска с ароматом жевательной резинки, имеет прозрачный гибкий свод, раздуваемую манжету и клапан в верхней части	3	От 28,0 до 37,0	100
6840	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	4	От 39,0 до 56,8	20
6841	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	4	От 39,0 до 56,8	100
6840BG	Лицевая маска с ароматом жевательной резинки, имеет прозрачный гибкий свод, раздуваемую манжету и клапан в верхней части	4	От 39,0 до 56,8	20
6841BG	Лицевая маска с ароматом жевательной резинки, имеет прозрачный гибкий свод, раздуваемую манжету и клапан в верхней части	4	От 39,0 до 56,8	100
6850	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	5	От 45,0 до 67,7	20
6851	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	5	От 45,0 до 67,7	100
6860	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	6	От 62,0 до 78,5	20
6861	Лицевая маска с прозрачным гибким сводом, раздуваемой манжетой и клапаном в верхней части	6	От 62,0 до 78,5	100

Материалы

Манжета	ПВХ пластизоль
Корпус	Поликарбонат
Ароматическая добавка	Аромат жевательной резинки: 6820BG, 6830BG и 6840BG

Физические характеристики

Цвет	Бледно-желтый
Клапан в верхней части	Размер: 1, 2, 3, 4, 5 и 6
Без клапана	Размер: 0

Разъемы

Разъем на корпусе	ISO 15 мм «папа» (ISO STD 5356-2 2004 (E)) По одному на каждом размере: 0, 1 и 2 ISO 22 мм «мама» (ISO STD 5356-2 2004 (E)) По одному на каждом размере: 3, 4, 5 и 6
Фиксирующие кольца	Разъем «мама» 22 мм для присоединения пациента По одному на каждом: размер: 3, 4, 5 и 6
Клапан в верхней части	Разъем Луер (ISO STD 594)

Условия окружающей среды

Рабочие условия	Температура: от 0 °F (– 18 °C) до 122 °F (50 °C); Влажность: 40–95 %
Условия хранения	Температура: от – 40 °F (– 40 °C) до 140 °F (60 °C); Влажность: 40–95 %



Ларингоскопы GreenLight II и Vital View II

Ларингоскоп GreenLight II с одноразовыми стеллитовыми клинками

Используйте ларингоскопы Vital Signs, чтобы... ...снизить уровень инфекций

- Стальной клинок — это прочность, одноразовый стальной клинок — это прочность и безопасность
- Одноразовые клинки уменьшают риск переноса инфекций и перекрестного заражения
- Одноразовый защитный чехол Safe Sac* сохраняет рукоятку чистой

...повысить производительность

- Рукоятки ларингоскопа легкие, эргономичные и удобно лежат в руке
- Корпус рукоятки долговечный и нескользящий, основание — широкое и устойчивое
- Проксимальный конец светодиода закрыт, чтобы предотвратить отражение света

...сделать проще

- Одноразовые клинки требуют меньше времени и усилий, чем процесс обработки и использования многоразовых клинков
- В традиционной рукоятке используются стандартные батарейки AA (щелочные или литиевые), поэтому заменить их не представляет труда (в короткой рукоятке используется одна литиевая батарейка CR-123)
- Навсегда забудьте о неудобствах, связанных с заменой традиционных ламп

...работать дольше

- Эффективная технология, продлевающая время работы батареи по сравнению со временем работы традиционных ламп
- Пятилетняя гарантия на все рукоятки



Защитный чехол для рукоятки Safe Sac



Традиционная рукоятка и короткая рукоятка



Стеллитовые клинки (также доступны пластиковые клинки)

Рукоятки и клинки ларингоскопов Greenlight II и Vital View II

Greenlight II™ и Vital View™ II предлагают широкий спектр решений для ларингоскопии, повышающих эффективность и обеспечивающих удобство клинического применения и управления расходными материалами, а также улучшающих качество заботы о пациенте. На оба вида рукояток распространяется пятилетняя гарантия, к обеим рукояткам подходит Safe Sac™ — чехол для рукоятки ларингоскопа, помогающий избежать загрязнения и перекрестного заражения.

Освещение. Светодиод, используемый в ларингоскопах Greenlight II и Vital View II — один из самых ярких среди аналогов на рынке. Проксимальный конец светодиода на каждом клинке закрыт, чтобы предотвратить отражение света и избежать искажения изображения.

Длительность использования. Светодиод в обеих системах способен работать приблизительно 50 000 часов. Технологии, используемые в ларингоскопах Greenlight II и Vital View II, продлевают жизнь батареи примерно в семь раз по сравнению с традиционными ларингоскопами.

К тому же, оба ларингоскопа обеспечивают постоянную интенсивность света независимо от уровня заряда батареи, в то время как у традиционных ламп интенсивность света может снижаться со временем.

Эргономика. Специальная форма рукоятки у ларингоскопов обеих серий позволяет избежать скольжения в руке во время процедуры интубации.

Забота о пациенте. Использование одноразовых клинков ларингоскопа из нержавеющей стали или специализированного пластика позволяет снизить риск перекрестного заражения и переноса инфекций внутри лечебного учреждения. Клинки обеспечивают постоянное освещение с оптимальной интенсивностью, в то время как интенсивность освещения многоразовых клинков может уменьшаться из-за множества циклов стерилизации.

Производительность. Клинки для использования у одного пациента помогают увеличить производительность и снизить издержки, связанные с очисткой, стерилизацией и транспортировкой многоразовых клинков. Также одноразовые клинки избавляют от необходимости искать замену потерянному или поврежденному многоразовым клинкам.



Рукоятки и клинки ларингоскопов Greenlight II™



Рукоятки и клинки ларингоскопов Vital View™ II

	Каталожные номера	Описание	Количество в упаковке
Ларингоскопы Greenlight II* (стандарт ISO)**	4558GSP	Стандартная рукоятка	1
	4559GSP	Короткая рукоятка	1
	4002GSP/4003GSP/4004GSP	Пластиковые клинки Macintosh, размеры 2/3/4	20
	4010GSP/4011GSP/4012GSP/4013GSP	Пластиковые клинки Miller, размеры 0/1/2/3	20
	4602/4603/4604	Клиники из нержавеющей стали Macintosh, размеры 2/3/4	20
	4610/4611/4612/4613	Клиники из нержавеющей стали Miller, размеры 0/1/2/3	20
Ларингоскопы Vital View II***	4556	Стандартная рукоятка	1
	4002/4003/4004	Пластиковые европейские клинки Macintosh, размеры 2/3/4	20
	4510/4511/4512/4513	Пластиковые клинки Miller, размеры 0/1/2/3	20
	4502/4503/4504	Пластиковые клинки Macintosh, размеры 2/3/4	20
Защитный чехол для рукоятки Safe Sac	4552	Защитный чехол для рукоятки ларингоскопа	400

* Рукоятка Greenlight II может обрабатываться в автоклаве (пожалуйста, обратитесь к инструкции по использованию рукояток).

** Технический комитет ISO/TC 121, А.А. (2003). Стандарт ISO 7376:2003(E) Анестезиологическое и реанимационное оборудование — Ларингоскопы для трахеальной интубации. Швейцария: Международная организация по стандартизации.

*** Vital View II — это ларингоскоп с нестандартной конфигурацией, доступный только с пластиковыми клинками.



Подогреватель инфузионных растворов enFlow

Повышение качества медицинской помощи помогает сократить расходы

Охлаждение и дрожь — это не только неудобство для пациента. В последние два десятилетия значительное внимание уделяют **опасностям и ущербу от гипотермии**, то есть снижения температуры ядра тела до менее чем 36°C.

Повышение риска развития инфекций в послеоперационном периоде. «Даже небольшая гипотермия снижает устойчивость организма к хирургической раневой инфекции, непосредственно нарушая иммунную функцию (особенно механизмы оксидантного киллинга в нейтрофилах) и снижая кровоток в коже и, тем самым, поступление кислорода в ткани»¹.

Повышение потребности в переливаниях крови. «По сравнению с группой пациентов с гипотермией при сохранении нормотермии во время операции потребность в переливании эритроцитной массы снижалась на 86 %, плазмы — на 79 %, тромбоцитарной массы — на 78 %»².

Увеличение послеоперационного периода. «При гипотермии для стабилизации состояния, позволяющей перевести пациента в отделение, требовалось примерно на 40 минут больше (94 ± 65 против 53 ± 36 минут) даже без учета срока восстановления нормальной температуры тела (P < 0,001). Если одновременно требовалось достижение температуры ядра тела > 36°C, продолжительность восстановительного периода в двух группах различалась приблизительно на 90 минут (P < 0,001)»³.

Повышение больничных расходов, связанных с гипотермией. «По результатам метаанализа мы пришли к выводу, что гипотермия со снижением температуры тела в среднем всего на 1,5°C ниже нормальной приводит при широком круге хирургических процедур к увеличению совокупных расходов, связанных с неблагоприятными исходами, на сумму от 2500 до 7000 долл. США в расчете на одну госпитализацию хирургического больного»⁴.

1. Sessler, Daniel I. MD: Mild Perioperative Hypothermia. New England Journal of Medicine. 336 (24):1730-1737, June 1997.
2. Mahoney, Christine Brown, RN, PhD, MS & Odum, Jan RN, MS, COPAN, FAAN; Maintaining intraoperative normothermia: A meta-analysis of outcomes with costs. AANA Journal, April 1999, Vol. 67, No 2. 155—164.
3. Lenhardt, Rainer MD; Marker, Elvine MD; Goll, Veronika MD; Tschernich, Heinz MD; Kurz, Andrea MD; Sessler, Daniel I. MD; Narzt, Edith MD; Lackner, Franz MD. Mild Intraoperative Hypothermia Prolongs Postanesthetic Recovery. Anesthesiology. 87(6); December 1997: 1318—1323.
4. Weirich TL. Hypothermia/warming protocols: why are they not widely used in the OR?. AORN J. 2008;87(2): 333—344.


Права собственности на технологию, используемую в аппарате подогрева жидкости (крови) для в/в вливания enFlow, принадлежат компании Vital Signs; данный прибор защищен патентом США No. 7,158,719, а также другими заявленными патентами.



right
time



right
place



40°C
right
temperature



Контрольный блок, блок питания, инструкция по использованию, держатель нагревателя

Простота, мобильность и производительность

Свойства, значимые для организации работы:

- Отсутствие объемистых кассет и трубок.
- Отсутствие необходимости в регулировке.
- Отсутствие необходимости в калибровке.
- Простота установки и использования:
 - Установите картридж в систему.
 - Промойте систему для в/в вливания.
 - Установите картридж в подогреватель и закройте крышки.



Нагреватель со сменным картриджем. Конструкция крепления картриджа в подогревателе обеспечивает его надежную и точную установку

Система быстро подогревает жидкости и автоматически поддерживает их температуру на уровне 40°C

Использовать систему начинают еще в предоперационной

Профилактика гипотермии имеет важное значение в течение всего периода операции, начиная с предоперационного периода. Легче предотвратить заболевание, чем столкнуться впоследствии с его лечением и с осложнениями.

Использование для этой цели других подогревающих устройств может оказаться сложным и дорогостоящим. Такие системы могут требовать большого количества расходных материалов или затруднять соблюдение протоколов профилактики инфекций, в то время как система enFlow позволяет обеспечить необходимые условия с помощью всего лишь одного картриджа.

Чем ближе, тем теплее

Инновационная конструкция подогревателя enFlow позволяет размещать его буквально в нескольких сантиметрах от катетера для в/в вливания. Близкое размещение подогревателя снижает риск охлаждения жидкости внутри системы для в/в вливания.

Сокращение расходов: один картридж для трех этапов

Небольшой и компактный одноразовый картридж можно подсоединить к типовой системе для в/в вливания и начать согреть пациента еще до того, как он поступит в операционную. Затем картридж можно переместить вместе с пациентом в операционную и установить его в другой подогреватель. Также его можно перемещать с пациентом в палату послеоперационного наблюдения, продолжая и в ней согреть вливаемые жидкости.



Исходно в специализированный картридж для пациента требуется залить не менее чем 4 мл жидкости; его можно подсоединять к другим компонентам системы для в/в вливания с использованием стандартных методов подготовки и асептики



accuracy



mobility



speed

Технические характеристики

	Размеры Д×Ш×В (см)	Вес (г)
Нагреватель	12,7×6,6×3,0	275 (без картриджа)
Контрольный блок	23,6×16,8×9,7	1600
Сменные картриджи	11,4×3,8×1,0	35

Параметры работы

Температура жидкости на выходе	40 ± 2 °C
Пропускная способность	Быстрый нагрев как в режиме «открытой вены», так и со скоростью введения до 200 мл/мин
Напряжение питания Нагреватель Контрольный блок	28 В постоянного тока при максимальной мощности 300 Вт 110—120 или 220—240 В, 47—63 Гц
Заданное значение температуры	40 °C
Сила входящего тока	5 А
Сменный картридж Минимальный порог поступающей жидкости Способ стерилизации	4 мл Гамма-излучение

Окружающая среда, физические требования

Температура при работе	От – 5 до 50 °C
Температура при хранении	От – 30 до 70 °C
Относительная влажность при работе и хранении Нагреватель Контрольный блок Сменный картридж	От 10 до 90 % От 10 до 100 % От 10 до 90 %
Высота над уровнем моря при работе и хранении	До 4,572 м (15 000 футов)
Атмосферное давление при работе и хранении	От 570 гПа (17 дм рт. ст.) до 1060 гПа (31 дм рт. ст.)

Классификации степени безопасности

Тип защиты от поражения электрическим током	Класс I или устройство с внутренним источником питания
Степень защиты от поражения электрическим током	Тип BF, с защитой от импульсов дефибриллятора
Режим работы	Непрерывный



Соответствие стандартам

Биосовместимость сменного картриджа: **ISO 10993**

Совместимость сменного картриджа с системами для внутривенных инфузий: **ISO 8536-4**

Заданная температура перегрева: **ASTM F-2172-02**

Сигналы тревоги: **IEC60601-1-8**

Водостойкость нагревателя **IEC 529 IPX7**; защита при погружении на глубину 91,4 см в течение 30 минут

Водостойкость контрольного блока: защита от падающих капель воды

Водостойкость сменного картриджа: **IEC 529 IPX8**; защита при продолжительном погружении

Проницаемость для инородных частиц, нагреватель: **IEC 529 IP6X**; пыленепроницаемый

Проницаемость для инородных частиц, контрольный блок: **IEC 529 IP2X**; защита от проникновения твердых инородных частиц диаметром ≥ 12,5 мм

Проницаемость для инородных частиц, сменный картридж: **IEC 529 IP6X**; пыленепроницаемый

Электрическая безопасность: **IEC 601-1:1988 + A1:1991 + A2:1995; UL 60601-1:2003 (США); EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995 + A13:1996 (Европа); и CSA C22.2 No. 601.1-M90 (R2005) + 601.1S1-94 (R1999) + 601.1B-90 (R2006) (Канада)**

Устойчивость к ударам/падению: **MIL-STD-810F**


Вибрация: **MIL-STD-810F**

Электромагнитное излучение: **CISPR11**, группа **1**, класс **A** (**Ref 60601-1-2**)

Устойчивость к электромагнитным помехам: **IEC61000-4-3**, уровень **3**, 10 В/М (**Ref 60601-1-2**)

Защита от магнитных полей: **IEC61000-4-8**, уровень **2**, 3 А/М (**Ref 60601-1-2**)

Устойчивость к электростатическим разрядам **IEC61000-4-2**, уровень **4**, 8 KV контакт, 15 KV воздух (**Ref 60601-1-2**)



Инфьюзор InfusaScan

Инфьюзор InfusaScan для использования у одного пациента

Прозрачное окно, позволяющее сканировать текст и видеть содержимое
Теперь ухаживающий персонал может без проблем прочитать текст на пакете с инфузионным раствором и отслеживать уровень раствора в пакете. Кроме того, прозрачное окно дает возможность сканирования штрих-кода.

Манометр с цветной маркировкой, заметный под любым углом зрения
InfusaScan включает в себя манометр, хорошо заметный на расстоянии благодаря цветной маркировке.

Снижение риска внутрибольничных инфекций


На пакете InfusaScan есть специальное место для указания имени пациента, даты и составных компонентов инфузионного раствора. Использование у одного пациента поможет уменьшить риск распространения внутрибольничных инфекций.

Большая груша для быстрого накачивания


В InfusaScan используется груша большого размера с коротким периодом восстановления, что позволяет сократить время накачивания и предотвратить утомление руки.

Не содержит латекса и неопрена

Пациенты, врачи и ухаживающий персонал защищены от риска аллергии на латекс и/или неопрен.



Прозрачное окно Infuscan



Инфьюзор с сетчатым окном


ЭКГ и кардиомониторинг

GE Healthcare предлагает полную линейку расходных материалов и аксессуаров для мониторинга пациента и снятия ЭКГ. Каждый продукт, начиная с электродов, кабелей и отведений и заканчивая термобумагой, соответствует высочайшим стандартам качества и традициям инноваций GE.

GE Healthcare известна строгим подходом к процессу производства и тестирования оборудования и расходных материалов. Такой подход позволяет получать достоверные данные о состоянии пациента. Используя опыт клинических наблюдений, «умный» дизайн и строгий контроль качества, GE Healthcare содействует повышению уровня безопасности пациента и уверенности медицинского персонала. Кроме того, GE позволяет своим партнерам максимально использовать их инвестиции в оборудование, так как наши принадлежности и аксессуары помогают обеспечить оптимальную производительность и стабильность работы оборудования.

С присоединением компании Vital Signs Devices к GE Healthcare приобретать расходные материалы для мониторинга стало намного выгоднее и проще: приобретая всё необходимое у одного поставщика, вы снижаете организационные расходы на поиск других поставщиков, оформление заявок и экспертизу контрактов.

GE Healthcare предлагает полную линейку расходных материалов и аксессуаров для ЭКГ, специально спроектированных для монитрного и кардиологического оборудования GE Healthcare с тем, чтобы обеспечить его наилучшую производительность.



2009101-003



2009110-050W



2017006-001



2022948-001



411202-005

Электроды ЭКГ

Каталожный номер	Описание	Количество
2009101-403	Электроды рентгенпрозрачные на тканевой основе с зажимом типа кнопка, диаметр 43 мм	600
2009101-404	Электроды рентгенпрозрачные неонатальные на тканевой основе с подсоединенными отведениями DIN, АНА	600
2009101-406	Электроды рентгенопрозрачные неонатальные на тканевой основе с подсоединенными отведениями, IEC	600
2009109-003	Большие электроды с твердым гелем, на пленочной основе, круглые, диаметр 55 мм, 3 штуки в пакете	300
2009109-005	Большие электроды с твердым гелем, на пленочной основе, круглые, диаметр 55 мм, 5 штук в пакете	500
2009109-050	Большие электроды с твердым гелем, на пленочной основе, круглые, диаметр 55 мм, 50 штук в пакете	500
2009110-003	Большие электроды с твердым гелем, на вспененной основе, круглые, диаметр 55 мм, 3 штуки в пакете	300
2009110-005	Большие электроды с твердым гелем, на вспененной основе, круглые, диаметр 55 мм, 5 штук в пакете	500
2009110-050	Большие электроды с твердым гелем, на вспененной основе, круглые, диаметр 55 мм, 50 штук в пакете	500
2009110-150	Маленькие электроды с твердым гелем, на вспененной основе, круглые, диаметр 43 мм, 50 штук в пакете	500
2009111-050	Большие электроды с твердым гелем, на тканевой основе, круглые, диаметр 55 мм 50 штук в пакете	500
2009111-150	Маленькие электроды с твердым гелем, на тканевой основе, диаметр 43 мм 50 штук в пакете	500
2009101-003	Электроды ЭКГ покоя для взрослых, средний размер, умеренная клейкость, 10 штук на карте	1000
2009101-003P	Электроды ЭКГ покоя для взрослых, большой размер, высокая клейкость, 10 штук на карте	1000
2009101-103P	Электроды ЭКГ покоя для взрослых, большой размер, умеренная клейкость, 14 штук на карте	1400
2009101-210	Электроды ЭКГ покоя для детей, маленький размер, невысокая клейкость, 10 штук на карте	500
2009110-050R	Электроды рентгенпрозрачные для взрослых, с твердым гелем, на вспененной основе, круглые, диаметр 43 мм, 50 штук в пакете	600
2009110-050W	Электроды для взрослых, с жидким гелем, круглые, диаметр 55 мм, 50 шт в пакете	500
2014778-001	Штепсель B4MO SilverTrace, прямоугольная форма с гнездом типа «банан»	300
2014768-001	Электроды, ЭКГ, Silvertrace, MULTI P20MO, для взрослых, на вспененной основе, овальные, с контактным язычком	300
2014775-001	Электроды ЭКГ Silvertrace FIRST P28MO одноразовые, для взрослых, с жидким гелем, на вспененной основе, прямоугольные	300
2014777-001	Электроды ЭКГ SilverTRACE SOFT P55MO одноразовые, для взрослых, на вспененной основе, круглые	300
2014782-001	Электроды SilverTrace TISSAIR P40CL на тканевой основе, круглые	300

Кабели и отведения для ЭКГ

Кабели, отведения и прочие принадлежности для ЭКГ

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
107318	Контактный провод ЭКГ на три отведения NEO, IEC, DIN-коннектор	Мониторы серии DINAMAP с ЭКГ на 3 отведения	3
2017003-001	Кабель Multi-Link для ЭКГ на 3/5 отведений, длина 3,6 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
2017003-002	Кабель Multi-Link для ЭКГ на 3/5 отведений, длина 1,2 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
2017003-003	Кабель Multi-Link для ЭКГ на 3/5 отведений, длина 3,6 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
2017003-004	Кабель Multi-Link для ЭКГ на 3/5 отведений, длина 1,2 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
2017004-001	Кабель Multi-Link для ЭКГ неонатальный на 3 отведения, DIN, длина 3,6 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
2017004-002	Кабель Multi-Link для ЭКГ неонатальный на 3 отведения, DIN, длина 1,2 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
2017004-003	Кабель Multi-Link для ЭКГ неонатальный на 3 отведения, DIN, длина 3,6 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
2017004-004	Кабель Multi-Link для ЭКГ неонатальный на 3 отведения, DIN, длина 1,2 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
2017005-001	Кабель Multi-Link для ЭКГ на 6 отведений, АНА, 3,6 м	Solar 8000i с CARESCAPE PDM/B650/B850	1
2017005-002	Кабель Multi-Link для ЭКГ на 6 отведений, АНА, 1,2 м	Solar 8000i с CARESCAPE PDM/B650/B850	1
2017005-003	Кабель Multi-Link для ЭКГ на 6 отведений, IEC, 3,6 м	Solar 8000i с CARESCAPE PDM/B650/B850	1
2017005-004	Кабель Multi-Link для ЭКГ на 6 отведений, IEC, 1,2 м	Solar 8000i с CARESCAPE PDM/B650/B850	1
421931-001	Набор из 6 отведений Multi-Link для ЭКГ с зажимами типа «кнопка», IEC, 74 см	CARESCAPE PDM, Apex PRO	1
421931-002	Набор из 6 отведений Multi-Link для ЭКГ с зажимами типа «кнопка», IEC, 130 см	CARESCAPE PDM	1
421933-001	Набор из 6 отведений Multi-Link для ЭКГ с зажимами типа «граббер», IEC, 74 см	CARESCAPE PDM, Apex PRO	1
421933-002	Набор из 6 отведений Multi-Link для ЭКГ с зажимами типа «граббер», IEC, 30 см	CARESCAPE PDM	1
2017006-001	Кабель Multi-Link для ЭКГ на 12 отведений, длина 3,6 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
2017006-002	Кабель Multi-Link для ЭКГ на 12 отведений, длина 1,2 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
2017006-003	Кабель Multi-Link для ЭКГ на 12 отведений, длина 3,6 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
2017006-004	Кабель Multi-Link для ЭКГ на 12 отведений, длина 1,2 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1

Расходные материалы для мониторинга пациента

ЭКГ и кардиомониторинг

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
2021141-001	Кабель Multi-Link для ЭКГ на 3 отведения с зажимом типа «граббер», длина 3,6 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
2021141-002	Кабель Multi-Link для ЭКГ на 3 отведения с зажимом типа «граббер», длина 3,6 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 with M-PRESTN M-RESTN M-PRETN E-PRESTN E-RESTN E-PRETN	1
2022948-001	Кабель Multi-Link для ЭКГ на 3/5 отведений с фильтром для электрохирургии (ESU), длина 3,6 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850	1
2022948-002	Кабель Multi-Link для ЭКГ на 3/5 отведений с фильтром для электрохирургии (ESU), длина 3,6 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850	1
403751-022	Набор из 10 рентгенпрозрачных отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,25 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN MAC-Lab	1
403751-024	Набор из 10 рентгенпрозрачных отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,5 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN MAC-Lab	1
403751-025	Набор из 5 рентгенпрозрачных отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,6 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN MAC-Lab	1
403751-026	Набор из 10 рентгенпрозрачных отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,6 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN MAC-Lab	1
403751-029	Набор из 5 рентгенпрозрачных отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,25 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN MAC-Lab	1

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
M1020453	Магистральный кабель на 3 отведения (прямоугольный коннектор Multi-Link — набор отведений серии 300), длина 3 м, IEC	S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
M1020541	Магистральный кабель на 5 отведений (прямоугольный коннектор Multi-Link — набор отведений серии 300), длина 3 м, IEC	S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
M1020454	Магистральный кабель на 3 отведения (прямоугольный коннектор Multi-Link — набор отведений серии 300), длина 3 м, АНА	S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
M1020546	Магистральный кабель на 5 отведений (прямоугольный коннектор Multi-Link — набор отведений серии 300), длина 3 м, АНА	S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
900716-002	Набор отведений Multi-Link неонатальный с мини-клипсой, длина 0,61 м, DIN, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850	1
403751-033	Набор из 5 рентгенпрозрачных отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,5 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN MAC-Lab	1
411200-002	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 1,3 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
411200-003	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 0,74 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Apex PRO/S	1
411200-004	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 1,3 м, IEC	Dash 2000/3000 4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
411202-001	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 0,74 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Apex PRO/S	1
411202-002	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 1,3 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
411202-003	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 0,74 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Apex PRO/S	1
411202-004	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 1,3 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
411202-005	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», различная длина, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
411203-001	Набор из 3 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 0,74 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Apex PRO/S Corometrics серии 250	1
411203-002	Набор из 3 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 1,3 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Corometrics серии 250	1
411203-003	Набор из 3 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 0,74 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Apex PRO/S Corometrics серии 250	1

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
411203-004	Набор из 3 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 1,3 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Corometrics серии 250	1
412680-007	Набор отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 0,74 м, N, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Apex PRO/S	1
412680-010	Набор отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 0,74 м, C, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Apex PRO/S	1
412680-106	Набор отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,3 м, L, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
412680-107	Набор отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,3 м, N, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
412680-108	Набор отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,3 м, R, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
412680-109	Набор отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,3 м, F, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
412680-110	Набор отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,3 м, C, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
412681-001	Набор из пяти сгруппированных отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 0,74 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Apex PRO/S	1
412681-002	Набор из пяти сгруппированных отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,3 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
412681-003	Набор из пяти сгруппированных отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 0,74 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Apex PRO/S	1
412681-004	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,3 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
412681-005	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», различная длина, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
412681-006	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», различная длина, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
412682-001	Набор из 3 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 0,74 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Apex PRO/S	1
412682-002	Набор из 3 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,3 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
412682-003	Набор из 3 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 0,74 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Apex PRO/S	1
412682-004	Набор из 3 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,3 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
414556-001	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 0,74 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Apex PRO/S	1
414556-002	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,3 м, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
414556-003	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 0,74 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Apex PRO/S	1
414556-004	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,3 м, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
414556-005	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», различная длина, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
414556-006	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», различная длина, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
416467-001	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,3 м, V, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
416467-002	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,3 м, C, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
416467-003	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 0,74 м, V, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
416467-004	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 0,74 м, C, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
416468-001	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 1,3 м, V2-V6, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
416468-002	Набор из пяти отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 1,3 м, V2-V6, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN	1
416468-003	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 0,74 м, V2-V6, АНА	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Eagle 1000/3000/4000	1
416468-004	Набор из 5 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 0,74 м, V2-V6, IEC	Dash 2000/3000/4000/5000 Solar 7000/8000/M/I/9500 с модулем TRAM 450/450i/850/850i CARESCAPE PDM/B650/B850 S/5 с модулями M-PRESTN, M-RESTN, M-PRETN, E-PRESTN, E-RESTN, E-PRETN Eagle 1000/3000/4000	1

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
421930-001	Набор из 6 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 0,74 м, АНА	CARESCAPE PDM Apex PRO	1
421930-002	Набор из 6 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «кнопка», длина 1,3 м, АНА	CARESCAPE PDM	1
421932-001	Набор из 6 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 0,74 м, АНА	CARESCAPE PDM Apex PRO	1
421932-002	Набор из 6 отведений для ЭКГ Multi-Link с зажимом типа «граббер», длина 1,3 м, АНА	CARESCAPE PDM	1
545317-HEL	Набор из 3 отведений для ЭКГ, 300 серия, с зажимом типа «граббер», длина 0,75 м, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocalp*/5	3
545318	Набор из пяти отведений для ЭКГ, 300 серия, с зажимом, различной длины, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocalp*/5	6
545327-HEL	Набор из трех отведений для ЭКГ, 300 серия, с зажимом типа «кнопка» и клипсой, длина 0,75 см, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocalp*/5	3
545328	Набор из пяти отведений для ЭКГ, 300 серия, с зажимом типа «кнопка» и клипсой, длина 1,25 см, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocalp*/5	6
545300-HEL	Магистральный кабель на 3 отведения, длина 3 м, IEC	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocalp*/5	1
545301-HEL	Магистральный кабель на 5 отведений, длина 3 м, IEC	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocalp*/5	1
545302-HEL	Магистральный кабель на 3 отведения, длина 3 м, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocalp*/5	1

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
545303-HEL	Магистральный кабель на 5 отведений, длина 3 м, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocap*/5	1
545350	Отведение для ЭКГ, 300 серия, с зажимом типа «кнопка», длина 0,75 м, LL, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocap*/5	1
545351	Отведение для ЭКГ, 300 серия, с зажимом типа «кнопка», длина 0,75 м, LA, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocap*/5	1
545352	Отведение для ЭКГ, 300 серия, с зажимом типа «кнопка», длина 0,75 м, RA, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocap*/5	1
545353	Отведение для ЭКГ, 300 серия, с зажимом типа «кнопка», длина 0,75 м, V, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocap*/5	1
545354	Отведение для ЭКГ, 300 серия, с зажимом типа «кнопка», длина 1,25 м, LL, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocap*/5	1
545355	Отведение для ЭКГ, 300 серия, с зажимом типа «кнопка», длина 1,25 м, RL, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocap*/5	1
8001958	Набор из трех отведений для ЭКГ, 300 серия, с зажимом типа «граббер», длина 1,5 м, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocap*/5	1
8001959-HEL	Набор из трех отведений для ЭКГ, 300 серия, с зажимом типа «граббер», длина 1,5 м, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocap*/5	1
M1020563	Магистральный кабель Multi-Link на 3-5 отведений (коннектор Nicolau — набор из 3—5 отведений ЭКГ Multi-Link), длина, 3 м, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocap*/5	1
M1020547	Магистральный кабель Multi-Link на 3-5 отведений (круглый коннектор Nicolau — набор из 3—5 отведений ЭКГ Multi-Link), длина, 3 м, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR S/5 Light Monitor Cardiocap*/5	1

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
M1099319	Магистральный кабель Multi-Link на 12 отведений (круглый коннектор Nicolau — набор из 3—5 отведений ЭКГ Multi-Link), длина, 3 м, IEC	S/5 с модулем M-NE12STPR	1
M1099320	Магистральный кабель Multi-Link на 12 отведений (круглый коннектор Nicolau — набор из 3—5 отведений ЭКГ Multi-Link), длина, 3 м, АНА	S/5 с модулем M-NE12STPR	1
897986	Набор из 3-х МРТ-совместимых отведений для ЭКГ, длина 6,5 м, АНА	МРТ-мониторы пациента Datex-Ohmeda (AS/3, S/5 и GE)	1
414370-001	Переходник Multi-Link на 5 отведений по стандарту DIN	Dash 2000/3000/4000/5000	10
414371-001	Переходник Multi-Link на 3 отведения по стандарту DIN	Dash 2000/3000/4000/5000	10
416035-100	Пылезащитный колпачок для V-отведения кабеля Multi-Link на 12 отведений	Dash 2000/3000/4000/5000	1
545340	Сменное отведение с клипсой, красное R, серия 300, длина 0,75 м, IEC	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5 Light Monitor, Cardiocap*/5	1
545343	Сменное отведение с клипсой, белое C, серия 300, длина 0,75 м, IEC	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5 Light Monitor, Cardiocap*/5	1
545344	Сменное отведение с клипсой, черное LA, серия 300, длина 0,75 м, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5 Light Monitor, Cardiocap*/5	1
545345	Сменное отведение с клипсой, коричневое V, серия 300, длина 0,75 м, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5 Light Monitor, Cardiocap*/5	1
545346	Сменное отведение с клипсой, красное LL, серия 300, длина 1,25 м, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5 Light Monitor, Cardiocap*/5	1

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
545347	Сменное отведение с клипсой, зеленое F, серия 300, длина 1,25 м, IEC	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5 Light Monitor, Cardiocap*/5	1
545348	Сменное отведение с клипсой, черное N, серия 300, длина 1,25, IEC	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5 Light Monitor, Cardiocap*/5	1
545349	Сменное отведение с клипсой, зеленое RL, серия 300, длина 1,25 м, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5 Light Monitor, Cardiocap*/5	1
545358	Сменное отведение с клипсой, красное LL, серия 300, длина 0,75 м, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5 Light Monitor, Cardiocap*/5	1
545359	Сменное отведение с клипсой, белое RA, серия 300, длина 0,75 м, АНА	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5 Light Monitor, Cardiocap*/5	1
545390	Блок объединения для кабеля на 3 отведения серии 300	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5 Light Monitor, Cardiocap*/5	1
545391	Блок объединения для кабеля на 5 отведений серии 300	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5 Light Monitor, Cardiocap*/5	1
545392	Стойка для монтажа кабеля на 3 отведения серии 300	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5 Light Monitor, Cardiocap*/5	1
545393	Стойка для монтажа кабеля на 5 отведений серии 300	S/5 с модулями M-ESTPR, M-NESTPR, M-EST, M-ESTR, M-NESTR, M-ETP, M-ETPR, M-NETPR, S/5 Light Monitor, Cardiocap*/5	1
20091023-003	Тканевые мешочки APEX одноразовые	ApexPro CH, CARESCAPE Telemetry, T4, CARESCAPE Telemetry T14	100
416212-001	Клипса для крепления отведений Multi-Link к простыне	Dash, Eagle, Solar, Max-Flex	1
891192	Клипса крепления магистральных кабелей серии 300 к постельному белью		3

2009828-046



Бумага для ЭКГ

Каталожный номер	Описание	Количество
2009828-046	Термобумага 50 мм без разлиновки. Для использования с Dash, Eagle, Solar, Max-Flex	48 рулонов
2009828-060	Термобумага 200 мм. Для использования с Case, Case 8000	150 листов в упаковке, 16 упаковок в коробке
2009828-061	Термобумага 216 мм*280 мм с красной разлиновкой и белым пространством для записи данных. Для использования с MAC 1600, MAC 1200	150 листов в упаковке, 16 упаковок в коробке
2009828-020	Термобумага 216 мм*280 мм с красной разлиновкой	300 листов в упаковке, 8 упаковок в коробке
2009828-021	Термобумага формата А4 с красной разлиновкой и белым пространством для записи данных. Для использования с MAC 5500, MAC 3500, CASE	300 листов в упаковке, 8 упаковок в коробке
2009828-024	Термобумага 216 мм*280 мм с красной разлиновкой и белым пространством для записи данных. Для использования с MAC 5500, MAC 3500, CASE	300 листов в упаковке, 8 упаковок в коробке
2009828-205	Термобумага в рулоне. Для использования с принтерами CC5, AM, CM	20 рулонов
2009828-042	Термобумага с длительным сроком хранения, белая, в рулоне, 50 мм. Для использования с мониторами Dash, Eagle, Solar, Max-Flex	50 рулонов
2009828-873	Термобумага с длительным сроком хранения. Для использования с мониторами DINAMAP 87XX серии	10 рулонов
2009828-891	Термобумага с длительным сроком хранения. Для использования с мониторами DINAMAP серии Compact	10 рулонов
2009828-CAO	Термобумага для фетальных мониторов (30-240 ударов в минуту). Для использования с мониторами Corometrics серии 14X	40
2009828-DAO	Термобумага для фетальных мониторов (50-210 ударов в минуту). Для использования с мониторами Corometrics серии 12X, 17X, 25X	40
2009828-FAO	Термобумага для фетальных мониторов (50-210 ударов в минуту). Для использования с мониторами Corometrics серии 12X, 17X, 25X	40
2009828-035	Термобумага с длительным сроком хранения с красной разлиновкой, формата А4	300 листов в упаковке, 8 упаковок в коробке
2009828-037	Термобумага с красной разлиновкой 155 мм. Для использования с MAC 5500	300 листов в упаковке, 8 упаковок в коробке


Кабели и отведения для кардиомониторинга



2008594-001




2008594-001



2008594-002



22341809



2001925-003



2001925-006

Каталожный номер	Описание	Количество
2008594-001	Кабель пациента и отведения для SEER LIGHT на 2 канала (5 отведений), АНА	1
2008594-002	Кабель пациента и отведения для SEER LIGHT на 3 канала (7 отведений), АНА	1
2008594-003	Кабель пациента и отведения для SEER LIGHT на 2 канала (5 отведений), IEC	1
2008594-004	Кабель пациента и отведения для SEER LIGHT на 3 канала (7 отведений), IEC	1
2008594-005	Кабель пациента и отведения для SEER LIGHT на 2 канала (5 отведений), короткий, АНА	1
2008594-006	Кабель пациента и отведения для SEER LIGHT на 3 канала (7 отведений), короткий, АНА	1
2008594-007	Кабель пациента и отведения для SEER LIGHT на 2 канала, короткий, IEC	1
2008594-008	Кабель пациента и отведения для SEER LIGHT на 3 канала, короткий, IEC	1
2013320-001	Tango + спусковой кабель ЭКГ	1
2013320-004	Tango + кабель RS-232	1
2014846-002	Кабель SpiroSoft для ПК	1
2016560-001	Кабель пациента витой для модуля CAM к MAC 5000/5500, длина 1,3 м, стандартный	1
2016560-002	Кабель пациента витой для модуля CASE CAM 14, длина 4,6 м	1
2016560-003	Кабель пациента витой для модуля CAM к MAC 5000ST/5500ST, длина 4,6 м, круглый коннектор	1
2029890-001	Кабель ЭКГ для MAC500/1200 на 10 отведений, IEC	1
22328801	Кабель пациента на 3 отведения, длина 2,2 м, IEC	1
22336203	Соединительный кабель PC/RS232, длина 5 м	1
22338001	Соединительный кабель ERGOLINE — CARDIOSYS	1
22338002	Соединительный кабель ERGOLINE — CARDIOSMART	1
22340303	Магистральный кабель для ЭКГ на 14 отведений для ЕК4/ЕК5, длина 2,5 м, IEC	1
22340305	Магистральный кабель для ЭКГ на 14 отведений для MAC 1200, длина 2,5 м, IEC	1
22341808	Магистральный кабель для ЭКГ Multi-Link на 10 отведений для MAC 500/1200, IEC	1

Каталожный номер	Описание	Количество
22341809	Магистральный кабель для ЭКГ Multi-Link на 10 отведений для MAC 500/1200, АНА	1
419598-005	Кабель пациента на 5 отведений с зажимом типа «кнопка», длина 1,07 м	1
419598-007	Кабель пациента на 7 отведений с зажимом типа «кнопка», длина 1,07 м	1
419598-010	Кабель пациента для SEER MC на 12 отведений с зажимом типа «кнопка», длина 0,9 м, АНА	1
419598-011	Кабель пациента для SEER MC на 12 отведений, IEC	1
2001925-003	Отведение САМ/универсальное, длина 1,02 м	1
2001925-004	Отведение САМ/универсальное, длина 1,3 м	1
2001925-005	Отведение САМ/универсальное, длина 0,66 м	1
2001925-006	Отведение САМ/универсальное, длина 0,9 м	1
2001926-001	Заглушки для кабеля пациента	4
2016032-001	Набор из 10 отведений, зажим типа «банан», АНА, различная длина	1
2016032-002	Набор из 10 отведений, зажим типа «банан», IEC, различная длина	1
2016033-001	Набор из 14 отведений, зажим типа «банан», АНА, различная длина	1
2016033-002	Набор из 14 отведений, зажим типа «банан», IEC, различная длина	1
2020559-001	Отведение, зажим типа «банан», IEC, R, длина 0,9 м	1
2020559-002	Отведение, зажим типа «банан», IEC, L, длина 0,9 м	1
2020559-003	Отведение, зажим типа «банан», IEC, F, длина 1,02 м	1
2020559-004	Отведение, зажим типа «банан», IEC, N, длина 1,02 м	1
2020559-005	Отведение, зажим типа «банан», IEC, C1, длина 0,66 м	1
2020559-006	Отведение, зажим типа «банан», IEC, C2, длина 0,66 м	1
2020559-007	Отведение, зажим типа «банан», IEC, C3, длина 0,66 м	1
2020559-008	Отведение, зажим типа «банан», IEC, C4, длина 0,66 м	1
2020559-009	Отведение, зажим типа «банан», IEC, C5, длина 0,66 м	1
2020559-010	Отведение, зажим типа «банан», IEC, C6, длина 0,66 м	1
2020559-011	Отведение, зажим типа «банан», IEC, E, длина 0,66 м	1
2020559-012	Отведение, зажим типа «банан», IEC, H, длина 0,66 м	1
2020559-013	Отведение, зажим типа «банан», IEC, I, длина 0,66 м	1
2020559-014	Отведение, зажим типа «банан», IEC, M, длина 0,66 м	1
38401765	Набор из 10 отведений для ЭКГ с сопротивлением, зажим типа «банан», IEC, различная длина	1
38401766	Набор из 2 отведений для ЭКГ с сопротивлением, зажим типа «банан», IEC, длина 0,7 м	1
38401778	Набор из 5 отведений для ЭКГ с сопротивлением, зажим типа «граббер», IEC, длина 1 м	1
38401808	Набор из 10 отведений MultiLink для ЭКГ, зажим типа «граббер», длина 0,7 м, IEC	1
38401809	Набор из 10 отведений MultiLink для ЭКГ, зажим типа «граббер», длина 0,7 м, АНА	1
38401816	Набор из 10 отведений для ЭКГ Multi-Link, зажим типа «банан», длина 0,7—1,3 м, IEC	1
38401817	Набор из 10 отведений для ЭКГ Multi-Link, зажим типа «банан», длина 0,7—1,3 м, АНА	1
38401868	Набор из 5 отведений для ЭКГ MultiLink, зажим типа «граббер», IEC, длина 1,3 м	1
38401869	Набор из 5 отведений для ЭКГ MultiLink, зажим типа «граббер», C2-C6, IEC, длина 1,3 м	1

Каталожный номер	Описание	Количество
409106-004	Отведения, зажим типа «кнопка», безопасное гнездо, длина 0,46 м	1
409106-005	Отведения, зажим типа «кнопка», безопасное гнездо, длина 46 см	1
420101-001	Набор из 14 отведений для ЭКГ, различная длина	1
420101-002	Набор из 10 отведений для ЭКГ, различная длина	1
30344365	Отведение для ЭКГ KISS, C1, IEC, длина 1,27 м	1
30344366	Отведение для ЭКГ KISS, C2, IEC, длина 1,27 м	1
30344367	Отведение для ЭКГ KISS, C3, IEC, длина 1,27 м	1
30344368	Отведение для ЭКГ KISS, C4, IEC, длина 1,27 м	1
30344369	Отведение для ЭКГ KISS, C5, IEC, длина 1,27 м	1
30344370	Отведение для ЭКГ KISS, C6, IEC, длина 1,27 м	1
30344371	Отведение для ЭКГ KISS, F, IEC, длина 1,47 м	1
30344372	Отведение для ЭКГ KISS, L, IEC, длина 1,47 м	1
30344373	Отведение для ЭКГ KISS, R, IEC, длина 1,47 м	1
30344374	Отведение для ЭКГ KISS, N, IEC, длина 1,47 м	1
30344375	Отведение для ЭКГ KISS, NSt, IEC, длина 1,27 м	1
30344376	Отведение для ЭКГ KISS, NAX, IEC, длина 1,27 м	1
30344377	Шарнирное соединение для системы KISS	1
38401590	Набор отведений для ЭКГ KISS, IEC, различная длина	1

Электроды для кардиомониторинга

Каталожный номер	Описание	Количество
93204775	Диск-фильтр для электродов KISS	100
2014780-001	Электроды с жидким гелем PS50MO	30 в пакете, 300 в коробке
2014783-001	Электроды Silvertrace Window P50TR с жидким гелем в кольце из виниловой ленты	30 в пакете, 300 в коробке
2014786-001	Электроды SilverTRACE Plug B4MO с прямоугольным зажимом типа «банан»	30 в пакете, 300 в коробке
402207-210	Набор BabyMAC для измерения ЭКГ в состоянии покоя, для младенцев, на 12 отведений, одноразовый	10 на карте, 50 в упаковке, 500 в коробке
900703-205	Электроды SilverTRACE одноразовые, для взрослых, с жидким гелем, овальные, с зажимом типа «кнопка»	5 на полоске, 150 в упаковке, 600 в коробке
900703-230	Электроды SilverTRACE одноразовые, для взрослых, с жидким гелем, овальные, с зажимом типа «кнопка»	30 в пакете, 300 в коробке
9623-003P	Электроды Silver Mactrode plus для измерения ЭКГ в состоянии покоя, одноразовые	10 на карте, 100 в пакете, 1000 в коробке
9623-103P	Электроды Silver Mactrode plus для измерения ЭКГ в состоянии покоя, одноразовые	14 на карте, 140 в пакете, 1400 в коробке
2029892-001	Многоразовые электроды-присоски	6
2029894-001	Многоразовые электроды ЭКГ для конечностей, АНА	4
21714401	Электроды на грудь Blue Ball, 22 мм, серебряные/хлорсеребряные	1
42101600	Электроды-присоски на грудь синие	1
43252125	Колпачек присоски	1

Коннекторы и адаптеры для ЭКГ

Каталожный номер	Описание	Количество
900178-001	Набор коннекторов для электродов CAM 14/AM4/AM5, зажим типа «банан», АНА	10
900178-002	Набор коннекторов для электродов CAM 14/AM4/AM5, Mactrode, АНА	10
900178-003	Набор коннекторов для электродов CAM 14/AM4/AM5, зажим типа «граббер», АНА	10
900178-101	Набор адаптеров, зажим типа «банан», IEC	10
900178-102	Набор адаптеров, Mactrode, IEC	10
900178-103	Набор адаптеров, зажим типа «граббер», IEC	10
900178-201	Набор адаптеров, зажим типа «банан», IEC	14
900178-202	Набор адаптеров, Mactrode, IEC	14
900178-203	Набор адаптеров, зажим типа «граббер», IEC	14
900179-201	Набор адаптеров, зажим типа «банан», АНА	14
900179-202	Набор адаптеров, Mactrode, АНА	14
900179-203	Набор адаптеров, зажим типа «граббер», АНА	14
30344421	Адаптер для одноразовых электродов системы KISS	1
38401804	Клипса адаптера для электродов с коннектором 4 мм «банан»	10
2056813-010	Клипса Sure-lock для ЭКГ	10
2056813-014	Клипса Sure-lock для ЭКГ	14

Электроды для дефибрилляции

Многоразовые электроды для дефибрилляции		
Каталожный номер	Описание	Количество
21730403	Пара внутренних контактных электродов без контактных ложек	1

Одноразовые электроды для дефибрилляции		
Каталожный номер	Описание	Количество
2059144-005	Одноразовые электроды для дефибрилляции, детские	5
2059145-010	Одноразовые электроды для дефибрилляции, взрослые	10

Принадлежности для стресс-тестов

Каталожный номер	Описание	Количество
2000025-001	Манжета для измерения давления для Ergoline 900	1
2001589-017	Манжета для измерения кровяного давления для Tonoport маленькая для взрослых 17—26 см	1
2001589-018	Манжета для измерения кровяного давления для Tonoport стандартная для взрослых 24—32 см	1
2001589-019	Манжета для измерения кровяного давления для Tonoport большая для взрослых 32—42 см	1
2001589-095	Манжета для измерения кровяного давления для взрослых очень большая 38—46 см, RECTUS	1
2013320-008	Фиксаторы микрофона Suntech	50
2013320-022	Манжета TANGO ORBIT-K для взрослых маленькая	1
2013320-023	Манжета TANGO ORBIT-K для взрослых	1
2013320-024	Манжета TANGO ORBIT-K для взрослых плюс	1

Каталожный номер	Описание	Количество
2013320-025	Манжета TANGO ORBIT-K для взрослых большая	1
2013320-026	Tango и манжета для взрослых маленькая	1
2013320-027	Манжета TANGO ORBIT-K для взрослых с микрофоном	1
2013320-028	Tango Orbit-K, манжета для взрослых плюс	1
2013320-029	Tango Orbit-K манжета для взрослых большая	1
2017911-010	Манжета для взрослых стандартная, длина трубки 1,3 м, для использования с аппаратом e-Bike	1
2017911-011	Манжета для взрослых стандартная, длина трубки 2 м, для использования с аппаратом e-Bike	1
2017911-012	Манжета для взрослых большая, длина трубки 1,3 м, для использования с аппаратом e-Bike	1
2017911-013	Манжета для взрослых большая, длина трубки 2 м, для использования с аппаратом e-Bike	1
2017911-014	Манжета для младенцев, длина трубки 1,3 м, для использования с аппаратом e-Bike	1
70309216	Манжета для измерения кровяного давления для взрослых для Ergoline 900, длина трубки 1,3 м	1

Спирометрия

Каталожный номер	Описание	Количество
2014846-003	Насадка для измерения объема расхода воздуха с загубником	10
2014846-006	Насадка для измерения объема расхода воздуха с загубником	25
2014846-007	Прокладка для носовой клипсы	100
2014846-008	Носовая клипса	25
2030431-006	Загубники для спирометрии	50
2030431-007	Загубники для спирометрии	200

Термобумага

Каталожный номер	Описание	Количество
2020314-001	Термобумага Premium с красной вспомогательной сеткой, формат A4, фальцованная	150 листов в упаковке, 16 упаковок в коробке
2026327-001	Термобумага для Responder 2000	50 рулонов
2030887-001	Термобумага фальцованная, ширина 80 мм	280 листов в упаковке, 10 упаковок в коробке
2030888-001	Бумага в рулоне, диаметр 40 мм, ширина 80 мм	10 рулонов
2036970-001	Термобумага фальцованная, ширина 110 мм для MAC 800	200 листов в упаковке, 10 упаковок в коробке
2046468-001	Термобумага для Responder 2000	10 рулонов
22613003	Термобумага контрастная 54,7 мм	10 рулонов
22616605	Термобумага контрастная, фальцованная, формат A4, красная разлиновка по всему листу	150 листов в упаковке, 10 упаковок в коробке
22616606	Термобумага премиум, фальцованная, красная разлиновка по всему листу, размер листа 216 мм x 280 мм	150 листов в упаковке, 10 упаковок в коробке
22616611	Бумага Archivist 30 с красной разлиновкой, формат A4 для MAC 1100, MAC 1100ST и CardioSmart	150 листов в упаковке, 10 упаковок в коробке
2009828-020	Термобумага 216 мм*280 мм с красной разлиновкой и белым пространством для записи данных Для использования с MAC 5500, MAC 3500, CASE	300 листов в упаковке, 8 упаковок в коробке
2009828-021	Термобумага формата A4 с красной разлиновкой и белым пространством для записи данных Для использования с MAC 5500, MAC 3500, CASE	300 листов в упаковке, 8 упаковок в коробке

Каталожный номер	Описание	Количество
2009828-024	Термобумага 216 мм*280 мм с красной разлиновкой и белым пространством для записи данных Для использования с MAC 5500, MAC 3500, CASE	300 листов в упаковке, 8 упаковок в коробке
2009828-034	Термобумага с длительным сроком хранения с красной разлиновкой по всему листу, 216 мм*280 мм	300 листов в упаковке, 8 упаковок в коробке
2009828-035	Термобумага с длительным сроком хранения с красной разлиновкой, формат A4	300 листов в упаковке, 8 упаковок в коробке
2009828-061	Термобумага с красной разлиновкой и белым пространством для записи данных	300 листов в упаковке, 8 упаковок в коробке

Батареи и зарядные устройства

Каталожный номер	Описание	Количество
2001589-014	Никель-металгидридная перезаряжаемая батарея AA	1

Сумки

Сумки и ремни для кардиологических аппаратов

Каталожный номер	Описание	Количество
2001589-015	Сумка для переноски Tonoport V	1
2001589-016	Ремень к сумке для Tonoport V	1
2008596-001	Сумка для SEER Light с ремнем	1
2019199-001	Кейс для переноски дефибриллятора Responder AED	1

Кардиологические наборы

Каталожный номер	Описание	Количество
2019615-001	Готовый набор для дефибрилляции: нитриловые перчатки, лезвие, ножницы, полотенце, марля 10 см, антисептические салфетки, маска с односторонним фильтром	1

Препараты для подготовки кожи

Каталожный номер	Описание	Количество
2034741-002	Гель EPICONT, 250 мл	4
2046978-001	Электродный крем, 250 мл	4
21730702	Контактный электродный спрей, 200 мл	10
21730705	Контактный электродный спрей, перезаряжаемая бутылка, 2 л	1



2008596-001

Отведения

Каталожный номер	Описание	Количество
898038	Отдельное отведение ЭЭГ, черное, с клипсой	1
898039	Отдельное отведение ЭЭГ, черное, с чашечкой	1
898040	Отдельное отведение ЭЭГ, красное (1 канал), с клипсой, биполярное	1
898041	Отдельное отведение ЭЭГ, красное (1 канал), с чашечкой, биполярное	1
898042	Отдельное отведение ЭЭГ, синее (2 канала), с клипсой, биполярное	1
898043	Отдельное отведение ЭЭГ, синее (2 канала), с чашечкой, биполярное	1
898044	Отдельное отведение ЭЭГ, синее (2 канала), с клипсой, референтное	1
898045	Отдельное отведение ЭЭГ, желтое (3 канала), с чашечкой, биполярное	1
898046	Отдельное отведение ЭЭГ, зеленое (4 канала), с чашечкой, биполярное	1
898050	Комплект отведений для ЭЭГ с предварительно заданной конфигурацией (basic, 2 ch, bipolar, montage 1: A1 — Fp1, 2: A2 — Fp, ground)	1
898051	Комплект отведений для ЭЭГ с предварительно заданной конфигурацией (general, 4 ch, bipolar, montage 1: Fp1 — T3, 2: Fp2 — T4, C3 — O1, 4: C4 — O2, ground)	1
898052	Комплект отведений 3 для ЭЭГ с предварительно заданной конфигурацией (AE P, 2 ch, referential, montage 1: A1 — Fz, 2: A2 — Fz, ground)	1
898143	Отдельное отведение ЭЭГ, синее (2 канала), с чашечкой, референтное	1
898144	Отдельное отведение ЭЭГ, желтое (3 канала), с клипсой, биполярное	1
898145	Отдельное отведение ЭЭГ, желтое (3 канала), с клипсой, референтное	1
898146	Отдельное отведение ЭЭГ, желтое (3 канала), с чашечкой, референтное	1
898147	Отдельное отведение ЭЭГ, зеленое (4 канала), с клипсой, биполярное	1
898148	Отдельное отведение ЭЭГ, зеленое (4 канала), с клипсой, референтное	1
898149	Отдельное отведение ЭЭГ, зеленое (4 канала), с чашечкой, референтное	1
898150	Отдельное отведение ЭЭГ, пустой блок	1

Кабели

Каталожный номер	Описание	Количество
888414	Кабель датчика НМП, длина 3,3 м	4
888415	Кабель датчика НМП, длина 1,5 м	4

Прочие принадлежности

Каталожный номер	Описание	Количество
572686	Чашечковые электроды для ЭЭГ, 10 мм	500
57268-HEL	Электроды НМП, серебряные/хлорсеребряные	30
75349	Паста для электродов ЭЭГ, крем для электродов EC2TM, водорастворимый, 100 гр в тубике	1
8001000	Комплект наушников для слухового вызванного потенциала (АЕР), включает наушники, разделитель звука, комплект проводов с одноразовыми ушными вкладышами (8001233)	1
8001233	Ушные вкладыши для комплекта наушников	20
8001234	Ушной вкладыш для отдельного наушника: 10 одноразовых ушных вкладышей, 1 многоразовый адаптер	10
8002717	Стартовый комплект для НМП: 1 датчик НМП механосенсор, 1 кабель датчика НМП, 1,5 м, электроды НМП (30 шт. в упаковке)	1
888416	Датчик НМП электросенсор, длина 0,3 м	1
888417	Адаптер регионарной блокады для НМП, длина 0,5 м	1
888418	Датчик НМП механосенсор, длина 0,3 м	1
897439	Датчик НМП механосенсор детский, длина 0,3 м	1

Инвазивное измерение кровяного давления

Кабели, трансдюсеры и другие аксессуары для инвазивного измерения кровяного давления отличаются прочными долговечными материалами и помогают достигать максимальной точности измерений. Все продукты одобрены для использования с оборудованием GE Healthcare.

Кабели

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
2005772-001	Двойной кабель для измерения инвазивного артериального давления, длина 0,3 м	Dash, Tram (все версии), E-PSMP, E-PRESTN, PDM	1
2016995-001	Одинарный кабель преобразователя ИАД Becton Dickinson-Spectramed, длина 3,6 м	E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN, Dash, Tram (все версии), PDM	1
2016995-002	Одинарный кабель преобразователя ИАД Becton Dickinson-Spectramed, длина 1,2 м	E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN, Dash, Tram (все версии), PDM	1
2016995-003	Двойной кабель преобразователя ИАД Becton Dickinson-Spectramed, длина 3,6 м	Dash, Tram (все версии), E-PSMP, E-PRESTN, PDM	1
2016995-004	Двойной кабель преобразователя ИАД Becton Dickinson-Spectramed, длина 1,2 м	Dash, Tram (все версии), E-PSMP, E-PRESTN, PDM	1
2016997-001	Одинарный кабель преобразователя ИАД Utah, длина 3,6 м	E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN, Dash, Tram (все версии), PDM	1
2016997-002	Одинарный кабель преобразователя ИАД Utah, длина 1,2 м	E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN, Dash, Tram (все версии), PDM	1
2016997-003	Двойной кабель преобразователя ИАД Utah, длина 3,6 м	Dash, Tram (все версии), E-PSMP, E-PRESTN, PDM	1
2016997-004	Двойной кабель преобразователя ИАД Utah, длина 1,2 м	Dash, Tram (все версии), E-PSMP, E-PRESTN, PDM	1
2021196-001	Одинарный кабель преобразователя ИАД Abbott-Hospira, длина 3,6 м (для Transpac III/IV)	E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN, Dash, Tram (все версии), PDM	1
2021196-002	Одинарный кабель преобразователя ИАД Abbott-Hospira, длина 1,2 м (для Transpac III/IV)	E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN, Dash, Tram (все версии), PDM	1
2021196-003	Двойной кабель преобразователя ИАД Abbott-Hospira, длина 3,6 м (для Transpac III/IV)	E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN, Dash, Tram (все версии), PDM	1
2021196-004	Двойной кабель преобразователя ИАД Abbott-Hospira, длина 1,2 м (для Transpac III/IV)	Dash, Tram (все версии), E-PSMP, E-PRESTN, PDM	1
2021197-001	Одинарный кабель преобразователя ИАД Edwards Lifesciences, длина 3,6 м (для TruWave)	E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN, Dash, Tram (все версии), PDM	1
2021197-002	Одинарный кабель преобразователя ИАД Edwards Lifesciences, длина 1,2 м (для TruWave)	E-P, E-PP, E-PT, E-PSMP, E-PRESTN, Dash, Tram (все версии), PDM	1
2021197-003	Двойной кабель преобразователя ИАД Edwards Lifesciences, длина 3,6 м (для TruWave)	Dash, Tram (все версии), E-PSMP, E-PRESTN, PDM	1
2021197-004	Двойной кабель преобразователя ИАД Edwards Lifesciences, длина 1,2 м (для TruWave)	Dash, Tram (все версии), E-PSMP, E-PRESTN, PDM	1

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
54586	Кабель-адаптер*, длина 3,6 м *Использовать с одноразовыми трансдюсерами Becton-Dickinson или Spectramed P10EZ-1.	Мониторы Datex-Ohmeda и модули серии M (с круглым коннектором)	1
22339301	Кабель-адаптер для трансдюсера ИАД Braun	GE Eagle, Dash, TRAM, PDM (с прямоугольным коннектором)	1
M1002425	Интерфейсный кабель для мониторов Datex-Ohmeda, для использования с платой Biotrans	Мониторы Datex-Ohmeda и модули серии M (с круглым коннектором)	1

Прочие принадлежности

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
78002	Одноразовый купол для трансдюсера SP 844, стерильный Требуется набор для промывания	MPT-мониторы пациента Datex-Ohmeda	50
91920128	Задняя панель трансдюсера с трубками Becton Dickinson (возможное количество трансдюсеров — 4)	Dash, TRAM (все версии), мониторы Datex-Ohmeda	10
91920141	Крепление к задней плате трансдюсера Becton Dickinson TMM	Dash, TRAM (все версии), мониторы Datex-Ohmeda	5
M1157077	Набор инвазивного давления Biotrans, стерильный (включает одноразовый купол) Для использования с многоразовым трансдюсером Biotrans с базисной пластинкой	Мониторы Datex-Ohmeda	5
M1157236	Вертикальный клеммный зажим для Biotrans (максимальное количество подсоединяемых трансдюсеров — 3)	Мониторы Datex-Ohmeda	1
91920390	Одноразовые куполы для трансдюсера SP844, стерильные	GE Eagle, Solar, Dash	50
91920391	Набор для мониторинга (с трубкой и куполом) для трансдюсера SP844, стерильный	GE Eagle, Solar, Dash	5
91920374	Держатель для трансдюсера SP844	GE Eagle, Solar, Dash	1
16579	Держатель для двух трансдюсеров SP844	MPT-мониторы пациента Datex-Ohmeda	1

Трансдюсеры

Каталожный номер	Описание	Совместимость	Количество
91920389	Многоразовый трансдюсер SP844 (включает кабель и датчик)	GE Eagle, TRAM, Dash, модули Datex-Ohmeda серии E (с прямоугольным коннектором)	1
M1157076	Многоразовый трансдюсер Biotrans с базисной пластинкой Требуется интерфейсный кабель для круглого коннектора и набор для ИАД Biotrans	Мониторы Datex-Ohmeda	1
2020813-001	Одноразовый трансдюсер Becton Dickinson Gabarith	Dash, TRAM (все версии), мониторы Datex-Ohmeda	5
2020814-001	Набор Becton Dickinson с трансдюсером для использования у одного пациента (с CVP)	Dash, TRAM (все версии), мониторы Datex-Ohmeda	5

Пульсоксиметрия

Датчики и кабели



Многоразовые датчики TruSignal*

Каталожный номер	Описание	Количество
TS-SP-D	Датчик на палец мягкий для детей, длина 1 м	1
TS-SP3-GE	Датчик на палец мягкий для детей с коннектором GE, длина 1 м	1
TS-SP3-MC	Датчик на палец мягкий для детей, длина 3 м	1
TS-F-D	Датчик на палец TruSignal, длина 1 м	1
TS-E-D	Ушной датчик TruSignal, длина 1 м	1
TS-W-D	Датчик TruSignal со сменной обертываемой лентой, длина 1 м	1
TS-SE-3	Датчик TruSignal для чувствительной кожи, длина 1 м	3
TS-SA-D	Датчик SpO2 на палец, длина 1 м	1
TS-F4-GE	Интегрированный с кабелем датчик на палец с коннектором GE, длина 4 м	1
TS-F2-GE	Интегрированный с кабелем датчик на палец с коннектором GE, длина 2 м	1
TS-E4-GE	Интегрированный с кабелем ушной датчик с коннектором GE, длина 4 м	1
TS-E2-GE	Интегрированный с кабелем ушной датчик с коннектором GE, длина 2 м	1
TS-SA4-GE	Датчик на палец с коннектором GE, длина 4 м	1
TS-F4-MC	Интегрированный с кабелем датчик на палец с коннектором TruSat, длина 4 м	1
TS-E4-MC	Интегрированный с кабелем ушной датчик с коннектором TruSat, длина 2 м	1
TS-SA3-MC	Датчик на палец с коннектором TruSat, длина 3 м	1

Одноразовые датчики TruSignal*

Каталожный номер	Описание	Количество
TS-AF-10	Датчик TruSignal универсальный	10
TS-AF-25	Датчик TruSignal универсальный	25

Интегрированные датчики и кабели TruSignal

Каталожный номер	Описание	Количество
TS-F1-H	Датчик на палец с коннектором Ohmeda, длина 1 м	1
TS-F4-H	Датчик на палец с коннектором Ohmeda, длина 4 м	1
TS-E4-H	Ушной датчик с коннектором Ohmeda, длина 4 м	1
TS-W4-H	Датчик на палец со сменной обертываемой лентой с коннектором Ohmeda, длина 4 м	1
TS-F4-N	Датчик на палец с коннектором Datex, длина 4 м	1

Каталожный номер	Описание	Количество
TS-E4-N	Ушной датчик с коннектором Datex, длина 4 м	1
TS-F4-GE	Датчик на палец с коннектором GE, длина 4 м	1
TS-F2-GE	Датчик на палец с коннектором GE, длина 2 м	1
TS-E4-GE	Датчик на палец с коннектором GE, длина 4 м	1
TS-E2-GE	Датчик на палец с коннектором GE, длина 2 м	1
TS-SA4-GE	Датчик на палец с коннектором GE, длина 4 м	1
TS-SP3-GE	Датчик на палец мягкий для детей с коннектором GE, длина 1 м	1
TS-F4-MC	Датчик на палец с коннектором TruSat, длина 4 м	1
TS-E4-MC	Ушной датчик с коннектором TruSat, длина 2 м	1
TS-SA3-MC	Датчик на палец с коннектором TruSat, длина 3 м	1
TS-SP3-MC	Датчик на палец для детей с коннектором TruSat, длина 1 м	1

Соединительные кабели TruSignal

Каталожный номер	Описание	Количество
TS-G3	Соединительный кабель TruSignal к коннектору GE	1
TS-M3	Соединительный кабель TruSignal к коннектору Trusat	1
TS-H3	Соединительный кабель TruSignal к коннектору Ohmeda	1
TS-N3	Соединительный кабель TruSignal к коннектору Datex	1

Аксессуары

Каталожный номер	Описание	Количество
OXY-RWL	Сменная пенная лента для наружных датчиков, большой размер	24
OXY-RWM	Сменная пенная лента для наружных датчиков, средний размер	24
OXY-RWS	Сменная пенная лента для наружных датчиков, маленький размер	24
OXY-RTB	Сменная клейкая лента (с медвежатами)	100
OXY-RT	Сменная клейкая лента (голубая)	100
OXY-SND	Сменные пенные сандалии	3
OXY-HB	Лента для головы	3
OXY-BC-5	Сменное приспособление для крепления датчиков к бортику кровати	5

Многоразовые MPT-совместимые датчики

Каталожный номер	Описание	Количество
OXY-FMR-00	MPT-совместимый датчик на палец, длина 6,5 м	1
OXY-WMR-00	MPT-совместимый датчик со сменной обертываемой лентой, длина 6,5 м	1
SAS-FMR-00	MPT-совместимый датчик на палец с круглым коннектором, длина 6,5 м	1
SAS-WMR-00	MPT-совместимый датчик со сменной обертываемой лентой с круглым коннектором, длина 6,5 м	1



Манжеты для измерения артериального давления GE Critikon

Комплексные решения для неинвазивного измерения артериального давления

Точность измерений

Широкий ассортимент качественных манжет для каждого лечебного учреждения.

Измерение у пациентов артериального давления (АД) зачастую является первым шагом при выборе оптимального варианта лечения. Поэтому настолько важно качество данных, получаемых при помощи манжет для измерения АД.

Манжеты для измерения АД GE CRITIKON™, предлагаемые компанией GE Healthcare, разрабатывались и тестировались с учетом высоких требований, предъявляемых к точности измерений — от первого прикосновения и до момента получения окончательных результатов. Являясь частью системы непрерывного управления медицинской информацией Clinical Information Logistics™, внедренной во всех подразделениях лечебного учреждения, манжеты для неинвазивного измерения АД GE CRITIKON помогут вам оперативно получать точные данные. Имея точную информацию уже на начальном этапе, вы сможете принимать обоснованные решения, которые, в конечном счете, улучшат результаты лечения пациентов.

Являясь лидером в области неинвазивного измерения АД (НИАД) на протяжении уже более 30 лет, компания GE понимает ваши приоритеты и предлагает широкий ассортимент манжет для измерения АД, каждая из которых поможет вам в борьбе с внутрибольничными инфекциями. С манжетами для измерения АД GE Critikon вы можете с уверенностью оказывать медицинскую помощь пациентам практически в любом лечебном учреждении.

Подтвержденное качество. Качество манжет оказывает решающее влияние на точность измерений. Манжеты для измерения АД GE Critikon одобрены для использования с мониторами GE и являются одним из компонентов интегрированной клинической информационной системы. Это означает, что манжеты для измерения АД GE Critikon производятся в соответствии с теми же высокими стандартами качества, как и все диагностическое оборудование компании GE. Высокая степень точности измерений, получаемых при помощи манжет GE Critikon, поможет вам сократить количество медицинских ошибок, связанных с занижением или завышением действительного уровня АД, что позволит улучшить качество оказания медицинской помощи.



Различные варианты размеров для большего комфорта и повышения точности измерений. Неправильный выбор размера манжеты для измерения АД может существенно повлиять на точность измерений. Правильно подобранный размер манжеты позволяет получать более точные данные и повышает уровень комфорта пациентов. Система цветового кодирования и надписи, напечатанные крупным хорошо читаемым шрифтом, помогут вам в быстром выборе нужного размера.

- 5 размеров для неонатальных пациентов.
- 6 размеров для детей и взрослых пациентов (от моделей для новорожденных до моделей больших размеров для измерения АД на бедре).
- Длинные модели, как для детских размеров, так и для больших манжет для взрослых.
- Специальные риски, указывающие на размер и обеспечивающие правильное размещение манжеты.
- Все размеры соответствуют стандартам AAMI/ANA (Advancement of Medical Instrumentation, Ассоциация за прогресс в медицинской практике (American Heart Association, Американская кардиологическая ассоциация).

Разрабатывались с учетом потребности в быстром переоснащении и стандартизации. Компания GE предлагает комплексное решение, которое включает в себя широкий спектр манжет для измерения АД, а также экспертные консультационные решения по предварительной оценке, внедрению и итоговым результатам, что поможет вам успешно стандартизировать манжеты для измерения АД в масштабах всего лечебного учреждения.

С большинством приборов для измерения АД вы сможете использовать манжеты GE Critikon сразу же, без каких-либо предварительных манипуляций. Манжеты GE Critikon совместимы с мониторами, производимыми компаниями GE, Philips®, Spacelabs®, Colin®, Datascope®, Protocol®, Welch Allyn® и другими.

GE выпускает полный набор переходников и разъемов для подключения манжет GE Critikon к любому мониторинговому оборудованию. Благодаря стандартизации разъемов, можно создать универсальную систему коннекторов, позволяющую подключать одну и ту же манжету к различным устройствам для ручного измерения АД, включая настенные, ртутные и ручные манометры, а также расположенные на вращающихся стойках.

Стандартизация продукции компании GE означает, что вы можете объединить все ваши закупки манжет для измерения АД и приобретать их у одного поставщика, что позволит уменьшить количество заказов и сократить товарный запас. С продукцией компании GE вы можете рассчитывать на комплексную систему компонентов, дающих возможность получать точные данные, что существенно поможет вам в оказании качественной медицинской помощи.

Помогая в профилактике передачи внутрибольничных инфекций в приемном отделении, в операционной, в отделении интенсивной терапии или в инфекционном боксе...

Перемещаясь из приемного отделения в операционную, в отделение интенсивной терапии или, например, в инфекционный блок, пациенты могут переносить возбудителей инфекционных заболеваний, загрязняя любую поверхность, к которой прикасаются. Манжеты GE Critikon экономически выгодны и при одноразовом использовании, так как они помогают в ваших усилиях по профилактике внутрибольничного инфицирования наиболее уязвимых категорий пациентов.

SOFT-CUF

Исключительный комфорт для пациентов

Манжеты для неинвазивного измерения артериального давления SOFT-CUF.

Технические характеристики манжет GE CRITIKON SOFT-CUF® и ценовая политика в отношении данного типа манжет разработаны с целью оказания Вам помощи в предоставлении высококачественной медицинской помощи при наиболее полном удовлетворении потребностей пациента

- Мягкий впитывающий материал и скругленные углы манжет для повышения комфорта пациента
- Экономически эффективное решение, позволяющее использовать 1 манжету у каждого пациента на протяжении всего периода госпитализации
- Повышение эффективности профилактики внутрибольничных инфекций по доступной цене



Наборы SOFT-CUF

Каталожный номер	Описание	Количество
002695	Ассортиментный набор SOFT-CUF — 2 трубки с винтовыми разъемами; манжеты: 1 для младенцев, 1 детская, 2 для взрослых (малый размер), 2 для взрослых, 1 длинная для взрослых, 2 для взрослых (большой размер), 1 для измерения АД на бедре	10 манжет в упаковке
2298	Ассортиментный набор SOFT-CUF — 2 трубки с разъемами submin; манжеты: 1 для младенцев, 1 детская, 2 для взрослых (малый размер), 2 для взрослых, 1 длинная для взрослых, 2 для взрослых (большой размер), 1 для измерения АД на бедре	10 манжет в упаковке

GE Healthcare						Welch Allyn	Colin Philips/HP Siemens Spacelabs Datascope	Protocol	Ручные сфигмо- метры, настенные манометры
SOFT-CUF			GE CRITIKON GE DINAMAP CARESCAPE™	GE Marquette	GE Datex- Ohmeda				
Размер	Цвет	Длина окружности конечности	2 трубки с винтовыми разъемами	2 трубки с разъема- ми submin	2 трубки со стыкуемыми разъемами submin	1 трубка с винтовым разъемом	1 трубка с байонет- ным разъемом	1 трубка с разъемом submin	Система накачи- вания SOFT-CUF
Неонаталь- ные	Оран- жевый с белым	8—13 см	2500	2401	2450*	002331	2360	2320	
Детские	Зеленый с белым	12—19 см	2501	2402	2451	002332	2361	2321	002584
Детские длинные	Зеленый с белым	12—19 см	2506	2400					
Взрослые малые	Светло- голубой с белым	17—25 см	2502	2403	2452	002333	2362	2322	002583
Взрослые малые длинные	Светло- голубой с белым	17—25 см	2507	2407		002334			
Взрослые	Синий с белым	23—33 см	2503	2404	2453	002335	2363	2323	002580
Взрослые длинные	Синий с белым	23—33 см	2604	2116	2454	002336	2140		002582
Взрослые большие	Розовый с белым	31—40 см	2504	2405	2455	002337	2364	2324	002581
Взрослые большие длинные	Розовый с белым	31—40 см	2644	2117	2456	002338	2141		002585
Манжеты для изме- рения АД на бедре	Корич- невый с белым	38—50 см	2505	2406	2457	002339	2365	2325	

*Неонатальные манжеты, использующиеся с мониторами Datex-Ohmeda, оснащены сдвижным штекерным разъемом Луер.



CLASSIC-CUF

Избранные модели, проверенные временем

Манжеты для измерения АД CLASSIC-CUF. Простые в использовании, легко моющиеся манжеты для измерения АД GE Critikon CLASSIC-CUF® во всем мире пользуются заслуженным признанием у медицинских работников благодаря исключительной точности получаемых результатов.

- Прочная, легко очищаемая виниловая конструкция.
- Материал стойкий к повторным раздуваниям.
- Достаточно экономичное решение, позволяющее использовать 1 манжету у каждого пациента на протяжении всего периода госпитализации.

Желтые манжеты GE CRITIKON CLASSIC-CUF — это экономичное решение для использования в инфекционных боксах, способствующее профилактике передачи внутрибольничных инфекций.

- Качество и прочность соответствуют аналогичным показателям всей серии манжет GE CRITIKON CLASSIC-CUF.
- Желтый цвет позволяет быстро идентифицировать манжеты из инфекционных блоков.



Наборы CLASSIC-CUF

Каталожный номер	Описание	Количество
2692	Ассортиментный набор CLASSIC-CUF — 2 трубки с винтовыми разъемами; манжеты: 1 для младенцев, 1 детская, 2 для взрослых (малый размер), 2 для взрослых, 1 длинная для взрослых, 2 для взрослых (большой размер), 1 для измерения АД на бедре	10 манжет в упаковке
2292	Ассортиментный набор CLASSIC-CUF — 2 трубки с разъемами submin; манжеты: 1 для младенцев, 1 детская, 2 для взрослых (малый размер), 2 для взрослых, 1 длинная для взрослых, 2 для взрослых (большой размер), 1 для измерения АД на бедре	10 манжет в упаковке

GE Healthcare				
CLASSIC-CUF для использования в инфекционных изоляторах			GE CRITIKON GE DINAMAP CARESCAPE™	GE Marquette
				
Размер	Цвет	Окружность конечности	2 трубки с винтовыми разъемами	2 трубки с разъемами submin
Младенческие	Желтый с синим	8—13 см	2650	2670
Детские	Желтый с синим	12—19 см	2651	2671
Взрослые малые	Желтый с синим	17—25 см	2607	2672
Взрослые	Желтый с синим	23—33 см	2602	2673
Взрослые большие	Желтый с синим	31—40 см	2642	2674
Манжеты для измерения АД на бедре	Желтый с синим	38—50 см	2652	2675

GE Healthcare						Welch Allyn	Colin Philips/HP Siemens Spacelabs Datascope	Protocol	Ручные сфигмоманометры, настенные манометры
CLASSIC-CUF			GE CRITIKON GE DINAMAP CARESCAPE™	GE Marquette	GE Datex-Ohmeda				
									
Размер	Цвет	Длина окружности конечности	2 трубки с винтовыми разъемами	2 трубки с разъемами submin	2 трубки со стыкуемыми разъемами submin	1 трубка с винтовым разъемом	1 трубка с байонетным разъемом	1 трубка с разъемом submin	Система наложения SOFT-CUF
Младенческие	Оранжевый с белым	8—13 см	2618	2354	2170*	002160	2300	2150	
Детские	Зеленый с белым	12—19 см	2613	2355	2171	002161	2301	2151	002287
Взрослые малые	Светло-голубой с белым	17—25 см	2608	2356	2172	002162	2302	2152	002285
Взрослые	Синий с белым	23—33 см	2603	2357	2173	002164	2303	2153	002283
Взрослые длинные	Синий с белым	23—33 см	2647	2352	2174	002165	2306		
Взрослые большие	Розовый с белым	31—40 см	2643	2358	2175	002166	2304	2154	002281
Взрослые большие длинные	Розовый с белым	31—40 см	2649	2353	2176	002167	2307		
Манжеты для измерения АД на бедре	Коричневый с белым	38—50 см	2648	2359	2177	002168	2305	2155	

*Неонатальные манжеты, используемые с мониторами Datex-Ohmeda, оснащены сдвижным штекерным разъемом Луер.

Неонатальные манжеты

Больше преимуществ для ваших самых маленьких пациентов

Наши неонатальные манжеты для измерения АД разработаны с точностью исполнения, которой вы можете доверять. Манжеты для новорожденных пациентов обеспечивают высокий уровень комфорта, соответствующий самым требовательным ожиданиям.

- Полный спектр неонатальных размеров
- Выбор материала: очень мягкий материал, абсорбирующий материал или легко моющийся винил
- Игровая расцветка с изображениями животных поможет вам легко и быстро подобрать манжету соответствующего размера
- Экономичное решение, позволяющее использовать одну манжету у каждого пациента на протяжении всего периода госпитализации.



Манжеты для измерения АД
GE Critikon

Наборы SOFT-CUF

Каталожный номер	Описание	Количество
2694	Ассортиментный набор SOFT-CUF — 2 трубки с разъемами Луер; манжеты: 2 неонатальные манжеты № 1, 3 неонатальные манжеты № 2, 5 неонатальных манжет № 3, 5 неонатальных манжет № 4, 5 неонатальных манжет № 5	20 манжет в упаковке
2693	Ассортиментный набор CLASSIC-CUF — 2 трубки с разъемами Луер; манжеты: 2 неонатальные манжеты № 1, 3 неонатальные манжеты № 2, 5 неонатальных манжет № 3, 5 неонатальных манжет № 4, 5 неонатальных манжет № 5	20 манжет в упаковке
2696	Ассортиментный набор SOFT-CUF — 1 трубка с разъемом Луер; манжеты: 2 неонатальные манжеты № 1, 3 неонатальные манжеты № 2, 5 неонатальных манжет № 3, 5 неонатальных манжет № 4, 5 неонатальных манжет № 5	20 манжет в упаковке
2680	Ассортиментный набор CLASSIC-CUF: 1 трубка с разъемом Луер; манжеты: 2 неонатальные манжеты № 1, 3 неонатальные манжеты № 2, 5 неонатальных манжет № 3, 5 неонатальных манжет № 4, 5 неонатальных манжет № 5	20 манжет в упаковке

GE Healthcare					Philips/HP Siemens SpaceLabs Datascope	
Манжеты для новорожденных			GE CRITIKON GE DINAMAP CARESCAPE GE Marquette			
						
Размер	Цвет	Окружность конечности	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF	SOFT-CUF	CLASSIC-CUF
			2 трубки	2 трубки	1 трубка	1 трубка
1	Оранжевый с белым	3—6 см	2521	2638	2121	2138
2	Светло-голубой с белым	4—8 см	2422	2633	2122	2133
3	Зеленый с белым	6—11 см	2523	2628	2124	2128
4	Синий с белым	7—13 см	2524	2623	2125	2123
5	Розовый с белым	8—15 см	2525	2619	2126	2119

DURA-CUF

Долговечная точность

Серия манжет для измерения АД DURA-CUF® характеризуется мягкостью и комфортом наряду с особой прочностью

- Изготовлены из плотного гибкого нейлона
- Предназначены для многократного использования
- Удобные в использовании и легко моются
- Скругленные углы повышают уровень комфорта пациента

Наборы DURA-CUF

Каталожный номер	Описание	Количество
002699 002697 002698	Ассортиментный набор DURA-CUF: 2 трубки с винтовыми разъемам; манжеты: • 1 для младенцев, 1 детская, 1 для взрослых (малый размер), 1 для взрослых, 1 длинная для взрослых, 1 для измерения АД на бедре • 2 для младенцев, 3 детских, 1 для взрослых (малый размер) • 1 для взрослых (малый размер), 2 для взрослых, 1 длинная для взрослых, 1 для взрослых (большой размер), 1 длинная для взрослых (большой размер)	6 манжет в упаковке
2299 2296 2297	Ассортиментный набор DURA-CUF: 2 трубки с разъемами submin; манжеты: • 1 для младенцев, 1 детская, 1 для взрослых (малый размер), 1 для взрослых, 1 длинная для взрослых, 1 для измерения АД на бедре • 2 для младенцев, 3 детских, 1 для взрослых (малый размер) • 1 для взрослых (малый размер), 2 для взрослых, 1 длинная для взрослых, 1 для взрослых (большой размер), 1 длинная для взрослых (большой размер)	6 манжет в упаковке

GE Healthcare						Welch Allyn	Colin Philips/HP Siemens Spacelabs Datascope	Protocol	Ручные сфигмо- мано- метры, настенные манометры
DURA-CUF			GE CRITIKON GE DINAMAP CARESCAPE	GE Marquette	GE Datex- Ohmeda				
									
Размер	Цвет	Длина окружности конечности	2 трубки с винтовыми разъемами	2 трубки с разъемами submin	2 трубки со стыкуемыми разъемами submin	1 трубка с винтовым разъемом	1 трубка с байонетным разъемом	1 трубка с разъемом submin	Система наложения SOFT-CUP
Младенческие	Оранжевый	8—13 см	002783	002200	2750*	002760	002274	2740	002385
Детские	Зеленый	12—19 см	002781	002201	2751	002761	002275	2741	002384
Детские длинные	Зеленый	12—19 см	2785			002769			002386
Взрослые малые	Темно-синий	17—25 см	002779	002202	2752	002762	002276	2742	002383
Взрослые малые длинные	Темно-синий	17—25 см				002763			002387
Взрослые (с крючком)	Синий	23—33 см	002771						002380
Взрослые	Синий	23—33 см	002774	002203	2753	002764	002277	2743	
Взрослые длинные	Синий	23—33 см	002772	002206	002756	002765	002130		002388
Взрослые большие	Розовый с белым	31—40 см	002791	002204	2754	002766	002278	2744	002381
Взрослые большие длинные	Розовый с белым	31—40 см	002784	002207	002757	002767	002131		002389
Манжеты для измерения АД на бедре	Коричневый с белым	38—50 см	002796	002205	2755	002768	002279	2745	002382

*Младенческие манжеты, использующиеся с мониторами Datex-Ohmeda, оснащены сдвижным штекерным разъемом Луер.



CLINI-CUF

Экономически выгодное клиническое превосходство

Манжеты для измерения АД CLINI-CUF™ являются рациональным выбором для повседневного клинического использования. Как и все другие манжеты GE Critikon, серия CLINI-CUF может использоваться в сочетании с любым совместимым монитором, обеспечивая оказание качественной медицинской помощи в любом отделении лечебного учреждения.

- Высокое качество исполнения и точность получаемых результатов, которыми характеризуется продукция компании GE
- Крупные надписи позволяют вам легко и быстро подобрать манжету соответствующего размера
- Легко моются, достаточно прочные для многократного использования
- Скругленные углы повышают уровень комфорта пациента



GE Healthcare				Colin Philips/HP Siemens Spacelabs Datascope
CLINI-CUF		GE Marquette	GE Datex-Ohmeda	
				
Размер	Длина окружности конечности	2 трубки с разъемами submin	2 трубки со стыкуемыми разъемами submin	1 трубка с байонетным разъемом
Детские	12—19 см	CLN-CHLD-2SUB	CLN-CHLD-MSUB	CLN-CHLD-1BAY
Взрослые малые	17—25 см	CLN-SMADLT-2SUB	CLN-SMADLT-MSUB	CLN-SMADLT-1BAY
Взрослые	23—33 см	CLN-ADLT-2SUB	CLN-ADLT-MSUB	CLN-ADLT-1BAY
Взрослые длинные	23—33 см	CLN-ADLT-2SUB-LNG	CLN-ADLT-MSUB-LNG	CLN-ADLT-1BAY-LNG
Взрослые большие	31—40 см	CLN-LGADLT-2SUB	CLN-LGADLT-MSUB	CLN-LGADLT-1BAY

Расширенная профилактика внутрибольничных инфекций

Результаты клинических исследований продемонстрировали, что манжеты для измерения АД могут выступать в качестве факторов передачи патогенов. Более того, инфекции могут увеличить стоимость лечения пациента на 38,656 USD в расчете на одно заболевание, а также существенно повысить уровень смертности и продолжительность госпитализации¹.

Индивидуально используемые манжеты для измерения АД GE Critikon (отдельная манжета для каждого пациента) помогут вам повысить эффективность профилактики внутрибольничных инфекций. Результаты исследования с участием пациентов из отделения интенсивной терапии продемонстрировали 3-кратное снижение заболеваемости внутрибольничными инфекциями при использовании отдельных манжет у каждого пациента². Снижение частоты развития нозокомиальных инфекций позволит сократить длительность госпитализации, уменьшить общую стоимость лечения и повысить эффективность оказания медицинской помощи в соответствии с рекомендациями Medicare и Medicaid³.

Широкий ассортимент манжет для измерения АД GE Critikon позволяет вам стандартизировать систему подключений и обеспечивает совместимость практически с любым монитором, независимо от его производителя. Таким образом, на протяжении всего периода госпитализации пациент может пользоваться всего одной манжетой.

Полный спектр манжет для измерения АД GE Critikon включает:

- GE CRITIKON SOFT-CUF с покрытием из мягкой ткани;
- GE CRITIKON CLASSIC-CUF для повседневного использования;
- Желтые манжеты CLASSIC-CUF BP для изолированных пациентов.

Знаете ли вы, что...

- Ежегодно у 2 миллионов пациентов отмечается развитие внутрибольничных инфекций¹.
- За 20-летний период частота развития внутрибольничных инфекций в расчете на 1000 пациенто-дней увеличилась на 36 % (с 7,2 % в 1975 г. до 9,8 % в 1995 г.). Стоимость лечения внутрибольничных инфекций составляет 4,5 млрд. USD/год. Кроме того, внутрибольничные инфекции ежегодно приводят более чем к 88 000 летальных исходов — 1 смерть каждые 6 минут².
- Манжеты для измерения АД являются одним из наиболее часто используемых медицинских устройств, но их рутинная санитарная обработка, как правило, игнорируется³.
- Результаты исследований продемонстрировали бактериальное загрязнение в 100 % проб, взятых на манжетах для измерения АД в операционной и приемном отделении⁴.
- Результаты другого исследования свидетельствуют о том, что на поверхности каждой третьей манжеты для измерения АД обитают стафилококки и Clostridium difficile — бактерия, которая при попадании в ротовую полость пациента в отдельных случаях способна приводить к развитию летальной диареи⁵.
- Более 70 % бактерий, вызывающих развитие внутрибольничных инфекций, устойчивы по крайней мере, к одному антибактериальному препарату, широко используемому для их лечения. У пациентов, инфицированных устойчивыми микроорганизмами, чаще отмечается увеличение сроков госпитализации; им требуется назначение препаратов второго или третьего выбора, которые могут быть менее эффективными, более токсичными и/или более дорогими⁶.
- Распространенные патогены, такие как Staphylococcus aureus могут жить на сухой поверхности на протяжении до 3 недель. Ванкомицин-устойчивые энтерококки могут жить на сухих поверхностях от семи дней до четырех месяцев. Clostridium difficile в виде спор способны выживать в окружающей среде неопределенно долго⁷.

¹Centers for Disease Control and Prevention MMWR. **49 (8)**, 145-149 (2000).
²Weinstein R. Nosocomial Infection Update. Journal of Emerging Infectious Diseases.
³Stemlich, A.L. Significant bacterial colonization occurs on the surface of non-disposable sphygmomanometer cuffs and re-used disposable cuffs. Anesth Analg. **70** S391 (1990).
⁴Base-Smith, B. Nondisposable sphygmomanometers cuffs harbor frequent bacterial colonization and significant contamination by organic and inorganic matter. AANJ. **64 (2)**, 141-145 (1996).
⁵Walker, N., et al. Blood pressure cuffs: friend or foe? Journal of Hospital Infection. **63 (2)**, (2006).
⁶Guide to the Elimination of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus Transmission in Hospital Settings. APIC Guide. March 2007.
⁷Williamson, V. Surface sanitation in Healthcare. Why your disinfection system may be letting you down. [Online.] Available at <http://www.infectioncontroltoday.com/articles/399/78h177184159773> (1 August 2007, posting (or revision) date).

Аксессуары, адаптеры и коннекторы к манжетам

Адаптеры			
Каталожный номер	Описание	Совместимое оборудование	Количество
330046	Адаптер Y-образный, 2 разъема «мама» винтовых на 1 разъем «папа» байонет	Мониторы Philips (Hewlett Packard), Siemens, Datascope, Spacelabs	1
330066	Адаптер Y-образный, 2 разъема «папа» слип люер на 1 разъем «мама» сабмин	Мониторы Protocol	10
330069	Адаптер Y-образный, 2 разъема «папа» слип люер на 1 разъем «папа» сабмин	Мониторы Nihon Kohden	10
330062	Адаптер Y-образный, 1 разъем «папа» слип люер на 1 разъем без коннектора	Манжеты с винтовыми коннекторами на две трубки	10
330048	Адаптер Y-образный, 2 разъема «мама» винтовых на 1 разъем без коннектора	Манжеты GE Critikon с винтовыми коннекторами на две трубки	1
330071	Адаптер Y-образный, 2 разъема «папа» слип люер на разъем «папа» байонет	Мониторы Philips (Hewlett Packard), Siemens, Datascope, Spacelabs	10
300829	Адаптер Y-образный, 2 трубки на 1 трубку без коннектора	Манжеты GE Critikon с винтовыми коннекторами на две трубки	1
330080	Адаптер Quick Connect Y-образный, 2 разъема «папа» сабмин на 1 разъем «папа» байонет	Для подключения к мониторам Philips (HP), Siemens, Spacelabs и Datascope манжет Critikon с винтовыми коннекторами	10
330082	Адаптер Quick Connect Y-образный, 2 разъема «папа» сабмин на 1 разъем «мама» байонет	Для подключения к мониторам Protocol манжет Critikon с сабмин-коннекторами	10
330083	Адаптер Quick Connect Y-образный, 2 разъема «папа» сабмин на 1 разъем «папа» сабмин	Для подключения к мониторам Nihon Kohden манжет Critikon с сабмин-коннекторами	10
330084	Адаптер Quick Connect Y-образный, 2 разъема «папа» сабмин на 1 разъем без коннектора	Для подключения к мониторам манжет Critikon с сабмин-коннекторами	10

Каталожный номер	Описание	Совместимое оборудование	Количество
330085	Адаптер Quick Connect X-образный, 2 разъема «папа» сабмин на сабмин мейтед	Для подключения к мониторам Datex-Ohmeda манжет Critikon с сабмин-коннекторами	10
330086	Адаптер Quick Connect X-образный, 2 разъема «папа» сабмин на 2 разъема «папа» байонет	Для подключения к мониторам MDE, Spacelabs манжет Critikon с сабмин-коннекторами	10
330087	Адаптер Quick Connect X-образный, 2 разъема «папа» на 2 винтовых коннектора	Для подключения к мониторам DINAMAP манжет Critikon с сабмин-коннекторами	10
300939	Адаптер X-образный, 2 разъема «мама» сабмин на 2 разъема «папа» слип люер	Мониторы GE	10
330063	Адаптер X-образный, 2 разъема «папа» слип люер на сдвоенную пару сабмин	Манжеты с винтовыми коннекторами на две трубки	10
330067	Адаптер X-образный, 2 разъема «папа» слип люер на 2 разъема «папа» байонет	Мониторы MDE и Spacelabs	10
300959	ID трубка 5 см, 13/81 см, серая, без коннектора	Манжеты GE Critikon	10
300967	ID трубка 33 см, 13/81 см, серая	Сфигмоманометры, настенный манометр и aneroidy	10
330073	Набор инструментов для сборки коннектора воздушного шланга Critikon со стороны монитора: серый пластиковый чехол, синий connector piece, 2 кольца	Мониторы GE DINAMAP MPS, Compact, мониторы серии PRO	1
300856	Адаптер, манометр в комплекте	Сфигмоманометры, настенный манометр и aneroidy	10
330090	Коннектор Quick connect сабмин «папа» 5/32	Мониторы GE Solar, Dash, Eagle, TRAM	10
330091	Коннектор Quick connect сабмин «папа» 1/8	Мониторы GE Solar, Dash, Eagle, TRAM	10
330092	Коннектор Quick connect сабмин «мама» 5/32	Мониторы GE Solar, Dash, Eagle, TRAM	10

Коннекторы к воздушным шлангам

Каталожный номер	Описание	Совместимое оборудование	Количество
300619	Коннектор «мама» винтовой на трубку ID 3/20 см, металлический	Манжеты GE Critikon с винтовыми коннекторами на две трубки	10
300662	Коннектор «папа» винтовой на слип-люер «папа», пластиковый	Манжеты GE Critikon с винтовыми коннекторами на две трубки	10
300664	Коннектор «папа» винтовой на ID трубку 13/81 см, пластиковый	Манжеты GE Critikon с винтовыми коннекторами на две трубки	10
300666	Коннектор «папа» люер на ID трубку 13/81 см, пластиковый	Манжеты GE Critikon с винтовыми коннекторами на две трубки	10
300667	Коннектор «папа» люер на ID трубку 13/81 см, металлический	Welch Allyn, Baum и другие ручные системы измерения АД	10
300669	Коннектор «мама» люер на ID трубку 13/81 см, пластиковый	Welch Allyn, Baum и другие ручные системы измерения АД	10
300670	Коннектор с одного разъема ID трубки 13/81 см на 10 разъемов ID трубки 13/81 см	For Facility Wide Cuff Standardization	10
300671	Коннектор с разъема ID трубки 13/81 см на 10 разъемов ID трубки 3/20 см	For Facility Wide Cuff Standardization	10
330057	Коннектор Quick Disconnect «мама» на ID трубку 13/81 см, пластиковый	Мониторы Marquette серии 7000/7010	10
330058	Коннектор сабмин парный на ID трубку 3/20 см, пластиковый	Мониторы Datex-Ohmeda, Carescape	10
330059	Коннектор «папа» байонет на ID трубку 8/41 см, металлический	Мониторы Philips (Hewlett Packard), Siemens, Datascope and Spacelabs	10
330060	Коннектор «мама» байонет на ID трубку 13/81 см, металлический	Мониторы Philips (Hewlett Packard), Siemens, Datascope and Spacelabs	10
330064	Коннектор «мама» сабмин на ID трубку 3/20 см	For Facility Wide Cuff Standardization	10
330068	Коннектор «мама» люер на ID трубку 5/32, металлический	Мониторы GE Eagle, Dash, Tram, Solar, Mac-Lab, Cath Lab, Protocol	10

Штепсели и сменные кольца

Каталожный номер	Описание	Совместимое оборудование	Количество
330072	Штепсель для коннектора сабмин	Манжеты GE Critikon с коннекторами сабмин	50
300877	Штепсель для винтового коннектора	Манжеты GE Critikon с винтовыми коннекторами на две трубки	50
330077	Сменные кольца для коннектора воздушного шланга (330073) и воздушных шлангов (107365/107368/107366)	Мониторы GE DINAMAP MPS, Compact, мониторы серии PRO	20
330074	Дополнительная трубка 6 см	Ручные системы измерения АД	2

Руководство по подключению SpO₂

Доступность изделия к заказу. Доступность изделий может зависеть от местных нормативных требований и регуляторных процедур, поэтому некоторые коды могут быть недоступны к заказу в той или иной стране.

Совместимость датчиков

Номер
страницы

TruSignal* 80—87

OxyTip+® 88—99

Nellcor R-Cal 100—101

Masimo LNOP® 102—109

Masimo LNCS® 110—113

Nellcor OxiMax™ 114—115

Nellcor OxiSmart® 116—117

Телеметрия 118—119



Перед размещением заказа необходимо проверить доступность изделия в вашей стране в местном представительстве GE.

Инструкция по применению. Подробная информация по применению этих устройств, а также точные данные об устройствах и всех совместимых кабелях и датчиках, приведена в руководстве пользователя/инструкции по применению, прилагаемой к изделию.

Отказ от ответственности. Покупка и продажа всех указанных здесь продуктов и услуг попадает под действие условий и положений об осуществлении продаж компании GE Healthcare (см. www.gehealthcare.com). Приведенная здесь информация является точной на момент публикации, однако, компания GE Healthcare не обязана корректировать информацию, которая с течением времени может меняться, становиться неточной или неполной. Для получения самой новой информации и данных о доступности продукции свяжитесь с представительством компании GE.

Применение символа звездочки в настоящем руководстве. Названия устройств, помеченные в настоящем руководстве символом звездочки (*), являются товарными знаками компании General Electric.

	TruSignal	OxyTip+	Nellcor R-Cal – совместимые датчики производства компании GE	Masimo LNOP	Masimo LNCS	Nellcor OxiMax	Nellcor OxiSmart	Телеметрия
Пульсоксиметры								
Серия 3775, 3700, 3800, 3900, 3900P	82	90						
Пульсоксиметр GE Ohmeda TruSat®	80	88						
Пульсоксиметр GE Ohmeda TuffSat®	82	90						
Конфигурируемые мониторы пациента								
Cardiacap®/5	84	92, 94						
Cardiacap/5 с N-XOSAT	82	90						
Cardiacap/5 с N-XNSAT							116	
CARESCAPE™ V100	86	96		102, 104	110	114		
Dash 2500				102, 104	110	114		
Dash 3000/4000/5000			100	102, 104	110	114	116	
GE DINAMAP® ProCare				106, 108	112	114		
GE DINAMAP PRO 1000 v3				106, 108	112	114		
GE DINAMAP PRO v2				106, 108	112	114		
Монитор MPT, S/5 MPT		98						
Монитор S/5 Light Monitor	84	92, 94						
Мониторы PROCARE								
Монитор PROCARE® B40	86	96		102, 104	110	114		
Монитор PROCARE® B20	86	96		102, 104	110	114		
Модульные мониторы пациента								
Монитор CARESCAPE B850 с модулем данных пациента CARESCAPE с E-MASIMO с E-NSAT, E-NSATX с E-PSM (P) с E-PRESTN, E-RESTN с модулем Tram	86 86	96 96	100	102, 104 102, 104	110 110	114 114		
Монитор CARESCAPE B650 с модулем данных пациента CARESCAPE с E-MASIMO с E-NSAT, E-NSATX с E-PSM (P) с E-PRESTN, E-RESTN	86 86			102, 104 102, 104	110 110	114 114		
Мониторы B30, FM, FM Light	86	96						
Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3 с E-MASIMO с E-NSAT, E-NSATX с E-PSM (P) с E-PRESTN, E-RESTN с M-NSAT с M-NSAT с гемодинамическими M-модулями	86 86 82 84	96 96 90 92, 94		102, 104	110	114	116	
Solar® 8000/8000M/8000i и 9500 с модулем данных пациента CARESCAPE с модулем Tram			100	102, 104 102, 104	110 110	114 114		
Модули для мониторов пациента								
Модуль данных пациента CARESCAPE с модульными мониторами CARESCAPE с Solar 8000M v5/8000i v5				102, 104 102, 104	110 110	114 114		
Модуль E-MASIMO с модульными мониторами S/5, AS/3, CS/3 с модульными мониторами CARESCAPE				102, 104 102, 104	110 110			
модуль E-NSAT, E-NSATX						114		
модуль E-PSM (P) с модульными мониторами S/5, AS/3, CS/3 с монитором CARESCAPE B850 с монитором CARESCAPE B650 с мониторами FM, FM Light Monitors	86 86 86 86	96 96 96						
Модуль Tram® с монитором CARESCAPE B850 с Solar 8000/8000M/8000i и 9500			100 100	102, 104 102, 104	110 110	114 114	116116	
Другие устройства для мониторинга								
Передатчик телеметрической системы ApexPro®								118
Cardiolab®/Mac-Lab® с модулем Tram				102, 104	110	114	116	
Corometrics® 118			100				116	
Серия Corometrics 120/2120			100				116	
Серия Corometrics 250				102, 104	110	114		
Responder® 3000			100				116	

Мониторы



Пульсоксиметры
GE Ohmeda TruSat

Принадлежности	
Каталожный номер	Описание
OXY-BC-5	Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)
OXY-HB	Лента для крепления на голове
OXY-RTW	Сменная широкая адгезивная лента для манжетного датчика, датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit
OXY-RWL	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для манжетного датчика
OXY-RWM	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RWS	Сменное пенное крепление, малое, для маленьких пальцев, весовой диапазон: < 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RTB	Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit
OXY-RT	Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit
OXY-SND	Пенное крепление для детей, для использования с датчиком для чувствительной кожи

Соединительные кабели


Коннектор TruSat



Соединительный кабель
с TruSat коннектор (1/уп.)
TS-M3, 3 м



Тип датчика



Датчики для многократного использования

- TS-E-D Ушной датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-F-D Пальцевой датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-W-D Манжетный датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-SE-3 Датчик для чувствительной кожи датчик TruSignal, 1 м (3/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-SA-D Пальцевой датчик TruSignal FingerTip, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-SP-D Пальцевой датчик TruSignal PediTip, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель

Адгезивные датчики

- TS-AF-10 Адгезивный датчик TruSignal AllFit, 0,5 м (10/уп.), прилагается лента с повышенными адгезивными свойствами, необходим соединительный кабель
- TS-AF-25 Адгезивный датчик TruSignal AllFit, 0,5 м (25/уп.), прилагается лента с повышенными адгезивными свойствами, необходим соединительный кабель
- TS-AP-10 Пальцевой датчик TruSignal для взрослых и детей, 0,3 м (10/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-AP-25 Пальцевой датчик TruSignal для взрослых и детей, 0,3 м (25/уп.), необходим соединительный кабель

Интегрированные датчики

- TS-F4-MC Интегрированный пальцевой датчик TruSignal с коннектором TruSat, 4 м (1/уп.)
- TS-F4-MC Интегрированный ушной датчик TruSignal с коннектором TruSat, 4 м (1/уп.), прилагается лента для крепления на голове и клипса
- TS-SA3-MC Интегрированный пальцевой датчик TruSignal с коннектором TruSat, 3 м (1/уп.)
- TS-SP3-MC Интегрированный пальцевой датчик TruSignal PediTip с коннектором TruSat, 3 м (1/уп.)

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Мониторы




- 1. Пульсоксиметры
GE Ohmeda TuffSat
Серия 3775, 3700, а также 3800, 3900 и 3900P
- 2. Готовые конфигурации
Cardiocap/5 с опцией N-XOSAT
- 3. Модульные мониторы с модулями
Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3
с модулем M-OSAT



Принадлежности	
Каталожный номер	Описание
OXY-BC-5	Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)
OXY-HB	Лента для крепления на голове
OXY-RTW	Сменная широкая адгезивная лента для манжетного датчика, датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit
OXY-RWL	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для манжетного датчика
OXY-RWM	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RWS	Сменное пенное крепление, малое, для маленьких пальцев, весовой диапазон: < 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RTB	Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit
OXY-RT	Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit
OXY-SND	Пенное крепление для детей, для использования с датчиком для чувствительной кожи

Соединительные кабели

Коннектор Ohmeda



Соединительный кабель
с коннектором Ohmeda (1/уп.)
TS-H3, 3 м

Тип датчика

Датчики для многократного использования

- TS-F-D Пальцевой датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-W-D Манжетный датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-SE-3 Датчик для чувствительной кожи датчик TruSignal, 1 м (3/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-SA-D Пальцевой датчик TruSignal FingerTip, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-SP-D Пальцевой датчик TruSignal PediTip, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель

Адгезивные датчики

- TS-AF-10 Адгезивный датчик TruSignal AllFit, 0,5 м (10/уп.), прилагается лента с повышенными адгезивными свойствами, необходим соединительный кабель
- TS-AF-25 Адгезивный датчик TruSignal AllFit, 0,5 м (25/уп.), прилагается лента с повышенными адгезивными свойствами, необходим соединительный кабель
- TS-AP-10 Пальцевой датчик TruSignal для взрослых и детей, 0,3 м (10/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-AP-25 Пальцевой датчик TruSignal для взрослых и детей, 0,3 м (25/уп.), необходим соединительный кабель

Интегрированные датчики

- TS-W4-H Интегрированный манжетный датчик с коннектором Ohmeda, 4 м (1/уп.)
- TS-F4-H Интегрированный пальцевой датчик с коннектором Ohmeda, 4 м (1/уп.)
- TS-F1-H Интегрированный пальцевой датчик с коннектором Ohmeda, 1 м (1/уп.)
- TS-E4-H Интегрированный ушной датчик с коннектором Ohmeda, 4 м (1/уп.), прилагается лента для крепления на голове и клипса

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Расходные материалы
для мониторинга пациента

Руководство
по подключению SpO₂


Мониторы



- 1. Готовые конфигурации
Монитор Cardiacap/5 S/5 Light Monitor
- 2. Модульные мониторы с модулями
Монитор CARESCAPE B850 с модулями M-PRESTN..01 или M-RESTN..01; модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3 гемодинамическими M-модулями

Принадлежности	
Каталожный номер	Описание
OXY-BC-5	Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)
OXY-HB	Лента для крепления на голове
OXY-RTW	Сменная широкая адгезивная лента для манжетного датчика, датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit
OXY-RWL	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для манжетного датчика
OXY-RWM	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RWS	Сменное пенное кре < 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RTB	Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit
OXY-RT	Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit
OXY-SND	Пенное крепление для детей, для использования с датчиком для чувствительной кожи

Соединительные кабели



Тип датчика

Датчики для многократного использования

- TS-F-D Пальцевой датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-W-D Манжетный датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-SE-3 Датчик для чувствительной кожи датчик TruSignal, 1 м (3/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-SA-D Пальцевой датчик TruSignal FingerTip, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-SP-D Пальцевой датчик TruSignal PediTip, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель

Адгезивные датчики

- TS-AF-10 Адгезивный датчик TruSignal AllFit, 0,5 м (10/уп.), прилагается лента с повышенными адгезивными свойствами, необходим соединительный кабель
- TS-AF-25 Адгезивный датчик TruSignal AllFit, 0,5 м (25/уп.), прилагается лента с повышенными адгезивными свойствами, необходим соединительный кабель
- TS-AP-10 Пальцевой датчик TruSignal для взрослых и детей, 0,3 м (10/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-AP-25 Пальцевой датчик TruSignal для взрослых и детей, 0,3 м (25/уп.), необходим соединительный кабель

Интегрированные датчики

- TS-E4-N Ушной датчик с коннектором Datex, 4 м (1/уп.), прилагается лента для крепления на голове и клипса
- TS-F4-N Интегрированный пальцевой датчик с коннектором Datex, 4 м (1/уп.)

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Мониторы



1. Готовые конфигурации
CARESCAPE V100 с опцией GE TruSignal
Монитор B30

2. Модульные мониторы с модулями
Модульные мониторы CARESCAPE с модулем E-PRESTN, E-RESTN, E-PSM (P)
FM и FM Light с модулем E-PSM (P)
Модульные мониторы S/5 с модулем E-PRESTN, E-RESTN, E-PSM (P)

3. Мониторы PROCARE
Монитор PROCARE* B20
Монитор PROCARE* B40

Принадлежности	
Каталожный номер	Описание
OXY-BC-5	Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)
OXY-HB	Лента для крепления на голове
OXY-RTW	Сменная широкая адгезивная лента для манжетного датчика, датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit
OXY-RWL	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для манжетного датчика
OXY-RWM	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RWS	Сменное пенное крепление, малое, для маленьких пальцев, весовой диапазон: < 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RTB	Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit
OXY-RT	Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit
OXY-SND	Пенное крепление для детей, для использования с датчиком для чувствительной кожи

Соединительные кабели

Коннектор GE



Соединительный кабель с коннектором GE (1/уп.)
TS-G3, 3 м (10 ft)



Тип датчика

Датчики для многократного использования

- TS-E-D Ушной датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-F-D Пальцевой датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-W-D Манжетный датчик TruSignal, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-SE-3 Датчик для чувствительной кожи датчик TruSignal, 1 м (3/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-SA-D Пальцевой датчик TruSignal FingerTip, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-SP-D Пальцевой датчик TruSignal PediTip, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель

Адгезивные датчики

- TS-AF-10 Адгезивный датчик TruSignal AllFit, 0,5 м (10/уп.), прилагается лента с повышенными адгезивными свойствами, необходим соединительный кабель
- TS-AF-25 Адгезивный датчик TruSignal AllFit, 0,5 м (25/уп.), прилагается лента с повышенными адгезивными свойствами, необходим соединительный кабель
- TS-AP-10 Пальцевой датчик TruSignal для взрослых и детей, 0,3 м (10/уп.), необходим соединительный кабель
- TS-AP-25 Пальцевой датчик TruSignal для взрослых и детей, 0,3 м (25/уп.), необходим соединительный кабель

Интегрированные датчики

- TS-E2-GE Интегрированный ушной датчик TruSignal с коннектором GE, 2 м (1/уп.), прилагается лента для крепления на голове и клипса
- TS-E4-GE Интегрированный ушной датчик TruSignal с коннектором GE, 4 м (1/уп.), прилагается лента для крепления на голове и клипса
- TS-F2-GE Интегрированный пальцевой датчик TruSignal с коннектором GE, 2 м (1/уп.)
- TS-F4-GE Интегрированный пальцевой датчик TruSignal с коннектором GE, 4 м (1/уп.)
- TS-SA4-GE Интегрированный пальцевой датчик TruSignal FingerTip с коннектором GE, 4 м (1/уп.)
- TS-SP3-GE Интегрированный пальцевой датчик TruSignal PediTip с коннектором GE, 3 м (1/уп.)

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Мониторы




Пульсоксиметры
GE Ohmeda TruSat

Принадлежности	
Каталожный номер	Описание
OXY-BC-5	Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)
OXY-HB	Лента для крепления на голове
OXY-RTW	Сменная широкая адгезивная лента для манжетного датчика, датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit
OXY-RWL	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для манжетного датчика
OXY-RWM	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RWS	Сменное пенное крепление, малое, для маленьких пальцев, весовой диапазон: < 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RTB	Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit
OXY-RT	Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit
OXY-SND	Пенное крепление для детей, для использования с датчиком для чувствительной кожи

Линейка продуктов OxyTip+ снята с производства в 2011 году. Доступно ограниченное количество. Заменена линейкой продуктов TruSignal

Линейка продуктов OxyTip+ снята с производства в 2011 году. Доступно ограниченное количество. Заменена линейкой продуктов TruSignal. Подробная информация о замещении приведена на страницах 80—81

Тип датчика



Датчики для многократного использования

- OXY-E-UN Ушной датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- OXY-F-UN Пальцевой датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- OXY-W-UN Манжетный датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- OXY-SE-3 Датчик для чувствительной кожи датчик с коннектором UN, 0,9 м (3/уп.), необходим соединительный кабель

Адгезивные датчики

- OXY-AP-25 Адгезивный датчик для взрослых и детей (25/уп.), необходим соединительный кабель
- OXY-AP-10 Адгезивный датчик для взрослых и детей (10/уп.), необходим соединительный кабель
- OXY-AF-10 Адгезивный датчик AllFit, 0,9 м (10/уп.), прилагается лента с повышенными адгезивными свойствами, необходим соединительный кабель

Интегрированные датчики

- OXY-F4-MC Интегрированный пальцевой датчик с коннектором MC, 4 м (1/уп.)
- OXY-E4-MC Интегрированный ушной датчик с коннектором MC, 4 м (1/уп.), прилагается лента для крепления на голове и клипса

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Линейка продуктов ОхуТір+ снята с производства в 2011 году.
Доступно ограниченное количество. Заменена линейкой продуктов TruSignal

Линейка продуктов ОхуТір+ снята с производства в 2011 году. Доступно ограниченное количество.
Заменена линейкой продуктов TruSignal. Подробная информация о замещении приведена на страницах 82—83

Мониторы




- 1. Пульсоксиметры
GE Ohmeda TuffSat
3775, Серии 3700, 3800, 3900 и 3900P
- 2. Готовые конфигурации
Cardioscap/5 с опцией N-XOSAT
Мониторы респираторных газов 4700 и 5250
- 3. Модульные мониторы с модулями
Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3
с модулем M-OSAT



Принадлежности	
Каталожный номер	Описание
OXY-BC-5	Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)
OXY-HB	Лента для крепления на голове
OXY-RTW	Сменная широкая адгезивная лента для манжетного датчика, датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit.
OXY-RWL	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для манжетного датчика
OXY-RWM	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RWS	Сменное пенное крепление, малое, для маленьких пальцев, весовой диапазон: < 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RTB	Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit
OXY-RT	Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit
OXY-SND	Пенное крепление для детей, для использования с датчиком для чувствительной кожи

Тип датчика



Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Линейка продуктов ОxyTip+ снята с производства в 2011 году.
Доступно ограниченное количество. Заменена линейкой продуктов TruSignal

Линейка продуктов ОxyTip+ снята с производства в 2011 году. Доступно ограниченное количество.
Заменена линейкой продуктов TruSignal. Подробная информация о замещении приведена на страницах 84—85


Мониторы



- 1. Готовые конфигурации
Cardiicap/5
Монитор S/5 Light Monitor
- 2. Модульные мониторы с модулями
Монитор CARESCAPE B850 с модулями M-PRESTN..01
или M-RESTN..01
Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3
с гемодинамическими М-модулями

Принадлежности	
Каталожный номер	Описание
OXY-BC-5	Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)
OXY-HB	Лента для крепления на голове
OXY-RTW	Сменная широкая адгезивная лента для манжетного датчика, датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit.
OXY-RWL	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для манжетного датчика
OXY-RWM	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RWS	Сменное пенное крепление, малое, для маленьких пальцев, весовой диапазон: < 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RTB	Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit
OXY-RT	Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit
OXY-SND	Пенное крепление для детей, для использования с датчиком для чувствительной кожи

Тип датчика



Датчики для многократного использования

- OXY-F-UN Пальцевой датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- OXY-W-UN Манжетный датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- OXY-SE-3 Датчик для чувствительной кожи датчик с коннектором UN, 0,9 м (3/уп.), необходим соединительный кабель

Адгезивные датчики

- OXY-AP-25 Адгезивный датчик для взрослых и детей (25/уп.), необходим соединительный кабель
- OXY-AP-10 Адгезивный датчик для взрослых и детей (10/уп.), необходим соединительный кабель
- OXY-AF-10 Адгезивный датчик AllFit, 0,9 м (10/уп.), прилагается лента с повышенными адгезивными свойствами, необходим соединительный кабель

Интегрированные датчики

- OXY-E4-N Интегрированный ушной датчик с коннектором N, 4 м (1/уп.), прилагается лента для крепления на голове и клипса
- OXY-F4-N Интегрированный пальцевой датчик с коннектором N, 4 м (1/уп.)

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Расходные материалы
для мониторинга пациента

Руководство
по подключению SpO₂


Мониторы



- 1. Готовые конфигурации
Cardiocap/5
Монитор S/5 Light Monitor
- 2. Модульные мониторы с модулями
Монитор CARESCAPE B850 с модулями M-PRESTN..01
или M-RESTN..01
Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3 с гемодинамическими
М-модулями

Принадлежности	
Каталожный номер	Описание
OXY-BC-5	Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)
OXY-HB	Лента для крепления на голове
OXY-RTW	Сменная широкая адгезивная лента для манжетного датчика, датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit
OXY-RWL	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для манжетного датчика
OXY-RWM	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RWS	Сменное пенное крепление, малое, весовой диапазон: < 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RTB	Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit
OXY-RT	Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit
OXY-SLA	Кабель с переходником OxyTip+, 0,5 м
OXY-SLC	Кабель с переходником OxyTip+, 2 м
OXY-SND	Пенное крепление для детей, для использования с датчиком для чувствительной кожи

Тип датчика



Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.


Мониторы



- 1. Готовые конфигурации
Монитор CARESCAPE B30 V100 с опцией GE TruSignal
- 2. Модульные мониторы с модулями
Монитор CARESCAPE B850 с модулями E-PRESTN, E-RESTN, E-PSM (P) FM и FM Light с модулем E-PSM (P)
Модульные мониторы S/5 с модулем E-PRESTN, E-RESTN, E-PSM (P)
- 3. Мониторы PROCARE
Монитор PROCARE B20
Монитор PROCARE B40

Принадлежности	
Каталожный номер	Описание
OXY-BC-5	Клипса для использования у постели пациента (5/уп.)
OXY-HB	Лента для крепления на голове
OXY-RTW	Сменная широкая адгезивная лента для манжетного датчика, датчика для чувствительной кожи и датчика AllFit.
OXY-RWL	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для манжетного датчика
OXY-RWM	Сменное пенное крепление, большое, весовой диапазон: ≥ 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RWS	Сменное пенное крепление, малое, для маленьких пальцев, весовой диапазон: < 3 кг для датчика для чувствительной кожи
OXY-RTB	Сменная адгезивная лента (несущая) для датчика AllFit
OXY-RT	Сменная адгезивная лента (синяя) для датчика AllFit
OXY-SND	Пенное крепление для детей, для использования с датчиком для чувствительной кожи

Тип датчика



Датчики для многократного использования

- OXY-E-UN Ушной датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- OXY-F-UN Пальцевой датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- OXY-W-UN Манжетный датчик с коннектором UN, 1 м (1/уп.), необходим соединительный кабель
- OXY-SE-3 Датчик для чувствительной кожи датчик с коннектором UN, 0,9 м (3/уп.), необходим соединительный кабель

Адгезивные датчики

- OXY-AP-25 Адгезивный датчик для взрослых и детей (25/уп.), необходим соединительный кабель
- OXY-AP-10 Адгезивный датчик для взрослых и детей (10/уп.), необходим соединительный кабель
- OXY-AF-10 Адгезивный датчик AllFit, 0,9 м (10/уп.), прилагается лента с повышенными адгезивными свойствами, необходим соединительный кабель

Интегрированные датчики

- OXY-E4-GE Интегрированный ушной датчик с коннектором GE, 4 м (1/уп.), прилагается лента для крепления на голове и клипса
- OXY-E2-GE Интегрированный ушной датчик с коннектором GE, 2 м (1/уп.), прилагается лента для крепления на голове и клипса
- OXY-F4-GE Интегрированный пальцевой датчик с коннектором GE, 4 м (1/уп.)
- OXY-F2-GE Интегрированный пальцевой датчик с коннектором GE, 2 м (1/уп.)

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Мониторы



Монитор МРТ

Тип встроенного кабеля или датчика

Датчики для многократного использования



OXY-FMR Интегрированный пальцевой датчик МРТ для взрослых, с прямоугольным коннектором, 6 м



OXY-WMR Интегрированный манжетный датчик МРТ для детей, с прямоугольным коннектором, 6 м



Монитор S/5 МРТ



SAS-FMR Интегрированный пальцевой датчик МРТ для взрослых, с круглым коннектором, 6 м



SAS-WMR Интегрированный манжетный датчик МРТ для детей, с круглым коннектором, 6 м

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Мониторы




1. Готовые конфигурации
Серия Corometrics 120/2120
Dash 3000/4000 с устаревшей опцией Marquette
Dash 3000/4000/5000 с опцией GE Ohmeda
Responder 3000 с опцией Nellcor
2. Модульные мониторы с модулями
Монитор CARESCAPE B850
 с модулем GE SpO₂ для Tram-Rac
 с модулем Tram 451/451N/851/851N
Solar 8000/8000M/8000i
 с модулем GE SpO₂ для Tram-Rac
 с модулем Tram 451/451N/851/851N
Solar 9500 с модулем Tram 451/451N/851/851N

Corometrics 118*

Соединительные кабели

GE



Соединительный кабель
с коннектором GE и коннектором
Nellcor OxiSmart
2006644-001, 2,9 м

Тип датчика

Датчики для многократного использования

- 2023211-001 Пальцевой датчик, совместимый с Nellcor,
с коннектором DB9, 1 м
- 2023215-001 Ушной датчик, совместимый с Nellcor, с коннектором DB9,
1 м

Адгезивные датчики

- 2023216-001 Адгезивный датчик, совместимый с Nellcor,
для детей/взрослых, с коннектором DB9 (24/уп.)



Соединительный кабель Nellcor
Corometrics 118, для монитора
4033CAX, 3 м

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Мониторы



1. Готовые конфигурации

CARESCAPE V100 с опцией Masimo
Серия Corometrics 250 с опцией Masimo
Dash 2500 с опцией Masimo
Dash 3000/4000/5000 с опцией Masimo

2. Модульные мониторы с модулями

Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3 с модулем E-MASIMO
CardioLab/Mac-Lab с модулем Tram 451M
Монитор CARESCAPE B850
 с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
 с модулем E-MASIMO
 с модулем Masimo SpO₂ для Tram-Rac
 с модулем Tram 451M/851M
Монитор CARESCAPE B650
 с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
 с модулем E-MASIMO
Solar 8000M v5/8000i v5
 с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
 с модулем Tram 451M/851M
Solar 8000/8000M/8000i
 с модулем Masimo SpO₂ для Tram-Rac
 с модулем Tram 451M/851M
Solar 9500 с модулем Tram 451M/851M


3. Мониторы PROCARE

Монитор PROCARE B20 с опцией Masimo
Монитор PROCARE B40 с опцией Masimo

Принадлежности	
Каталожный номер	Описание
2010469-001	Стандартное одноразовое универсальное ленточное крепление Masimo, для взрослых/детей старшего и младшего возраста Адгезивные ленточные крепления для использования с многоразовыми датчиками LNOP-YI Multisite (100/уп.)
2010471-001	Адгезивная лента Masimo для LNOP-YI (12/уп.)
2049580-001	Сменная лента Masimo для серии LNOP Neo-L для использования с 2017089-001 (100/уп.)
2049581-001	Сменные ленточные крепления Masimo для неонатального применения с LNOP Neo-Pt-L Newborn для использования с 2017090-001 (100/уп.)

Соединительные кабели

GE



Соединительный кабель
с коннектором GE и коннектором
Masimo LNOP
2017002-002, 1,2 м
2017002-003, 2,4 м
2017002-001, 3,6 м

Тип датчика

Датчики для многократного использования

- 2002800-001 Пальцевой датчик Masimo LNOP LNOP/DCI для многократного применения, для взрослых
- 2002799-001 Пальцевой датчик Masimo LNOP LNOP/DCIP для многократного применения, для детей
- 2010463-001 Универсальный датчик Masimo LNOP-YI
- 2027274-001 Ушной датчик Masimo типа Tip-Clip LNOP TC-I для многократного применения
- 2009745-001 Пальцевой датчик Masimo LNOP LNOP DC-195 для многократного применения, для взрослых, подключается непосредственно к соединительному кабелю

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Мониторы



1. Готовые конфигурации

CARESCAPE V100 с опцией Masimo
Серия Corometrics 250 с опцией Masimo
Dash 2500 с опцией Masimo
Dash 3000/4000/5000 с опцией Masimo

2. Модульные мониторы с модулями

Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3 с модулем E-MASIMO
CardioLab/Mac-Lab с модулем Tram 451M
Монитор CARESCAPE B850
с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
с модулем E-MASIMO
с модулем Masimo SpO₂ для Tram-Rac
с модулем Tram 451M/851M
Монитор CARESCAPE B650
с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
с модулем E-MASIMO
Solar 8000M v5/8000i v5
с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
с модулем Tram 451M/851M
Solar 8000/8000M/8000i
с модулем Masimo SpO₂ для Tram-Rac
с модулем Tram 451M/851M
Solar 9500 с модулем Tram

3. Мониторы PROCARE

Монитор PROCARE B20 с опцией Masimo
Монитор PROCARE B40 с опцией Masimo

Принадлежности	
Каталожный номер	Описание
2010469-001	Стандартное одноразовое универсальное ленточное крепление Masimo, для взрослых/детей старшего и младшего возраста Адгезивные ленточные крепления для использования с многоразовыми датчиками LNOP-YI Multisite (100/уп.)
2010471-001	Адгезивная лента Masimo для LNOP-YI (12/уп.)
2049580-001	Сменная лента Masimo для серии LNOP Neo-L для использования с 201 7089-001 (100/уп.)
2049581-001	Сменные ленточные крепления Masimo для неонатального применения с LNOP Neo-Pt-L Newborn для использования с 2017090-001 (100/уп.)

Соединительные кабели



Соединительный кабель
с коннектором GE
и коннектором Masimo LNOP
2017002-001, 3,6 м
2017002-002, 1,2 м
2017002-003, 2,4 м

Тип датчика

Датчики подключаются непосредственно к соединительному кабелю

Адгезивные датчики

2010458-001

Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP, LNOP-Adt, для взрослых (20/уп.)

2010459-001

Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP, LNOP-Pdt, для детей (20/уп.)

2017089-001

Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP, LNOP-Neo-L, для новорожденных (20/уп.)

2017090-001

Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP, LNOP-NeoPt-L, для новорожденных (20/уп.)

2027269-001

Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP, LNOP-Adtx, для взрослых, с прозрачной пленкой (20/уп.)

2027270-001

Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP, LNOP-Pdtx, для детей, с прозрачной пленкой (20/уп.)

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.


Мониторы



Готовые конфигурации
GE DINAMAP ProCare с опцией Masimo
GE DINAMAP PRO v2 с опцией Masimo
GE DINAMAP PRO 1000 v3c опцией Masimo

Соединительные кабели

Тип датчика



- Датчики для многократного использования**
- 2002800-001 Пальцевой датчик Masimo LNOP LNOP/DCI для многократного применения, для взрослых
 - 2002799-001 Пальцевой датчик Masimo LNOP LNOP/DCIP для многократного применения, для детей
 - 2010463-001 Универсальный датчик Masimo LNOP-YI
 - 2027274-001 Ушной датчик Masimo типа Tip-Clip LNOP TC-I для многократного применения
 - 2009745-001 Пальцевой датчик Masimo LNOP LNOP DC-195 для многократного применения, для взрослых, подключается непосредственно к соединительному кабелю
- Интегрированные датчики**
- 2027276-001 Интегрированный датчик Masimo LNOP DCSC для многократного применения, для взрослых, 0,9 м
 - 2027277-001 Интегрированный датчик Masimo LNOP DC-I-DC-12 для многократного применения, для взрослых, 3,6 м

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Мониторы



Готовые конфигурации
GE DINAMAP ProCare с опцией Masimo
GE DINAMAP PRO v2 с опцией Masimo
GE DINAMAP PRO 1000 v3c опцией Masimo

Соединительные кабели



Соединительный кабель
Masimo PCO8 LNOP
2009743-001, 2,4 м

Соединительный кабель
Masimo PCO4 LNOP
2027278-001, 1,2 м

Тип датчика

Адгезивные датчики




2010458-001 Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP, LNOP-Adt, для взрослых (20/уп.)




2010459-001 Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP, LNOP-Pdt, для детей (20/уп.)



2017089-001 Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP, LNOP-Neo-L, для новорожденных (20/уп.)



2017090-001 Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP, LNOP-NeoPt-L, для новорожденных (20/уп.)



2027269-001 Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP, LNOP-Adtx, для взрослых, с прозрачной пленкой (20/уп.)



2027270-001 Одноразовый адгезивный датчик Masimo LNOP, LNOP-Pdtx, для детей, с прозрачной пленкой (20/уп.)

Датчики
подключаются
непосредственно
к соединитель-
ному кабелю

Принадлежности	
Каталожный номер	Описание
2010469-001	Стандартное одноразовое универсальное ленточное крепление Masimo, для взрослых/детей старшего и младшего возраста Адгезивные ленточные крепления для использования с многоразовыми датчиками LNOP-YI Multisite (100/уп.)
2010471-001	Адгезивная лента Masimo для LNOP-YI (12/уп.)
2049580-001	Сменная лента Masimo для серии LNOP Neo-L для использования с 2017089-001 (100/уп.)
2049581-001	Сменные ленточные крепления Masimo для неонатального применения с LNOP Neo-Pt-L Newborn для использования с 2017090-001 (100/уп.)

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Мониторы



1. Готовые конфигурации

CARESCAPE V100 с опцией Masimo
Серия Corometrics 250 с опцией Masimo
Dash 2500 с опцией Masimo
Dash 3000/4000/5000 с опцией Masimo

2. Модульные мониторы с модулями

Модульные мониторы S/5, AS/3, CS/3 с модулем E-MASIMO
CardioLab/Mac-Lab с модулем Tram 451M
Монитор CARESCAPE B850
с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
с модулем E-MASIMO
с модулем Masimo SpO₂ для Tram-Rac
с модулем Tram 451M/851M
Монитор CARESCAPE B650
с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
с модулем E-MASIMO
Solar 8000M v5/8000i v5
с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Masimo
с модулем Tram 451M/851M
Solar 8000/8000M/8000i
с модулем Masimo SpO₂ для Tram-Rac
с модулем Tram 451M/851M
Solar 9500 с модулем Tram 451M/851M

3. Мониторы PROCARE

Монитор PROCARE B20 с опцией Masimo
Монитор PROCARE B40 с опцией Masimo

Соединительные кабели

GE



Соединительный кабель
Masimo LNC-10
для серий Dash, Tram, Corometrics
2027263-002, 3 м

Тип датчика

Датчики для многократного использования

- 2027258-001 Датчик Masimo LNCS DCI для многократного применения, для взрослых
- 2027259-001 Датчик Masimo LNCS DCIP для многократного применения, для детей
- 2027261-001 Ушной датчик Masimo LNCS TCI-I DCI TipClip для многократного применения

Адгезивные датчики

- 2027253-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Adtx, для взрослых (20/уп.)
- 2027254-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Pdtx, для детей (20/уп.)
- 2051068-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Inf, для новорожденных (20/уп.)
- 2051069-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Neo, для новорожденных (20/уп.)
- 2051070-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Neo-Pt, для новорожденных (20/уп.)

Принадлежности

Каталожный номер	Описание
2051071-001	Сменная лента для датчиков серии LNCS Inf (100/уп.)
051073-001	Сменная лента для датчиков серии Neo (100/уп.)
2051074-001	Сменная лента для датчиков серии NeoPt (10/уп.)

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Мониторы



Готовые конфигурации


GE DINAMAP ProCare с опцией Masimo
GE DINAMAP PRO v2 с опцией Masimo
GE DINAMAP PRO 1000 v3c опцией Masimo

Соединительные кабели



Соединительный кабель
Masimo LNC-10
для серии GE DINAMAP
2027263-001, 3 м

Тип датчика



Датчики для многократного использования

- 2027258-001 Датчик Masimo LNCS DCI для многократного применения, для взрослых
- 2027259-001 Датчик Masimo LNCS DCIP для многократного применения, для детей
- 2027261-001 Ушной датчик Masimo LNCS TCI-I DCI TipClip для многократного применения

Адгезивные датчики

- 2027253-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Adtx, для взрослых (20/уп.)
- 2027254-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Pdtx, для детей (20/уп.)
- 2051068-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Inf, для новорожденных (20/уп.)
- 2051069-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Neo, для новорожденных (20/уп.)
- 2051070-001 Адгезивный датчик Masimo LNCS, LNCS-Neo-Pt, для новорожденных (20/уп.)

Принадлежности	
Каталожный номер	Описание
2051071-001	Сменная лента для датчиков серии LNCS Inf (100/уп.)
051073-001	Сменная лента для датчиков серии Neo (100/уп.)
2051074-001	Сменная лента для датчиков серии NeoPt (10/уп.)

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Мониторы



OxiMax

- Монитор CARESCAPE B850 с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Nellcor OxiMax™
- Монитор CARESCAPE B650 с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Nellcor OxiMax
- CARESCAPE V100 с опцией Nellcor OxiMax
- Cardiolab/Mac-Lab с модулем Tram 451N5
- Dash 2500 с опцией Nellcor OxiMax
- Dash 3000/4000/5000 с опцией Nellcor OxiMax
- Solar 8000/8000M/8000i и 9500 с модулем Tram 451N5/851N5
- Solar 8000M v5/8000i v5 с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Nellcor OxiMax
- Монитор PROCARE B20 с опцией Nellcor OxiMax
- Монитор PROCARE B40 с опцией Nellcor OxiMax
- Модуль E-NSATX для модульных мониторов S/5, AS/3, CS/3 и модульных мониторов CARESCAPE



OxiMax

- GE DINAMAP ProCare с опцией Nellcor OxiMax
- GE DINAMAP PRO Series v2 с опцией Nellcor OxiMax
- GE DINAMAP PRO 1000 v3 с опцией Nellcor OxiMax
- Модуль E-NSAT для модульных мониторов S/5, AS/3, CS/3 и модульных мониторов CARESCAPE




Серия Corometrics 250 Series с опцией Nellcor OxiMax

Соединительные кабели

Тип датчика

GE



Соединительный кабель с коннектором GE и коннектором Nellcor OxiMax
2021406-001, 3 м
2021406-002, 1,2 м

Датчики для многократного использования

407705-006 Пальцевой датчик Nellcor DuraSensor для многократного применения DS-100A (1/уп.)†

414248-001 Датчик Nellcor SpO₂ OXI-P/I для многократного применения, для детей старшего и младшего возраста (1/уп.)†

GE



Интерфейсный кабель Nellcor OxiMaxDOC-10
2008773-001, 2,9 м

GE



Соединительный кабель с коннектором GE и коннектором Nellcor OxiMax (только для серии Corometrics)
2025350-001, 3 м

† Все данные о Nellcor в данном руководстве характеризуются ограниченной доступностью. Обратитесь в местное торговое представительство компании GE.

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Мониторы



OxiSmart

Монитор CARESCAPE B850 с модулем Tram 451/451N/851/851N
CardioLab/Mac-Lab с модулем Tram 451/451N
Серия Corometrics 120/2120
Dash 3000/4000 с устаревшей опцией Marquette
Dash 3000/4000/5000 с опцией GE Ohmeda
Responder 3000 с опцией Nellcor OxiSmart
Solar 8000/8000M/8000i и 9500 с модулем Tram 451/451N/851/851N

Расходные материалы
для мониторинга пациента

Модуль M-NSAT для модульных мониторов S/5, AS/3, CS/3 и модульных мониторов CARESCAPE†
Монитор с готовой конфигурацией: Cardiocap/5 с опцией N-XNSAT Nellcor



Corometrics 118*

*Данные о совместимости версий модулей M-NSAT приведены в Руководстве пользователя монитора CARESCAPE Monitor B850 или монитора CARESCAPE Monitor B650.

Соединительные кабели

GE



Соединительный кабель с коннектором GE и коннектором Nellcor OxiSmart 2006644-001, 2,9 м

Тип датчика

Датчики для многократного использования

407705-006 Пальцевой датчик Nellcor DuraSensor для многократного применения DS-100A (1/уп.)†

414248-001 Датчик Nellcor SpO₂ OXI-P/I для многократного применения, для детей старшего и младшего возраста (1/уп.)†



Соединительный кабель Nellcor MC-10 903131, 3 м



Соединительный кабель Nellcor Corometrics 118, для монитора 4033CAH, 3 м

† Все данные о Nellcor в данном руководстве характеризуются ограниченной доступностью. Обратитесь в местное торговое представительство компании GE.

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Руководство
по подключению SpO₂

Мониторы



Передатчик телеметрической системы CARESCAPE T4



Передатчик телеметрической системы ApexPro CH



Передатчик телеметрической системы CARESCAPE T14



Передатчик телеметрической системы ApexPro FH


Соединительные кабели



Nonin® Xpod для передатчиков телеметрической системы ApexPro, ApexPro CH и CARESCAPE T14
TLM-Xpod-CH=xxx
TLM-Xpod-CH

Где xxx – язык страны:
DAN
DUT
ENG
FRE
GER
GRE
ITA
NOR
POL
POR
SPA
SWE

Тип датчика



Датчики для многократного использования

- 420970-001 Пальцевой зажимной датчик Nonin для многократного применения, для взрослых, 1 м
- 420970-002 Пальцевой зажимной датчик Nonin для многократного применения, для детей, 1 м
- 420970-004 Ушной зажимной датчик Nonin для многократного применения, для взрослых, 1 м



Nonin Xpod для трансивера телеметрической системы ApexPro FH
TLM-Xpod-FH=ENG

Принадлежности

Каталожный номер	Описание
420970-010	Лента для фиксации датчика, 100/уп.
420970-011	Полоски, гидрогелевая лента, 25/уп.

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Мониторы



- OxiMax**
- Монитор CARESCAPE B850 с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Nellcor OxiMax™ с модулем Tram 451N5/851N5
 - Монитор CARESCAPE B650 с модулем данных пациента CARESCAPE и опцией Nellcor OxiMax
 - CARESCAPE V100 с опцией Nellcor OxiMax
 - Cardiolab/Mac-Lab с модулем Tram 451N5
 - Dash 2500 с опцией Nellcor OxiMax
 - Dash 3000/4000/5000 с опцией Nellcor OxiMax
 - Solar 8000/8000M/8000i и 9500 с модулем Tram 451N5/851N5
 - Solar 8000M v5/8000i v5 с модулем данных пациента CARESCAPE с опцией Nellcor OxiMax
 - Модуль E-NSATX для модульных мониторов S/5, AS/3, CS/3 и модульных мониторов CARESCAPE



- OxiMax**
- GE DINAMAP ProCare с опцией Nellcor OxiMax
 - GE DINAMAP PRO Series v2 с опцией Nellcor OxiMax
 - GE DINAMAP PRO 1000 v3 с опцией Nellcor OxiMax
 - Модуль E-NSAT для модульных мониторов S/5, AS/3, CS/3 и модульных мониторов CARESCAPE



Серия Corometrics 250 Series с опцией Nellcor OxiMax

Соединительные кабели

GE



Соединительный кабель с коннектором GE и коннектором Nellcor OxiMax
2021406-001 3 м
2021406-002 1,2 м

GE



Интерфейсный кабель Nellcor OxiMaxDOC-10
2008773-001 2,9 м

GE



Соединительный кабель с коннектором GE и коннектором Nellcor OxiMax (только для серии Corometrics)
2025350-001 3 м

В регионах, где на распространение датчиков заключен договор с компанией Covidien.

Тип датчика

- | | | |
|--|-------------|---|
| | 70124021 | Пальцевой датчик Nellcor DuraSensor для многократного применения DS100A (1/уп.) |
| | 70124033 | Универсальный датчик Nellcor SpO ₂ D-YS |
| | 70124034 | Ушной зажим Nellcor SpO ₂ D-YSE, для применения с 70124033 (1/уп.) |
| | 70124035 | Датчик Nellcor SpO ₂ OXY-A/N, для новорожденных и взрослых (1/уп.) |
| | 414248-001 | Датчик Nellcor SpO ₂ OXI-P/I, для детей старшего и младшего возраста (1/уп.) |
| | 70124022 | Адгезивный датчик Nellcor SpO ₂ MAX-P, для детей старшего возраста (24/уп.) |
| | 70124026 | Адгезивный датчик Nellcor SpO ₂ MAX-I, для детей младшего возраста (24/уп.) |
| | 70124032 | Адгезивный датчик Nellcor SpO ₂ MAX-N, для новорожденных (24/уп.) |
| | 70124027 | Адгезивный датчик Nellcor SpO ₂ MAX-A, для взрослых (24/уп.) |
| | 407705-005 | Адгезивный назальный датчик Nellcor SpO ₂ MAX-R (24/уп.) |
| | 2028117-001 | Адгезивный длинный датчик Nellcor SpO ₂ MAX-AL (24/уп.) |

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Мониторы



OxiSmart
Монитор CARESCAPE B850 с модулем Tram 451/451N/851/851N
CardioLab/Mac-Lab с модулем Tram 451/451N
Серия Corometrics 120/2120
Dash 3000/4000 с устаревшей опцией Marquette
Dash 3000/4000/5000 с опцией GE Ohmeda
Responder 3000 с опцией Nellcor OxiSmart
Solar 8000/8000M/8000i и 9500 с модулем Tram 451/451N/851/851N

Модуль M-NSAT для модульных мониторов S/5, AS/3, CS/3 и модульных мониторов CARESCAPE†
Монитор с готовой конфигурацией: Cardioscap/5 с опцией N-XNSAT Nellcor



Corometrics 118*

*Данные о совместимости версий модулей M-NSAT приведены в руководстве пользователя монитора CARESCAPE Monitor B850 или монитора CARESCAPE Monitor B650.

Соединительные кабели

GE



Соединительный кабель с коннектором GE и коннектором Nellcor OxiSmart 2006644-001 2,9 м



Соединительный кабель Nellcor MC-10 903131 3 м



Соединительный кабель Nellcor Corometrics 118, для монитора 4033CAX 3 м

В регионах, где на распространение датчиков заключен договор с компанией Covidien.

Тип датчика

	70124021	Пальцевой датчик Nellcor DuraSensor для многократного применения DS100A (1/уп.)
	70124033	Универсальный датчик Nellcor SpO ₂ D-YS
	70124034	Ушной зажим Nellcor SpO ₂ D-YSE, для применения с 70124033 (1/уп.)
	70124035	Датчик Nellcor SpO ₂ OXY-A/N, для новорожденных и взрослых (1/уп.)
	414248-001	Датчик Nellcor SpO ₂ OXI-P/I, для детей старшего и младшего возраста (1/уп.)
	70124022	Адгезивный датчик Nellcor SpO ₂ MAX-P, для детей старшего возраста (24/уп.)
	70124026	Адгезивный датчик Nellcor SpO ₂ MAX-I, для детей младшего возраста (24/уп.)
	70124027	Адгезивный датчик Nellcor SpO ₂ MAX-A, для взрослых (24/уп.)
	70124032	Адгезивный датчик Nellcor SpO ₂ MAX-N, для новорожденных (24/уп.)
	407705-005	Адгезивный назальный датчик Nellcor SpO ₂ MAX-R (24/уп.)
	2028117-001	Адгезивный длинный датчик Nellcor SpO ₂ MAX-AL (24/уп.)

Примечание. В данном справочнике приведены данные о кабелях и датчиках различных технологий для оценки SpO₂. Всегда проверяйте полный перечень совместимых кабелей и датчиков в соответствующем Руководстве пользователя к устройству.

Спирометрия

Используются при измерении параметров, характеризующих объем дыхательных газов, а также эффективность дыхательных движений и вентиляции легких.

Наборы для проведения спирометрии

Наборы для проведения спирометрии, предлагаемые компанией GE Healthcare, могут использоваться в самых различных клинических ситуациях.

- Всякий раз, когда пациента подключают к аппарату для проведения искусственной вентиляции легких.
- Вне зависимости от типа наркозно-дыхательного оборудования.
- Независимо от возраста вашего пациента — от новорожденного до взрослого

Датчики потока D-Lite позволяют одновременно измерять характеристики потока дыхательных газов, механику легких и уровень обмена веществ. Все параметры измеряются при помощи одного миниатюрного сенсора и устройства для забора проб газов, специально разработанных в компании GE Healthcare для проведения спирометрии. В датчике D-lite имеются 3 отдельных порта — один используется для отбора проб газовой смеси, а два других — для измерения давления¹. Располагаясь непосредственно в дыхательном контуре пациента, датчик D-lite позволяет получать непрерывную и точную информацию об изменениях респираторного статуса.

Для удовлетворения различных клинических потребностей при неизменной точности показаний выпускается ряд модификаций датчиков потока D-Lite, спирометрических трубок и линий для отбора проб газовой смеси.

- Миниатюрные датчики могут использоваться в любой клинической ситуации, предполагающей проведение газового мониторинга при помощи технологий GE Healthcare (при проведении ингаляционного наркоза или при искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии).
- Датчик Pedi-lite предназначен для проведения измерений у детей младшего возраста.
- D-lite+ и Pedi-lite+ — это датчики, которые могут использоваться во влажной среде, например, в сочетании с активными увлажнителями.
- Имеется несколько вариантов спирометрических трубок различной длины.
- Предварительно собранные наборы для отделения интенсивной терапии или для операционной ускоряют настройку оборудования

¹Meriläinen P, Hänninen H, Tuomaala L: A novel sensor for routine continuous spirometry of intubated patients J. Clin Monit 1993; 9:374-380

Датчики потока D-Lite

Многоразовые датчики потока D-Lite

Каталожный номер	Датчик	Материал, цвет	Возрастная категория пациентов	Рекомендовано использование тепло- и влагообменника (ТВО)	Пределы измерений (дыхательный объем)	Точность	Объем «мертвого» пространства	Сопротивление
733910	D-lite	Поливинил-сульфон, прозрачный желтый	Взрослые	Да	150—2000 мл	± 6 % или 30 мл	9,5 мл	0,5 см H ₂ O/30 л/мин.
73393	Pedi-lite	Поливинил-сульфон, прозрачный желтый	Дети	Да	15—300 мл	± 6 % или 4 мл	2,5 мл	1 см H ₂ O/15 л/мин.

Одноразовые датчики потока D-Lite

Каталожный номер	Датчик	Материал, цвет	Возрастная категория пациентов	Рекомендовано использование тепло- и влагообменника (ТВО)	Пределы измерений (дыхательный объем)	Точность	Объем «мертвого» пространства	Сопротивление
896952	D-lite+	Полистирен, прозрачный	Взрослые (условия с высокой влажностью)	Нет	150—2000 мл	± 6 % или 30 мл	9,5 мл	0,5 см H ₂ O/30 л/мин.
733950	D-lite	Полистирен, желтый	Взрослые	Да	150—2000 мл	± 6 % или 30 мл	9,5 мл	0,5 см H ₂ O/30 л/мин.
8001948	Pedi-lite+	Полистирен, прозрачный	Взрослые (условия с высокой влажностью)	Нет	15—300 мл	± 6 % или 4 мл	2,5 мл	1 см H ₂ O/15 л/мин.

Прочие принадлежности

Одноразовые спирометрические трубки

Каталожный номер	Длина (м)
890031	2
884101	3
891191	6

Обратите внимание: совместно с модулем для измерения уровня метаболизма следует использовать спирометрические трубки и линию для отбора газовых проб длиной 2 м.

Одноразовые наборы для проведения спирометрии

Каталожный номер	Область применения
894255	Интенсивная терапия
889560	Анестезиология
8002718	Педиатрический (условия с высокой влажностью; длина 2 м)
8004381	Условия с высокой влажностью; длина 2 м
8004382	Условия с высокой влажностью; длина 3 м
M1032634	Педиатрический (условия с высокой влажностью; длина 3 м)

Обслуживание

Датчик потока	1. Чистка		2. Дезинфекция		3. Стерилизация, максимальная температура 132 °C
	Машинная чистка	Протирание обычным моющим раствором	Машинная чистка	Погружение в дезинфицирующий раствор	Паровое автоклавирование
D-Lite	×	0	×	0	0
Pedi-Lite	×	0	×	0	0

× — рекомендуется; 0 — при необходимости

Инструкция по эксплуатации. Для получения подробной информации об использовании продукта всегда обращайтесь к инструкции по эксплуатации, прилагаемой к данному устройству.

Температурные датчики VitalTemp

Индивидуальные температурные датчики для каждого пациента с новыми моделями из серии продуктов для температурного мониторинга VitalTemp™

Подключайтесь

- Безопасны для пациента, так как не содержат латекс
- Температурные датчики и соединительные кабели, предлагаемые компанией GE Healthcare, помогут вам более эффективно использовать возможности наших технологий мониторинга состояния пациента
- Варианты использования: пальцы рук или ног, уши, пищевод, носоглотка, прямая кишка, мочевого пузыря

Компания GE Healthcare предлагает комплексное решение


Приобретая дополнительные принадлежности и расходные материалы у одного поставщика, вы снижаете организационные расходы на оформление заявок, поиск других производителей и экспертизу контрактов. Кроме того, это позволяет сэкономить на особенностях заключаемых договоров на поставку, например, при помощи продления контрактов или путем заключения соглашений об отсроченной покупке. И в тех случаях, когда вашим основным поставщиком является компания GE Healthcare, вы получаете дополнительные преимущества в виде отдельного сервисного подразделения, занимающегося только поставками и консультационным обслуживанием, а также становитесь партнером глобальной организации с международной сетью сбыта.

- ☐ Продукты, отмеченные данным цветом, поставляются в асептической упаковке; в них используется термистор 400 серии.
- ☐ Продукты, не отмеченные каким-либо цветом, поставляются в стерильной упаковке; в них используется термистор 400 серии.
- ☐ Продукты, отмеченные данным цветом, поставляются в асептической упаковке; в них используется термистор 700 серии.
- ☐ Продукты, отмеченные данным цветом, поставляются в нестерильной упаковке; в них используется термистор 400 серии.


Универсальные одноразовые температурные датчики

Номер для повторного заказа	Описание	Размеры (мм)	Количество в упаковке (шт.)
1016	Универсальный датчик диаметром 9 Fr	Диаметр датчика: 3,0	50
M1024229	Универсальный датчик диаметром 9 Fr	Диаметр датчика: 3,0	25
1026	Универсальный датчик диаметром 9 Fr	Диаметр датчика: 3,0	50
M1024231	Универсальный датчик диаметром 12 Fr	Диаметр датчика: 4,0	25

Универсальные датчики из непористого материала можно использовать в любом отделении лечебного учреждения для повседневного наблюдения за центральной температурой тела пациента. Их можно вводить перорально или ректально.



Универсальные датчики можно размещать в пищеводе, или в прямой кишке.



Накожные датчики

Номер для повторного заказа	Описание	Размеры (мм)	Количество в упаковке (шт.)
1017	Накожный датчик	Диаметр датчика: 25 Толщина датчика: 46,5	50
M1024222	Накожный датчик	Диаметр датчика: 25	25
1027	Накожный датчик	Диаметр датчика: 25 Толщина датчика: 46,5	50

Накожные датчики измеряют поверхностную температуру тела и являются достаточно универсальными для использования в самых различных медицинских областях. Эти датчики крепятся к кожным покровам при помощи нейтрального клеевого материала, не сенсibiliзирующего иммунную систему пациента. Внешняя часть датчика при помощи майларового покрытия защищена от охлаждения воздушными потоками, что значительно расширяет возможности его размещения.



Накожные датчики могут размещаться на пальцах рук и ног или в подмышечной впадине.

Ушные датчики

Номер для повторного заказа	Описание	Размеры (мм)	Количество в упаковке (шт.)
M1024233	Ушной датчик с наконечником из пеноматериала	Диаметр ватного шарика соответствует диаметру наружного слухового прохода	25
M1024233	Ушной датчик без наконечника из пеноматериала	Диаметр ватного шарика соответствует диаметру наружного слухового прохода	25

Особенность конструкции в виде атравматичного ватного кончика позволяет безопасно и с легкостью размещать ушной датчик в слуховом канале. Дополнительный наконечник из пеноматериала снижает влияние окружающего воздуха на точность измерения температуры тела. При помощи неинвазивных ушных датчиков можно измерять центральную температуру тела пациента при проведении оперативного вмешательства, в ожоговом или приемном отделении, а также в отделении интенсивной терапии (ОИТ) новорожденных или в ОИТ для психиатрических больных.



Ушные датчики размещаются в наружном слуховом проходе.

Катетеры Фолея с температурным датчиком

Номер для повторного заказа	Описание	Размеры (мм)	Количество в упаковке (шт.)
M1024239	Катетер Фолея диаметром 14 Fr	Диаметр трубки: 4,7 Объем манжетки: 5—15	25
M1024242	Катетер Фолея диаметром 16 Fr	Диаметр трубки: 5,3 Объем манжетки: 5—15	25
M1024244	Катетер Фолея диаметром 18 Fr	Диаметр трубки: 6,2 Объем манжетки: 5—15	25

При помощи катетера Фолея с температурным датчиком можно одновременно дренировать мочевой пузырь и наблюдать за центральной температурой тела. Это исключительно удобно для хирургических отделений, когда у определенного больного один и тот же катетер Фолея с температурным датчиком можно использовать и на предоперационном этапе, и при выполнении оперативного вмешательства, и в послеоперационном периоде. Цветовая кодировка разъемов позволяет быстро выбрать катетер соответствующего размера. Катетеры Фолея делаются только из силикона.



Катетеры Фолея вводятся в мочевой пузырь.

- Продукты, отмеченные данным цветом, поставляются в асептической упаковке; в них используется термистор 400 серии.
- Продукты, не отмеченные каким-либо цветом, поставляются в стерильной упаковке; в них используется термистор 400 серии.
- Продукты, отмеченные данным цветом, поставляются в асептической упаковке; в них используется термистор 700 серии.

Чреспищеводные стетоскопы с температурными датчиками

Номер для повторного заказа	Описание	Размеры (мм)	Количество в упаковке (шт.)
1013	Чреспищеводный стетоскоп диаметром 9 Fr	Диаметр трубки: 3,0 Диаметр манжетки: 5 Диаметр слухового вкладыша: 6,4	50
M1024205	Чреспищеводный стетоскоп диаметром 9 Fr	Диаметр трубки: 3,0 Диаметр манжетки: 4,6 Диаметр слухового вкладыша: 6,4	25
1023	Чреспищеводный стетоскоп диаметром 9 Fr	Диаметр трубки: 3,0 Диаметр манжетки: 5 Диаметр слухового вкладыша: 6,4	50
1010	Чреспищеводный стетоскоп диаметром 12 Fr	Диаметр трубки: 4,0 Диаметр манжетки: 6,1 Диаметр слухового вкладыша: 6,4	50
M1024212	Чреспищеводный стетоскоп диаметром 12 Fr	Диаметр трубки: 4,0 Диаметр манжетки: 5,5 Диаметр слухового вкладыша: 7,7	25
1020	Чреспищеводный стетоскоп диаметром 12 Fr	Диаметр трубки: 4,0 Диаметр манжетки: 6,1 Диаметр слухового вкладыша: 6,4	50
1011	Чреспищеводный стетоскоп диаметром 18 Fr	Диаметр трубки: 6,0 Диаметр манжетки: 8,0 Диаметр слухового вкладыша: 6,4	50
M1024215	Чреспищеводный стетоскоп диаметром 18 Fr	Диаметр трубки: 6,0 Диаметр манжетки: 8,8 Диаметр слухового вкладыша: 9,4	25
1021	Чреспищеводный стетоскоп диаметром 18 Fr	Диаметр трубки: 6,0 Диаметр манжетки: 8,0 Диаметр слухового вкладыша: 6,4	50
1012	Чреспищеводный стетоскоп диаметром 24 Fr	Диаметр трубки: 8,0 Диаметр манжетки: 11,5 Диаметр слухового вкладыша: 6,4	50
M1024218	Чреспищеводный стетоскоп диаметром 24 Fr	Диаметр трубки: 8,0 Диаметр манжетки: 10,7 Диаметр слухового вкладыша: 11,7	25
1022	Чреспищеводный стетоскоп диаметром 24 Fr	Диаметр трубки: 8,0 Диаметр манжетки: 11,5 Диаметр слухового вкладыша: 6,4	50

Превосходные акустические характеристики позволяют более четко услышать сердцебиение и дыхательные шумы. Это исключительно удобно для использования в хирургических отделениях, так как при проведении анестезии можно одновременно наблюдать за аускультативными изменениями в сердце или легких, а также следить за критическими значениями центральной температуры тела.




Чреспищеводные стетоскопы вводятся в пищевод.



В чреспищеводных стетоскопах с температурным датчиком используются термисторы 400 и 700 серий.

- Продукты, отмеченные данным цветом, поставляются в нестерильной упаковке; в них не используются термисторы.
- Продукты, отмеченные данным цветом, предназначены для использования с термисторными датчиками 400 серии.
- Продукты, отмеченные данным цветом, предназначены для использования с термисторными датчиками 700 серии.



Жидкокристаллические термометры



Разъем типа «Rifle Shot»



Кабель для прямого подключения типа «Rifle Shot» (артикул 1331)



Кабель для прямого подключения типа «Phono Plug» 400 серии (артикул 1332)



Основной кабель (артикул 2021701-001)



Двойной температурный кабель (400 и 700 серии, артикул 2016998-001)



Одинарный температурный кабель (артикул 2021700-001)



Основной кабель (артикул 2021701-001)



Промежуточный кабель (артикул 165640); штекер «Phono Plug» подключается к гнезду «Phono Jack»

Температурные датчики в виде жидкокристаллических полосок

Номер для повторного заказа	Описание	Размеры (мм)	Количество в упаковке (шт.)
1047	Температурные датчики в виде жидкокристаллических полосок, отражающие изменения центральной температуры тела	48×9	100

Точно отражают тенденции изменения температуры кожных покровов; 2 легко читаемые шкалы Цельсия и Фаренгейта.

Повторно используемые кабели

Номер для повторного заказа	Описание	Размеры (м)	Количество в упаковке (шт.)
Кабели для прямого подключения (для подключения одноразовых температурных датчиков к мониторам других производителей, кроме GE)			
1331	Кабель типа «Rifle Shot» для некоторых мониторов Hewlett Packard®	1	1
1332	Кабель типа «Phono Plug» для других мониторов серии 400	1	1
1333	Кабель типа «Phono Plug» для других мониторов серии 700	1	1

Основные кабели (для подключения температурных датчиков к мониторам GE)

2016998-001	Двойной температурный кабель (для подключения к промежуточным кабелям)	0,5	1
2021700-001	Одинарный температурный кабель (для подключения к промежуточным кабелям)	0,5	1
2021701-001	Температурный кабель (для непосредственного подключения одноразовых температурных датчиков без промежуточных кабелей)	0,6	1

Промежуточные кабели (для подключения одноразовых датчиков к ранним моделям основных кабелей GE с разъемом «Phono Jack»)

165640	Промежуточный кабель для одноразовых температурных датчиков	1,3	1
165641	Промежуточный кабель для одноразовых температурных датчиков	2,8	1
9445-801	Промежуточный кабель для одноразовых температурных датчиков	3,6	1

О компании GE Healthcare

GE Healthcare предлагает медицинские технологии и сопутствующие услуги, открывающие новую эру в заботе о пациентах.

Опыт и знания GE Healthcare в области медицинской диагностики, информационных технологий, систем поддержания жизнеобеспечения, разработки лекарственных препаратов и решений по повышению эффективности помогают нашим клиентам по всему миру предоставлять медицинские услуги более высокого качества.

Развивая стратегию «в России для России», в 2009 году компания открыла в Москве Тренинг-центр GE Healthcare Academy для обучения пользователей на базе лечебных учреждений и специально оборудованных классов. В 2010 году GE Healthcare осуществила первую в стране серийную сборку 16-срезового компьютерного томографа в партнерстве с ЗАО «МТЛ». Совместное предприятие (СП) GE Healthcare Nycomed Distribution создано для осуществления продаж, продвижения и распространения контрастных средств медицинской визуализации, произведенных GE Healthcare. В 2011 году создано СП GE и ГК «Ростехнологии» по производству, продаже и обслуживанию высокотехнологичного медицинского оборудования.

GE Healthcare предоставляет как основное сервисное обслуживание, так и высокотехнологичные услуги с дополнительными функциональными возможностями, тем самым помогая пользователям обеспечить высокое качество обслуживания пациентов.

В рамках инициативы healthymagination, в которой заключено наше видение здравоохранения будущего, GE стремится разрабатывать инновации, направленные на снижение стоимости, повышение доступности, качества и эффективности оказания услуг во всем мире. Дополнительную информацию о компании GE Healthcare см. на сайте www.gehealthcare.ru.

GE Healthcare Россия и СНГ

123317, Москва, Пресненская наб., д.10С, 12 этаж
Бизнес-центр «Башня на Набережной», Москва-Сити
Тел.: +7 495 739 69 31, факс: +7 495 739 69 32
www.gehealthcare.ru



GE imagination at work

© Компания General Electric, 2013 г.
Все права защищены.

Компания General Electric оставляет за собой право вносить изменения в характеристики и функции, описанные в данном документе, или приостанавливать выпуск данного изделия без предварительного уведомления каких-либо обязательств с ее стороны. Самую свежую информацию можно получить в представительство компании GE.

GE, монограмма GE, Vital Signs являются товарными знаками компании General Electric.

ApexPro, enFlow, Cardiocap, CARESCAPE, CLASSIC-CUF, CLINI-CUF, CRITIKON, Dash, D-lite, DINAMAP, DURA-CUF, SOFT-CUF, Corometrics, Limb-O, Green Light II, Safe Sac, Vital View, Vital Temp, Mac, Mac-Lab, Marquette, Ohmeda, ОxyTip+, Responder, Solar, Tram, Tram-Net, Tram-Rac, TruSignal, TruSat и Tuff Sat являются товарным знаком компании General Electric.

MASIMO являются торговой маркой компании Masimo Corporation.
Nellcor, OxiMax и OxiSmart являются товарными марками компании Nellcor Puritan Bennett, Inc.
NONIN являются торговой маркой компании Nonin Medical, Inc.
Colin являются торговой маркой компании Colin Medical Instrument.
Datascop являются торговой маркой компании Datascop Corp.
HP являются торговой маркой компании Agilent Technologies.
Philips являются торговой маркой компании Royal Philips Electronic.
Protocol и Welch Allyn являются торговой маркой компании Welch Allyn, Inc.
Siemens являются торговой маркой компании Siemens Medical Solutions.
Spacelabs являются торговой маркой компании Spacelabs Medical Systems.
Hewlett Packard являются торговой маркой компании Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Продукция компаний Finland Oy и GE Medical Systems Information Technologies, Inc. поставляется под брендом GE Healthcare.

Vital Signs, Inc. — компания, входящая в состав General Electric и действующая на рынке под брендом GE Healthcare.